

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE PARA ARTROSCOPIA - CPMH

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Instrumentais para uso médico de uso manual.

Os instrumentais são fornecidos não estéreis, comercializados individualmente, embalados em envelope plástico com instrução de uso e etiqueta de rastreabilidade.

2. INDICAÇÃO DE USO

A família de instrumental cirúrgico CPMH tem por finalidade fornecer ao cirurgião os instrumentos necessários para execução dos procedimentos em cirurgias artroscópicas, o qual deve ser necessariamente conduzido por profissional médico com conhecimentos da técnica cirúrgica e dos aspectos mecânicos do instrumental.

3. MODELOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
E20001	Pinça Blunt Basket, 1,0 mm , reta, Alça padrão;
E20002	Fórceps Raptor Jr., Pequeno, alça padrão;
E20004	Pinça Blunt Basket, 1,0 mm, eixo inclinado, Alça padrão;
E20005	Pinça Blunt Basket, 1,0 mm, eixo inclinado, direita, Alça padrão;
E20006	Pinça Blunt Basket, 1,0 mm, eixo inclinado, esquerda, Alça padrão;
E20007	Pinça Sutura, reta, alça padrão;
E20008	Pinça Sutura, ângulo de 45°, esquerda, alça padrão;
E20009	Pinça Sutura, ângulo de 45°, direita, alça padrão;
E20010	Pinça Sutura, para cima 20°, alça padrão;
E20011	Pinça Sutura, para cima 40°, alça padrão;
E20012	Pinça Blunt Basket, 1,0 mm, reta, Alça ergonômica;
E20013	Fórceps Raptor, alça ergonômica;
E20014	Fórceps Raptor Jr., pequeno, alça ergonômica;
E20015	Pinça Blunt Basket, 1,0 mm, eixo inclinado, Alça ergonômica;
E20016	Pinça Blunt Basket, 1,0 mm, eixo inclinado, direita, Alça ergonômica;
E20017	Pinça Blunt Basket, 1,0 mm, eixo inclinado, esquerda, Alça ergonômica;
E20018	Pinça Sutura, reta, alça ergonômica;
E20019	Pinça Sutura, ângulo de 45°, esquerda, alça ergonômica;
E20020	Pinça Sutura, ângulo de 45°, direita, alça ergonômica;

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE PARA ARTROSCOPIA - CPMH

E20021	Pinça Sutura, para cima 20°, alça ergonômica;
E20022	Pinça Sutura, para cima 40°, alça ergonômica;
E20023	Pinça Grasper 1x2 dentes, reta, alça de bloqueio;
E20024	Pinça Grasper serrilhada 2,7 mm, reta, alça de bloqueio;
E20025	Pinça Grasper serrilhada, 3,4 mm, reta, alça de bloqueio;
E20026	Pinça Grasper, Alligator max, 3,4 mm, reta, alça de bloqueio;
E20027	Pinça Grasper, Alligator fine, 2,7 mm , reta, alça de bloqueio;
E20028	Pinça Grasper, Alligator max, 3,4 mm , eixo inclinado, alça de bloqueio;
E20029	Pinça Grasper, Alligator fine, 2,7 mm , reta, eixo inclinado, alça de bloqueio;
E20030	Pinça Grasper, Alligator fine, 2,7 mm, eixo inclinado, alça de bloqueio;
E20031	Pinça Grasper, Alligator fine, 2,7 mm, pra cima, alça de bloqueio;
E20032	Pinça Grasper, Alligator fine, pequena, reta, alça de bloqueio;
E20033	Pinça Grasper 1x2 dentes, reta, pequena, alça de bloqueio;
E20034	Pinça Grasper 1x2 dentes, reta, alça de bloqueio, eixo com 220mm;
E20035	Pinça Grasper serrilhada 2,7 mm, reta, alça de bloqueio, eixo com 220mm;
E20036	Pinça Grasper serrilhada, 3,4 mm, reta, alça de bloqueio, eixo com 220mm;
E20037	Pinça Grasper, Alligator Jr., 3,4 mm, reta, alça de bloqueio, eixo com 220mm.

4. ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- Os dispositivos da FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE PARA ARTROSCOPIA - CPMH deverão ser armazenados nos respectivos recipientes.
- Antes da utilização, inspecione os dispositivos, de tal forma a detectar qualquer sinal de desgaste originado por uma utilização normal ou qualquer dano potencial.
- Caso seja utilizado um sistema de cadência temporária, torna-se necessário verificar cuidadosamente, antes de qualquer utilização, se todos os dispositivos estão completos, e se nenhum dispositivo evidencia qualquer sinal de dano.
- As embalagens, os acondicionamentos e/ou os produtos danificados não deverão ser utilizados e deverão ser devolvidos à CPMH.
- Os dispositivos devem ser armazenados em local limpo, seco e a uma temperatura adequada.
- Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-16/2013.

5. INSTRUÇÕES DE USO

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE PARA ARTROSCOPIA - CPMH

Toda manipulação destes instrumentais, deverá estar acompanhada de cuidados: na manipulação para limpeza e esterilização, bem como seu transporte. Esses instrumentais devem ser usados somente para a finalidade específica que foi projetada. Inspeccionar todo e qualquer dispositivo antes de o utilizar, de modo a verificar visualmente se o mesmo não se encontra danificado. O produto deve ser manipulado por profissionais qualificados e familiarizados com a técnica cirúrgica em ambiente asséptico.

6. PRECAUÇÕES

- A aplicação de força ou impacto sobre os instrumentos pode causar rompimento, fissura, dobramento, rachadura ou até mesmo quebra do mesmo, levando à sua inutilização.
- Não usar para qualquer outro propósito diferente de seu uso recomendado. Manipular tecidos delicados ou ossos com um instrumento que não foi feito para tal uso pode resultar em danos ao instrumento.
- Deve-se levar em conta que os instrumentos possuem risco de contaminação potencial. Os profissionais que entrarem em contato com os instrumentos devem tomar medidas de precauções contra perfurações causadas por estes.
- Após utilização dos instrumentais estes devem ser tratados como possíveis contaminantes. Descartar após o uso de maneira apropriada.
- Os instrumentos não devem ser utilizados para finalidades daquelas para as quais não foram projetados.
- Os instrumentais servem exclusivamente para auxílio médico. Instrumentais de fabricantes diferentes podem ser utilizados em associação somente quando a compatibilidade e adequabilidade entre eles for previamente avaliada.

7. PRÉ-OPERATÓRIO

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do implante a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atende pelas condições de uso e limpeza. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

8. ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar o produto caso apresente danos aparentes ou caso a sua embalagem esteja violada ou danificada.
- Como todo ato cirúrgico, o cirurgião deve estar ciente que podem haver intercorrências durante o procedimento, e deve estar preparado para tratá-las. O uso destes instrumentais deve ser feito apenas por médicos cirurgiões aptos e familiarizados com a técnica cirúrgica.
- Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins escusos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento e danos ao implante.
- A combinação dos produtos da CPMH com os de outros fabricantes pode apresentar riscos de uma fixação inadequada e outras complicações técnicas por diferenciação de material, desenho ou qualidade.
- Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso do conjunto de instrumentos ou das suas partes. Caso ocorram variações no desempenho pretendido, perda de precisão, instabilidade ou falta de corte, o componente deve ser imediatamente substituído.



FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE PARA ARTROSCOPIA - CPMH

9. RISCOS ASSOCIADOS

O produto é contraindicado apenas para uso por profissionais não habilitados para a função.

10. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO E LIMPEZA

Autoclave ou Óxido de Etileno.

11. DESCARTE

Providenciar o descarte conforme as normas para lixo hospitalar, devendo ser depositado em recipiente adequado e tendo a indicação de que se trata de lixo contaminado. A instituição de saúde por sua vez deverá providenciar o descarte final conforme legislação em vigor.

12. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

Elogios, Sugestões ou Reclamações podem ser realizados diretamente à CPMH pelo telefone (61) 3028-8858, pelo e-mail: sac@cpmh.com.br, ou em nosso sítio eletrônico preenchendo o formulário de atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no endereço eletrônico: <https://www.cpmh.com.br/sac/>.

Esta Instrução de Uso pode ser solicitada a qualquer momento através do e-mail qualidade@cpmh.com.br ou telefone (61) 3028-8883, onde será disponibilizada a versão mais recente via e-mail ou por remessa postal, sem custos de envio.

NOTA: Informações referentes à data de fabricação, validade, lote e referência vide rótulo.



FABRICANTE

CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda.

Endereço: SIA Trecho 17 Via IA-4 Lote 1235

CEP 71200-260

www.cpmh.com.br

Tel: 61 3028-8858

sac@cpmh.com.br

Registro ANVISA: 80859840060

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rander Pereira Avelar – CRO/DF: 5476