



Smartmold

Nome Técnico: Placas para Confeção de Moldeiras

Indicação de Uso

O produto é indicado para ser utilizado como molde do formato do cimento ósseo aplicado durante a cirurgia para a confecção do implante.

Modo de Uso

O template é utilizado para confecção do molde, para modelar no centro cirúrgico o cimento ósseo acrílico de escolha do cirurgião, o TEMPLATE PARA CALOTA CRÂNIANA SMARTMOLD é fabricado em alumínio maleável e o molde fabricado em Resina biocompatível. Após a impressão das bordas o template é transferido para a forma de modelagem onde o cimento ósseo será manipulado. Conforme instruções abaixo:

1. Identificada a deformidade do crânio.
 2. Proceder a moldagem do template maleável NO PACIENTE ajustando as bordas de acordo com as bordas da fratura.
 3. Transferir o template para a molde onde será impresso o formato obtido através template.
 4. No centro cirúrgico o cimento ósseo será aplicado no molde onde será prensado para adquirir do formato da calota que será aplicada no paciente.
- Obs.: Para auxílio na confecção da calota craniana são utilizados tanto o template moldado no paciente quando exames de imagem.

Princípio de Funcionamento

O template para calota crâniana smartmold auxilia na impressão da forma de modelagem do implante.

PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO

Advertências/Precauções

- Não utilizar o produto se o mesmo estiver danificado. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada.
- O cirurgião deve estar familiarizado e deter conhecimentos suficientes de cirurgias de correção e suas limitações, incluindo o pré e pós operatório, técnica cirúrgica adotada, precauções e riscos potenciais.
- Os procedimentos pré-operatórios e cirúrgicos, incluindo o conhecimento da técnica cirúrgica, seleção e a colocação apropriada, são considerações importantes para a utilização bem-sucedida do Smartmold.

NOTA: Informações referentes à data de fabricação, validade, lote e referência vide rótulo.



FABRICANTE

CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda-Epp.

Endereço: SAAN QUADRA 02, PARTE 1, N.º 265 – Brasília/DF

CEP 70632-240

www.cpmh.com.br

Tel: 61 3028-8855

sac@cpmh.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rander Pereira Avelar – CRO/DF: 5476