

SWAB ESTÉRIL DESCARTÁVEL

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Swab estéril descartável para coleta de amostras

Nome Técnico: Frasco Ou Material Para Coleta, Armazenamento Ou Transporte De Amostras Biológicas

2. INDICAÇÃO DE USO

O Swab Estéril Descartável destina-se a ser empregado, na rotina de exames diagnósticos, para coleta de amostra biológica do corpo humano, mais especificamente amostras de origem no trato respiratório: nasofaringe e vestíbulo nasal.

3. APRESENTAÇÕES

O produto está disponível nos seguintes modelos:

Swab Nasal Estéril Descartável: para coleta de amostras de vestíbulo nasal.

Swab Nasofaríngeo Estéril Descartável: para coleta de amostras de nasofaringe.

Os swabs são fornecidos em embalagem primária de papel grau cirúrgico. A embalagem secundária (envelope plástico de polipropileno) contém múltiplas unidades conforme apresentações descritas abaixo:

- Swab Nasal Estéril Descartável - Embalagem com 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000 ou 5000 Swabs
- Swab Nasofaríngeo Estéril Descartável - Embalagem com 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000 ou 5000 Swabs

4. ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- O produto deve ser armazenado e transportado em sua embalagem original mantido em temperatura ambiente (2 a 30°C), em local limpo e livre de incidência de raios solares e umidade.
- Deve ser protegido contra o empilhamento de cargas pesadas, que podem danificar a embalagem e/ou o produto
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Produto Estéril - ETO

5. INSTRUÇÕES DE USO

5.1. Abra a embalagem e retire o swab sem tocar na cabeça do swab (utilize luvas estéreis e o Equipamento de Proteção Individual adequado à coleta de amostras microbiológicas)

5.2. Segure a haste do swab e insira no orifício anatômico de coleta:

5.2a. Introduza aproximadamente 2,5 centímetros do Swab no nariz (parar de introduzir quando o swab encontrar resistência) e gire por 10 (dez) vezes contra a superfície do tecido. A parte a ser inserida é a cabeça do swab (extremidade felpuda).

5.2b. Para Amostras Nasofaríngeas: Apoie suavemente a cabeça do paciente com uma mão enquanto segura o swab com a outra. Insira o swab pela narina e, em seguida, avance o swab lentamente ao longo da parte inferior da cavidade nasal, evitando movimentos bruscos para evitar sangramentos traumático. Gire o swab por 10 vezes contra a superfície do tecido. A parte a ser inserida é a cabeça do swab (extremidade felpuda).

SWAB ESTÉRIL DESCARTÁVEL

3. Retire o swab e realize imediatamente o armazenamento da amostra no tubo de coleta ou recipiente apropriado (não fornecido) ou faça a diluição da amostra no meio adequado (não fornecido).

6. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- A realização da amostragem deve ser realizada com delicadeza. Devem ser evitados movimentos bruscos para prevenir lesões ao tecido.
- O Swab não deve ser utilizado para outros propósitos que não sejam os especificados na instrução de uso
- Devem ser adotadas técnicas assépticas para manuseio e coleta.
- Após utilização, o material deve ser tratado como possível contaminante, podendo conter microorganismo infeccioso. Descartar conforme normas e diretrizes aplicáveis à prática laboratorial.
- O produto não deve ser utilizado se a embalagem estiver danificada ou se o prazo de validade tiver expirado.
- O swab não deve ser reesterilizado em hipótese alguma. Após aberta a embalagem, ainda que não utilizado o produto deve ser descartado.

7. RISCOS ASSOCIADOS

A aplicação de força durante a coleta da amostra é desnecessária e pode causar lesão ao tecido. Deve-se empregar a técnica adequada e realizar a coleta sem efetuar movimentos bruscos. Ao inserir o swab no orifício para coleta e encontrar resistência, não forçar a passagem do swab.

8. DESCARTE

Após utilização, o material deve ser tratado como possível contaminante, podendo conter microorganismo infeccioso. Antes do descarte, recomenda-se a autoclavagem a 121°C por 20 minutos ou a aplicação de normas e diretrizes aplicáveis ao manejo de resíduos biológicos.

9. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

Elogios, Sugestões ou Reclamações podem ser realizados diretamente à CPMH pelo telefone (61) 3028-8883, pelo e-mail: @qualidade@cpmh.com.br, ou em nosso sítio eletrônico preenchendo o formulário de atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no endereço eletrônico: <https://www.cpmh.com.br/sac/>.

Esta Instrução de Uso pode ser solicitada a qualquer momento através do e-mail qualidade@cpmh.com.br ou telefone (61) 3028-8883, onde será disponibilizada via e-mail a versão mais recente.

NOTA: Informações referentes à data de fabricação, validade, lote e referência vide rótulo.

FABRICANTE



Bioscience (Tianjin) Diagnostic Technology Co., Ltd

Endereço: 1. No.201.10 Siwei Road, Dongli District, Tianjin, China.

Website: <http://www.bioscience-tj.com>



SWAB ESTÉRIL DESCARTÁVEL

IMPORTADOR:

CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda.

Endereço: SIA Trecho 17 Via IA-4 Lote 1235

CEP 71200-260

Tel: 61 3028-8883

www.cpmh.com.br

qualidade@cpmh.com.br

Registro ANVISA: 80859840214

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rander Pereira Avelar – CRO/DF: 5476