

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

As Brocas Diamantadas Estéreis são fabricadas em Aço Inox 410 (ASTM F899). Instrumentais para uso médico com o auxílio de um motor com engate apropriado.

São fornecidos estéreis, embalados individualmente em papel grau cirúrgico (embalagem primária) e acondicionados em caixa de papelão (embalagem secundária).

2. INDICAÇÃO DE USO

Auxílio em procedimento cirúrgico para colocação dos implantes médicos da CPMH, o qual deve ser necessariamente conduzido por profissional médico com conhecimentos da técnica cirúrgica e dos aspectos mecânicos do instrumental.

3. MODELOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
EL505050-01	Broca esférica de desgaste diamantada Ø1 x 50mm;
EL505050-02	Broca esférica de desgaste diamantada Ø2 x 50mm;
EL505050-03	Broca esférica de desgaste diamantada Ø3 x 50mm;
EL505050-04	Broca esférica de desgaste diamantada Ø4 x 50mm;
EL505050-05	Broca esférica de desgaste diamantada Ø5 x 50mm;
EL505050-06	Broca esférica de desgaste diamantada Ø6 x 50mm;
EL505070-01	Broca esférica de desgaste diamantada Ø1 x 70mm;
EL505070-02	Broca esférica de desgaste diamantada Ø2 x 70mm;
EL505070-03	Broca esférica de desgaste diamantada Ø3 x 70mm;
EL505070-04	Broca esférica de desgaste diamantada Ø4 x 70mm;
EL505070-05	Broca esférica de desgaste diamantada Ø5 x 70mm;
EL505070-06	Broca esférica de desgaste diamantada Ø6 x 70mm;
EL505100-01	Broca esférica de desgaste diamantada Ø1 x 100mm;
EL505100-02	Broca esférica de desgaste diamantada Ø2 x 100mm;
EL505100-03	Broca esférica de desgaste diamantada Ø3 x 100mm;
EL505100-04	Broca esférica de desgaste diamantada Ø4 x 100mm;
EL505100-05	Broca esférica de desgaste diamantada Ø5 x 100mm;
EL505100-06	Broca esférica de desgaste diamantada Ø6 x 100mm;
EL505125-01	Broca esférica de desgaste diamantada Ø1 x 125mm
EL505125-02	Broca esférica de desgaste diamantada Ø2 x 125mm
EL505125-03	Broca esférica de desgaste diamantada Ø3 x 125mm
EL505125-04	Broca esférica de desgaste diamantada Ø4 x 125mm
EL505125-05	Broca esférica de desgaste diamantada Ø5 x 125mm
EL505125-06	Broca esférica de desgaste diamantada Ø6 x 125mm
EL505150-01	Broca esférica de desgaste diamantada Ø1 x 150mm
EL505150-02	Broca esférica de desgaste diamantada Ø2 x 150mm
EL505150-03	Broca esférica de desgaste diamantada Ø3 x 150mm

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

EL505150-04	Broca esférica de desgaste diamantada Ø4 x 150mm
EL505150-05	Broca esférica de desgaste diamantada Ø5 x 150mm
EL505150-06	Broca esférica de desgaste diamantada Ø6 x 150mm
EL552044-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 44,5mm, encaixe J
EL552044-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 44,5mm, encaixe J
EL552055-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 55mm, encaixe J
EL552055-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 55mm, encaixe J
EL552055-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 55mm, encaixe J
EL552055-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 55mm, encaixe J
EL552055-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 55mm, encaixe J
EL552055-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 55mm, encaixe J
EL552055-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 55mm, encaixe J
EL552055-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 55mm, encaixe J
EL552055-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 55mm, encaixe J
EL552055-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 55mm, encaixe J
EL552055-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 55mm, encaixe J
EL552055-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 55mm, encaixe J
EL552055-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 55mm, encaixe J
EL552055-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 55mm, encaixe J
EL552055-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 55mm, encaixe J
EL552055-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 55mm, encaixe J
EL552055-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 55mm, encaixe J
EL552070-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 70mm, encaixe J
EL552070-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 70mm, encaixe J

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

EL552070-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 70mm, encaixe J
EL552070-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 70mm, encaixe J
EL552070-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 70mm, encaixe J
EL552070-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 70mm, encaixe J
EL552070-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 70mm, encaixe J
EL552070-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 70mm, encaixe J
EL552070-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 70mm, encaixe J
EL552070-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 70mm, encaixe J
EL552070-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 70mm, encaixe J
EL552070-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 70mm, encaixe J
EL552070-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 70mm, encaixe J
EL552070-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 70mm, encaixe J
EL552070-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 70mm, encaixe J
EL552070-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 70mm, encaixe J
EL552070-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 70mm, encaixe J
EL552095-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 95mm, encaixe J
EL552095-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 95mm, encaixe J
EL552095-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 95mm, encaixe J
EL552095-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 95mm, encaixe J
EL552095-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 95mm, encaixe J
EL552095-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 95mm, encaixe J
EL552095-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 95mm, encaixe J
EL552095-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 95mm, encaixe J
EL552095-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 95mm, encaixe J
EL552095-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 95mm, encaixe J
EL552095-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 95mm, encaixe J
EL552095-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 95mm, encaixe J
EL552095-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 95mm, encaixe J
EL552095-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 95mm, encaixe J
EL552095-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 95mm, encaixe J
EL552095-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 95mm, encaixe J
EL552095-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 95mm, encaixe J
EL552125-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 125mm, encaixe J
EL552125-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 125mm, encaixe J
EL552125-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 125mm, encaixe J
EL552125-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 125mm, encaixe J
EL552125-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 125mm, encaixe J
EL552125-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 125mm, encaixe J
EL552125-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 125mm, encaixe J

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

EL552125-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 125mm, encaixe J
EL552125-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 125mm, encaixe J
EL552125-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 125mm, encaixe J
EL552125-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 125mm, encaixe J
EL552125-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 125mm, encaixe J
EL552125-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 125mm, encaixe J
EL552125-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 125mm, encaixe J
EL552125-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 125mm, encaixe J
EL552125-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 125mm, encaixe J
EL552125-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 125mm, encaixe J
EL553044-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 44,5mm, encaixe M
EL553044-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 44,5mm, encaixe M
EL553055-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 55mm, encaixe M
EL553055-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 55mm, encaixe M
EL553055-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 55mm, encaixe M
EL553055-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 55mm, encaixe M
EL553055-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 55mm, encaixe M
EL553055-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 55mm, encaixe M
EL553055-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 55mm, encaixe M
EL553055-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 55mm, encaixe M
EL553055-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 55mm, encaixe M
EL553055-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 55mm, encaixe M
EL553055-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 55mm, encaixe M
EL553055-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 55mm, encaixe M

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

EL553055-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 55mm, encaixe M
EL553055-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 55mm, encaixe M
EL553055-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 55mm, encaixe M
EL553055-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 55mm, encaixe M
EL553055-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 55mm, encaixe M
EL553070-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 70mm, encaixe M
EL553070-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 70mm, encaixe M
EL553070-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 70mm, encaixe M
EL553070-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 70mm, encaixe M
EL553070-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 70mm, encaixe M
EL553070-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 70mm, encaixe M
EL553070-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 70mm, encaixe M
EL553070-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 70mm, encaixe M
EL553070-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 70mm, encaixe M
EL553070-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 70mm, encaixe M
EL553070-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 70mm, encaixe M
EL553070-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 70mm, encaixe M
EL553070-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 70mm, encaixe M
EL553070-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 70mm, encaixe M
EL553070-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 70mm, encaixe M
EL553070-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 70mm, encaixe M
EL553070-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 70mm, encaixe M
EL553095-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 95mm, encaixe M
EL553095-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 95mm, encaixe M
EL553095-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 95mm, encaixe M
EL553095-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 95mm, encaixe M
EL553095-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 95mm, encaixe M
EL553095-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 95mm, encaixe M
EL553095-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 95mm, encaixe M
EL553095-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 95mm, encaixe M
EL553095-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 95mm, encaixe M
EL553095-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 95mm, encaixe M
EL553095-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 95mm, encaixe M
EL553095-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 95mm, encaixe M
EL553095-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 95mm, encaixe M
EL553095-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 95mm, encaixe M
EL553095-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 95mm, encaixe M
EL553095-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 95mm, encaixe M
EL553095-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 95mm, encaixe M

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

EL553125-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 125mm, encaixe M
EL553125-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 125mm, encaixe M
EL553125-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 125mm, encaixe M
EL553125-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 125mm, encaixe M
EL553125-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 125mm, encaixe M
EL553125-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 125mm, encaixe M
EL553125-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 125mm, encaixe M
EL553125-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 125mm, encaixe M
EL553125-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 125mm, encaixe M
EL553125-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 125mm, encaixe M
EL553125-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 125mm, encaixe M
EL553125-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 125mm, encaixe M
EL553125-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 125mm, encaixe M
EL553125-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 125mm, encaixe M
EL553125-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 125mm, encaixe M
EL553125-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 125mm, encaixe M
EL553125-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 125mm, encaixe M
EL554044-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 44,5mm, encaixe O
EL554044-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 44,5mm, encaixe O
EL554055-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 55mm, encaixe O
EL554055-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 55mm, encaixe O
EL554055-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 55mm, encaixe O
EL554055-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 55mm, encaixe O
EL554055-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 55mm, encaixe O

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

EL554055-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 55mm, encaixe O
EL554055-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 55mm, encaixe O
EL554055-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 55mm, encaixe O
EL554055-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 55mm, encaixe O
EL554055-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 55mm, encaixe O
EL554055-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 55mm, encaixe O
EL554055-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 55mm, encaixe O
EL554055-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 55mm, encaixe O
EL554055-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 55mm, encaixe O
EL554055-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 55mm, encaixe O
EL554055-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 55mm, encaixe O
EL554055-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 55mm, encaixe O
EL554070-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 70mm, encaixe O
EL554070-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 70mm, encaixe O
EL554070-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 70mm, encaixe O
EL554070-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 70mm, encaixe O
EL554070-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 70mm, encaixe O
EL554070-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 70mm, encaixe O
EL554070-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 70mm, encaixe O
EL554070-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 70mm, encaixe O
EL554070-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 70mm, encaixe O
EL554070-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 70mm, encaixe O
EL554070-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 70mm, encaixe O
EL554070-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 70mm, encaixe O
EL554070-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 70mm, encaixe O
EL554070-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 70mm, encaixe O
EL554070-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 70mm, encaixe O
EL554070-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 70mm, encaixe O
EL554070-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 70mm, encaixe O
EL554095-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 95mm, encaixe O
EL554095-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 95mm, encaixe O
EL554095-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 95mm, encaixe O
EL554095-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 95mm, encaixe O
EL554095-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 95mm, encaixe O
EL554095-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 95mm, encaixe O
EL554095-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 95mm, encaixe O
EL554095-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 95mm, encaixe O
EL554095-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 95mm, encaixe O
EL554095-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 95mm, encaixe O

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

EL554095-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 95mm, encaixe O
EL554095-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 95mm, encaixe O
EL554095-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 95mm, encaixe O
EL554095-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 95mm, encaixe O
EL554095-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 95mm, encaixe O
EL554095-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 95mm, encaixe O
EL554095-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 95mm, encaixe O
EL554125-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 125mm, encaixe O
EL554125-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 125mm, encaixe O
EL554125-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 125mm, encaixe O
EL554125-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 125mm, encaixe O
EL554125-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 125mm, encaixe O
EL554125-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 125mm, encaixe O
EL554125-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 125mm, encaixe O
EL554125-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 125mm, encaixe O
EL554125-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 125mm, encaixe O
EL554125-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 125mm, encaixe O
EL554125-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 125mm, encaixe O
EL554125-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 125mm, encaixe O
EL554125-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 125mm, encaixe O
EL554125-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 125mm, encaixe O
EL554125-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 125mm, encaixe O
EL554125-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 125mm, encaixe O
EL554125-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 125mm, encaixe O
EL555044-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 44,5mm, encaixe R

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

EL555044-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 44,5mm, encaixe R
EL555044-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 44,5mm, encaixe R
EL555055-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 55mm, encaixe R
EL555055-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 55mm, encaixe R
EL555055-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 55mm, encaixe R
EL555055-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 55mm, encaixe R
EL555055-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 55mm, encaixe R
EL555055-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 55mm, encaixe R
EL555055-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 55mm, encaixe R
EL555055-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 55mm, encaixe R
EL555055-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 55mm, encaixe R
EL555055-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 55mm, encaixe R
EL555055-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 55mm, encaixe R
EL555055-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 55mm, encaixe R
EL555055-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 55mm, encaixe R
EL555055-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 55mm, encaixe R
EL555055-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 55mm, encaixe R
EL555055-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 55mm, encaixe R
EL555055-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 55mm, encaixe R
EL555070-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 70mm, encaixe R
EL555070-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 70mm, encaixe R
EL555070-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 70mm, encaixe R
EL555070-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 70mm, encaixe R
EL555070-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 70mm, encaixe R
EL555070-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 70mm, encaixe R
EL555070-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 70mm, encaixe R
EL555070-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 70mm, encaixe R
EL555070-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 70mm, encaixe R
EL555070-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 70mm, encaixe R
EL555070-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 70mm, encaixe R
EL555070-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 70mm, encaixe R
EL555070-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 70mm, encaixe R
EL555070-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 70mm, encaixe R
EL555070-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 70mm, encaixe R
EL555070-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 70mm, encaixe R
EL555070-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 70mm, encaixe R
EL555095-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 95mm, encaixe R
EL555095-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 95mm, encaixe R
EL555095-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 95mm, encaixe R

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

EL555095-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 95mm, encaixe R
EL555095-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 95mm, encaixe R
EL555095-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 95mm, encaixe R
EL555095-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 95mm, encaixe R
EL555095-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 95mm, encaixe R
EL555095-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 95mm, encaixe R
EL555095-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 95mm, encaixe R
EL555095-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 95mm, encaixe R
EL555095-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 95mm, encaixe R
EL555095-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 95mm, encaixe R
EL555095-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 95mm, encaixe R
EL555095-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 95mm, encaixe R
EL555095-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 95mm, encaixe R
EL555095-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 95mm, encaixe R
EL555125-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 125mm, encaixe R
EL555125-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 125mm, encaixe R
EL555125-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 125mm, encaixe R
EL555125-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 125mm, encaixe R
EL555125-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 125mm, encaixe R
EL555125-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 125mm, encaixe R
EL555125-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 125mm, encaixe R
EL555125-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 125mm, encaixe R
EL555125-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 125mm, encaixe R
EL555125-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 125mm, encaixe R
EL555125-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 125mm, encaixe R
EL555125-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 125mm, encaixe R
EL555125-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 125mm, encaixe R
EL555125-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 125mm, encaixe R
EL555125-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 125mm, encaixe R
EL555125-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 125mm, encaixe R
EL555125-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 125mm, encaixe R
EL556044-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 44,5mm, encaixe S

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

EL556044-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 44,5mm, encaixe S
EL556044-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 44,5mm, encaixe S
EL556055-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 55mm, encaixe S
EL556055-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 55mm, encaixe S
EL556055-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 55mm, encaixe S
EL556055-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 55mm, encaixe S
EL556055-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 55mm, encaixe S
EL556055-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 55mm, encaixe S
EL556055-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 55mm, encaixe S
EL556055-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 55mm, encaixe S
EL556055-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 55mm, encaixe S
EL556055-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 55mm, encaixe S
EL556055-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 55mm, encaixe S
EL556055-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 55mm, encaixe S
EL556055-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 55mm, encaixe S
EL556055-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 55mm, encaixe S
EL556055-5	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 55mm, encaixe S
EL556055-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 55mm, encaixe S
EL556055-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 55mm, encaixe S
EL556070-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 70mm, encaixe S
EL556070-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 70mm, encaixe S
EL556070-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 70mm, encaixe S
EL556070-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 70mm, encaixe S
EL556070-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 70mm, encaixe S
EL556070-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 70mm, encaixe S
EL556070-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 70mm, encaixe S
EL556070-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 70mm, encaixe S
EL556070-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 70mm, encaixe S
EL556070-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 70mm, encaixe S
EL556070-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 70mm, encaixe S
EL556070-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 70mm, encaixe S
EL556070-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 70mm, encaixe S

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

EL556070-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 70mm, encaixe S
EL556070-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 70mm, encaixe S
EL556070-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 70mm, encaixe S
EL556070-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 70mm, encaixe S
EL556095-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 95mm, encaixe S
EL556095-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 95mm, encaixe S
EL556095-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 95mm, encaixe S
EL556095-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 95mm, encaixe S
EL556095-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 95mm, encaixe S
EL556095-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 95mm, encaixe S
EL556095-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 95mm, encaixe S
EL556095-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 95mm, encaixe S
EL556095-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 95mm, encaixe S
EL556095-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 95mm, encaixe S
EL556095-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 95mm, encaixe S
EL556095-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 95mm, encaixe S
EL556095-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 95mm, encaixe S
EL556095-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 95mm, encaixe S
EL556095-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 95mm, encaixe S
EL556095-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 95mm, encaixe S
EL556095-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 95mm, encaixe S
EL556125-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 125mm, encaixe S
EL556125-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 125mm, encaixe S
EL556125-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 125mm, encaixe S
EL556125-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 125mm, encaixe S
EL556125-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 125mm, encaixe S
EL556125-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 125mm, encaixe S
EL556125-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 125mm, encaixe S
EL556125-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 125mm, encaixe S
EL556125-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 125mm, encaixe S
EL556125-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 125mm, encaixe S
EL556125-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 125mm, encaixe S
EL556125-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 125mm, encaixe S
EL556125-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 125mm, encaixe S
EL556125-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 125mm, encaixe S
EL556125-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 125mm, encaixe S
EL556125-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 125mm, encaixe S
EL556125-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 125mm, encaixe S
EL557044-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 44,5mm, encaixe T

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

EL557044-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 44,5mm, encaixe T
EL557044-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 44,5mm, encaixe T
EL557055-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 55mm, encaixe T
EL557055-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 55mm, encaixe T
EL557055-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 55mm, encaixe T
EL557055-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 55mm, encaixe T
EL557055-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 55mm, encaixe T
EL557055-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 55mm, encaixe T
EL557055-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 55mm, encaixe T
EL557055-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 55mm, encaixe T
EL557055-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 55mm, encaixe T
EL557055-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 55mm, encaixe T
EL557055-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 55mm, encaixe T
EL557055-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 55mm, encaixe T
EL557055-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 55mm, encaixe T
EL557055-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 55mm, encaixe T
EL557055-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 55mm, encaixe T
EL557055-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 55mm, encaixe T
EL557055-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 55mm, encaixe T
EL557070-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 70mm, encaixe T
EL557070-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 70mm, encaixe T
EL557070-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 70mm, encaixe T
EL557070-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 70mm, encaixe T
EL557070-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 70mm, encaixe T
EL557070-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 70mm, encaixe T

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

EL557070-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 70mm, encaixe T
EL557070-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 70mm, encaixe T
EL557070-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 70mm, encaixe T
EL557070-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 70mm, encaixe T
EL557070-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 70mm, encaixe T
EL557070-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 70mm, encaixe T
EL557070-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 70mm, encaixe T
EL557070-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 70mm, encaixe T
EL557070-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 70mm, encaixe T
EL557070-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 70mm, encaixe T
EL557070-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 70mm, encaixe T
EL557095-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 95mm, encaixe T
EL557095-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 95mm, encaixe T
EL557095-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 95mm, encaixe T
EL557095-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 95mm, encaixe T
EL557095-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 95mm, encaixe T
EL557095-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 95mm, encaixe T
EL557095-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 95mm, encaixe T
EL557095-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 95mm, encaixe T
EL557095-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 95mm, encaixe T
EL557095-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 95mm, encaixe T
EL557095-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 95mm, encaixe T
EL557095-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 95mm, encaixe T
EL557095-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 95mm, encaixe T
EL557095-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 95mm, encaixe T
EL557095-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 95mm, encaixe T
EL557095-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 95mm, encaixe T
EL557095-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 95mm, encaixe T
EL557125-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 125mm, encaixe T
EL557125-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 125mm, encaixe T
EL557125-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 125mm, encaixe T
EL557125-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 125mm, encaixe T
EL557125-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 125mm, encaixe T
EL557125-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 125mm, encaixe T
EL557125-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 125mm, encaixe T
EL557125-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 125mm, encaixe T
EL557125-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 125mm, encaixe T
EL557125-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 125mm, encaixe T
EL557125-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 125mm, encaixe T

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

EL557125-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 125mm, encaixe T
EL557125-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 125mm, encaixe T
EL557125-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 125mm, encaixe T
EL557125-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 125mm, encaixe T
EL557125-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 125mm, encaixe T
EL557125-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 125mm, encaixe T
EK30028-M	Insert de Elevação 120° M
EK30028-N	Insert de Elevação 120° N
EK30028-W	Insert de Elevação 120° W
EK30028-C	Insert de Elevação 120° C
SL505050-01	Broca esférica de desgaste diamantada Ø1 x 50mm
SL505050-02	Broca esférica de desgaste diamantada Ø2 x 50mm
SL505050-03	Broca esférica de desgaste diamantada Ø3 x 50mm
SL505050-04	Broca esférica de desgaste diamantada Ø4 x 50mm
SL505050-05	Broca esférica de desgaste diamantada Ø5 x 50mm
SL505050-06	Broca esférica de desgaste diamantada Ø6 x 50mm
SL505070-01	Broca esférica de desgaste diamantada Ø1 x 70mm
SL505070-02	Broca esférica de desgaste diamantada Ø2 x 70mm
SL505070-03	Broca esférica de desgaste diamantada Ø3 x 70mm
SL505070-04	Broca esférica de desgaste diamantada Ø4 x 70mm
SL505070-05	Broca esférica de desgaste diamantada Ø5 x 70mm
SL505070-06	Broca esférica de desgaste diamantada Ø6 x 70mm
SL505100-01	Broca esférica de desgaste diamantada Ø1 x 100mm
SL505100-02	Broca esférica de desgaste diamantada Ø2 x 100mm
SL505100-03	Broca esférica de desgaste diamantada Ø3 x 100mm
SL505100-04	Broca esférica de desgaste diamantada Ø4 x 100mm
SL505100-05	Broca esférica de desgaste diamantada Ø5 x 100mm
SL505100-06	Broca esférica de desgaste diamantada Ø6 x 100mm
SL505125-01	Broca esférica de desgaste diamantada Ø1 x 125mm
SL505125-02	Broca esférica de desgaste diamantada Ø2 x 125mm
SL505125-03	Broca esférica de desgaste diamantada Ø3 x 125mm
SL505125-04	Broca esférica de desgaste diamantada Ø4 x 125mm
SL505125-05	Broca esférica de desgaste diamantada Ø5 x 125mm
SL505125-06	Broca esférica de desgaste diamantada Ø6 x 125mm
SL505150-01	Broca esférica de desgaste diamantada Ø1 x 150mm
SL505150-02	Broca esférica de desgaste diamantada Ø2 x 150mm
SL505150-03	Broca esférica de desgaste diamantada Ø3 x 150mm
SL505150-04	Broca esférica de desgaste diamantada Ø4 x 150mm
SL505150-05	Broca esférica de desgaste diamantada Ø5 x 150mm

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

SL505150-06	Broca esférica de desgaste diamantada Ø6 x 150mm
SL552044-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 44,5mm, encaixe J
SL552044-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 44,5mm, encaixe J
SL552055-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 55mm, encaixe J
SL552055-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 55mm, encaixe J
SL552055-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 55mm, encaixe J
SL552055-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 55mm, encaixe J
SL552055-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 55mm, encaixe J
SL552055-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 55mm, encaixe J
SL552055-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 55mm, encaixe J
SL552055-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 55mm, encaixe J
SL552055-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 55mm, encaixe J
SL552055-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 55mm, encaixe J
SL552055-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 55mm, encaixe J
SL552055-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 55mm, encaixe J
SL552055-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 55mm, encaixe J
SL552055-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 55mm, encaixe J
SL552055-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 55mm, encaixe J
SL552055-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 55mm, encaixe J
SL552055-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 55mm, encaixe J
SL552070-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 70mm, encaixe J
SL552070-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 70mm, encaixe J
SL552070-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 70mm, encaixe J
SL552070-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 70mm, encaixe J

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

SL552070-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 70mm, encaixe J
SL552070-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 70mm, encaixe J
SL552070-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 70mm, encaixe J
SL552070-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 70mm, encaixe J
SL552070-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 70mm, encaixe J
SL552070-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 70mm, encaixe J
SL552070-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 70mm, encaixe J
SL552070-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 70mm, encaixe J
SL552070-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 70mm, encaixe J
SL552070-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 70mm, encaixe J
SL552070-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 70mm, encaixe J
SL552070-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 70mm, encaixe J
SL552070-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 70mm, encaixe J
SL552095-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 95mm, encaixe J
SL552095-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 95mm, encaixe J
SL552095-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 95mm, encaixe J
SL552095-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 95mm, encaixe J
SL552095-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 95mm, encaixe J
SL552095-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 95mm, encaixe J
SL552095-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 95mm, encaixe J
SL552095-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 95mm, encaixe J
SL552095-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 95mm, encaixe J
SL552095-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 95mm, encaixe J
SL552095-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 95mm, encaixe J
SL552095-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 95mm, encaixe J
SL552095-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 95mm, encaixe J
SL552095-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 95mm, encaixe J
SL552095-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 95mm, encaixe J
SL552095-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 95mm, encaixe J
SL552095-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 95mm, encaixe J
SL552125-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 125mm, encaixe J
SL552125-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 125mm, encaixe J
SL552125-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 125mm, encaixe J
SL552125-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 125mm, encaixe J
SL552125-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 125mm, encaixe J
SL552125-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 125mm, encaixe J
SL552125-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 125mm, encaixe J
SL552125-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 125mm, encaixe J
SL552125-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 125mm, encaixe J

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

SL552125-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 125mm, encaixe J
SL552125-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 125mm, encaixe J
SL552125-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 125mm, encaixe J
SL552125-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 125mm, encaixe J
SL552125-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 125mm, encaixe J
SL552125-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 125mm, encaixe J
SL552125-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 125mm, encaixe J
SL552125-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 125mm, encaixe J
SL553044-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 44,5mm, encaixe M
SL553044-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 44,5mm, encaixe M
SL553055-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 55mm, encaixe M
SL553055-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 55mm, encaixe M
SL553055-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 55mm, encaixe M
SL553055-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 55mm, encaixe M
SL553055-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 55mm, encaixe M
SL553055-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 55mm, encaixe M
SL553055-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 55mm, encaixe M
SL553055-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 55mm, encaixe M
SL553055-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 55mm, encaixe M
SL553055-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 55mm, encaixe M
SL553055-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 55mm, encaixe M
SL553055-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 55mm, encaixe M
SL553055-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 55mm, encaixe M
SL553055-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 55mm, encaixe M

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

SL553055-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 55mm, encaixe M
SL553055-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 55mm, encaixe M
SL553055-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 55mm, encaixe M
SL553070-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 70mm, encaixe M
SL553070-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 70mm, encaixe M
SL553070-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 70mm, encaixe M
SL553070-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 70mm, encaixe M
SL553070-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 70mm, encaixe M
SL553070-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 70mm, encaixe M
SL553070-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 70mm, encaixe M
SL553070-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 70mm, encaixe M
SL553070-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 70mm, encaixe M
SL553070-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 70mm, encaixe M
SL553070-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 70mm, encaixe M
SL553070-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 70mm, encaixe M
SL553070-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 70mm, encaixe M
SL553070-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 70mm, encaixe M
SL553070-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 70mm, encaixe M
SL553070-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 70mm, encaixe M
SL553070-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 70mm, encaixe M
SL553095-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 95mm, encaixe M
SL553095-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 95mm, encaixe M
SL553095-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 95mm, encaixe M
SL553095-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 95mm, encaixe M
SL553095-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 95mm, encaixe M
SL553095-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 95mm, encaixe M
SL553095-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 95mm, encaixe M
SL553095-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 95mm, encaixe M
SL553095-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 95mm, encaixe M
SL553095-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 95mm, encaixe M
SL553095-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 95mm, encaixe M
SL553095-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 95mm, encaixe M
SL553095-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 95mm, encaixe M
SL553095-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 95mm, encaixe M
SL553095-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 95mm, encaixe M
SL553095-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 95mm, encaixe M
SL553095-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 95mm, encaixe M
SL553125-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 125mm, encaixe M
SL553125-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 125mm, encaixe M

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

SL553125-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 125mm, encaixe M
SL553125-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 125mm, encaixe M
SL553125-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 125mm, encaixe M
SL553125-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 125mm, encaixe M
SL553125-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 125mm, encaixe M
SL553125-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 125mm, encaixe M
SL553125-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 125mm, encaixe M
SL553125-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 125mm, encaixe M
SL553125-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 125mm, encaixe M
SL553125-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 125mm, encaixe M
SL553125-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 125mm, encaixe M
SL553125-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 125mm, encaixe M
SL553125-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 125mm, encaixe M
SL553125-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 125mm, encaixe M
SL553125-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 125mm, encaixe M
SL554044-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 44,5mm, encaixe O
SL554044-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 44,5mm, encaixe O
SL554055-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 55mm, encaixe O
SL554055-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 55mm, encaixe O
SL554055-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 55mm, encaixe O
SL554055-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 55mm, encaixe O
SL554055-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 55mm, encaixe O
SL554055-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 55mm, encaixe O
SL554055-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 55mm, encaixe O

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

SL554055-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 55mm, encaixe O
SL554055-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 55mm, encaixe O
SL554055-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 55mm, encaixe O
SL554055-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 55mm, encaixe O
SL554055-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 55mm, encaixe O
SL554055-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 55mm, encaixe O
SL554055-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 55mm, encaixe O
SL554055-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 55mm, encaixe O
SL554055-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 55mm, encaixe O
SL554055-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 55mm, encaixe O
SL554070-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 70mm, encaixe O
SL554070-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 70mm, encaixe O
SL554070-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 70mm, encaixe O
SL554070-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 70mm, encaixe O
SL554070-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 70mm, encaixe O
SL554070-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 70mm, encaixe O
SL554070-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 70mm, encaixe O
SL554070-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 70mm, encaixe O
SL554070-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 70mm, encaixe O
SL554070-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 70mm, encaixe O
SL554070-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 70mm, encaixe O
SL554070-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 70mm, encaixe O
SL554070-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 70mm, encaixe O
SL554070-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 70mm, encaixe O
SL554070-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 70mm, encaixe O
SL554070-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 70mm, encaixe O
SL554070-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 70mm, encaixe O
SL554095-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 95mm, encaixe O
SL554095-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 95mm, encaixe O
SL554095-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 95mm, encaixe O
SL554095-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 95mm, encaixe O
SL554095-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 95mm, encaixe O
SL554095-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 95mm, encaixe O
SL554095-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 95mm, encaixe O
SL554095-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 95mm, encaixe O
SL554095-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 95mm, encaixe O
SL554095-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 95mm, encaixe O
SL554095-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 95mm, encaixe O
SL554095-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 95mm, encaixe O

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

SL554095-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 95mm, encaixe O
SL554095-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 95mm, encaixe O
SL554095-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 95mm, encaixe O
SL554095-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 95mm, encaixe O
SL554095-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 95mm, encaixe O
SL554125-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 125mm, encaixe O
SL554125-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 125mm, encaixe O
SL554125-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 125mm, encaixe O
SL554125-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 125mm, encaixe O
SL554125-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 125mm, encaixe O
SL554125-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 125mm, encaixe O
SL554125-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 125mm, encaixe O
SL554125-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 125mm, encaixe O
SL554125-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 125mm, encaixe O
SL554125-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 125mm, encaixe O
SL554125-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 125mm, encaixe O
SL554125-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 125mm, encaixe O
SL554125-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 125mm, encaixe O
SL554125-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 125mm, encaixe O
SL554125-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 125mm, encaixe O
SL554125-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 125mm, encaixe O
SL554125-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 125mm, encaixe O
SL555044-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 44,5mm, encaixe R
SL555044-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 44,5mm, encaixe R

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

SL555055-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 55mm, encaixe R
SL555055-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 55mm, encaixe R
SL555055-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 55mm, encaixe R
SL555055-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 55mm, encaixe R
SL555055-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 55mm, encaixe R
SL555055-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 55mm, encaixe R
SL555055-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 55mm, encaixe R
SL555055-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 55mm, encaixe R
SL555055-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 55mm, encaixe R
SL555055-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 55mm, encaixe R
SL555055-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 55mm, encaixe R
SL555055-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 55mm, encaixe R
SL555055-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 55mm, encaixe R
SL555055-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 55mm, encaixe R
SL555055-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 55mm, encaixe R
SL555055-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 55mm, encaixe R
SL555055-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 55mm, encaixe R
SL555070-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 70mm, encaixe R
SL555070-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 70mm, encaixe R
SL555070-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 70mm, encaixe R
SL555070-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 70mm, encaixe R
SL555070-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 70mm, encaixe R
SL555070-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 70mm, encaixe R
SL555070-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 70mm, encaixe R
SL555070-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 70mm, encaixe R
SL555070-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 70mm, encaixe R
SL555070-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 70mm, encaixe R
SL555070-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 70mm, encaixe R
SL555070-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 70mm, encaixe R
SL555070-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 70mm, encaixe R
SL555070-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 70mm, encaixe R
SL555070-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 70mm, encaixe R
SL555070-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 70mm, encaixe R
SL555070-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 70mm, encaixe R
SL555095-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 95mm, encaixe R
SL555095-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 95mm, encaixe R
SL555095-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 95mm, encaixe R
SL555095-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 95mm, encaixe R
SL555095-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 95mm, encaixe R

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

SL555095-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 95mm, encaixe R
SL555095-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 95mm, encaixe R
SL555095-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 95mm, encaixe R
SL555095-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 95mm, encaixe R
SL555095-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 95mm, encaixe R
SL555095-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 95mm, encaixe R
SL555095-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 95mm, encaixe R
SL555095-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 95mm, encaixe R
SL555095-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 95mm, encaixe R
SL555095-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 95mm, encaixe R
SL555095-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 95mm, encaixe R
SL555095-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 95mm, encaixe R
SL555125-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 125mm, encaixe R
SL555125-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 125mm, encaixe R
SL555125-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 125mm, encaixe R
SL555125-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 125mm, encaixe R
SL555125-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 125mm, encaixe R
SL555125-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 125mm, encaixe R
SL555125-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 125mm, encaixe R
SL555125-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 125mm, encaixe R
SL555125-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 125mm, encaixe R
SL555125-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 125mm, encaixe R
SL555125-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 125mm, encaixe R
SL555125-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 125mm, encaixe R
SL555125-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 125mm, encaixe R
SL555125-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 125mm, encaixe R
SL555125-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 125mm, encaixe R
SL555125-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 125mm, encaixe R
SL555125-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 125mm, encaixe R
SL556044-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 44,5mm, encaixe S

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

SL556044-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 44,5mm, encaixe S
SL556044-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 44,5mm, encaixe S
SL556055-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 55mm, encaixe S
SL556055-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 55mm, encaixe S
SL556055-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 55mm, encaixe S
SL556055-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 55mm, encaixe S
SL556055-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 55mm, encaixe S
SL556055-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 55mm, encaixe S
SL556055-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 55mm, encaixe S
SL556055-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 55mm, encaixe S
SL556055-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 55mm, encaixe S
SL556055-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 55mm, encaixe S
SL556055-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 55mm, encaixe S
SL556055-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 55mm, encaixe S
SL556055-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 55mm, encaixe S
SL556055-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 55mm, encaixe S
SL556055-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 55mm, encaixe S
SL556055-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 55mm, encaixe S
SL556055-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 55mm, encaixe S
SL556070-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 70mm, encaixe S
SL556070-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 70mm, encaixe S
SL556070-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 70mm, encaixe S
SL556070-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 70mm, encaixe S
SL556070-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 70mm, encaixe S
SL556070-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 70mm, encaixe S
SL556070-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 70mm, encaixe S
SL556070-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 70mm, encaixe S
SL556070-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 70mm, encaixe S
SL556070-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 70mm, encaixe S
SL556070-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 70mm, encaixe S
SL556070-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 70mm, encaixe S
SL556070-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 70mm, encaixe S
SL556070-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 70mm, encaixe S
SL556070-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 70mm, encaixe S

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

SL556070-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 70mm, encaixe S
SL556070-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 70mm, encaixe S
SL556095-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 95mm, encaixe S
SL556095-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 95mm, encaixe S
SL556095-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 95mm, encaixe S
SL556095-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 95mm, encaixe S
SL556095-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 95mm, encaixe S
SL556095-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 95mm, encaixe S
SL556095-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 95mm, encaixe S
SL556095-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 95mm, encaixe S
SL556095-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 95mm, encaixe S
SL556095-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 95mm, encaixe S
SL556095-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 95mm, encaixe S
SL556095-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 95mm, encaixe S
SL556095-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 95mm, encaixe S
SL556095-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 95mm, encaixe S
SL556095-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 95mm, encaixe S
SL556095-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 95mm, encaixe S
SL556095-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 95mm, encaixe S
SL556125-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 125mm, encaixe S
SL556125-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 125mm, encaixe S
SL556125-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 125mm, encaixe S
SL556125-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 125mm, encaixe S
SL556125-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 125mm, encaixe S
SL556125-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 125mm, encaixe S
SL556125-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 125mm, encaixe S
SL556125-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 125mm, encaixe S
SL556125-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 125mm, encaixe S
SL556125-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 125mm, encaixe S
SL556125-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 125mm, encaixe S
SL556125-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 125mm, encaixe S
SL556125-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 125mm, encaixe S
SL556125-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 125mm, encaixe S
SL556125-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 125mm, encaixe S
SL556125-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 125mm, encaixe S
SL556125-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 125mm, encaixe S
SL557044-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 44,5mm, encaixe T

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

SL557044-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 44,5mm, encaixe T
SL557044-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 44,5mm, encaixe T
SL557055-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 55mm, encaixe T
SL557055-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 55mm, encaixe T
SL557055-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 55mm, encaixe T
SL557055-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 55mm, encaixe T
SL557055-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 55mm, encaixe T
SL557055-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 55mm, encaixe T
SL557055-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 55mm, encaixe T
SL557055-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 55mm, encaixe T
SL557055-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 55mm, encaixe T
SL557055-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 55mm, encaixe T
SL557055-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 55mm, encaixe T
SL557055-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 55mm, encaixe T
SL557055-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 55mm, encaixe T
SL557055-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 55mm, encaixe T
SL557055-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 55mm, encaixe T
SL557055-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 55mm, encaixe T
SL557055-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 55mm, encaixe T
SL557070-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 70mm, encaixe T
SL557070-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 70mm, encaixe T
SL557070-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 70mm, encaixe T
SL557070-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 70mm, encaixe T
SL557070-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 70mm, encaixe T
SL557070-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 70mm, encaixe T
SL557070-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 70mm, encaixe T
SL557070-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 70mm, encaixe T

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

SL557070-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 70mm, encaixe T
SL557070-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 70mm, encaixe T
SL557070-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 70mm, encaixe T
SL557070-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 70mm, encaixe T
SL557070-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 70mm, encaixe T
SL557070-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 70mm, encaixe T
SL557070-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 70mm, encaixe T
SL557070-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 70mm, encaixe T
SL557070-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 70mm, encaixe T
SL557095-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 95mm, encaixe T
SL557095-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 95mm, encaixe T
SL557095-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 95mm, encaixe T
SL557095-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 95mm, encaixe T
SL557095-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 95mm, encaixe T
SL557095-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 95mm, encaixe T
SL557095-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 95mm, encaixe T
SL557095-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 95mm, encaixe T
SL557095-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 95mm, encaixe T
SL557095-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 95mm, encaixe T
SL557095-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 95mm, encaixe T
SL557095-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 95mm, encaixe T
SL557095-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 95mm, encaixe T
SL557095-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 95mm, encaixe T
SL557095-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 95mm, encaixe T
SL557095-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 95mm, encaixe T
SL557095-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 95mm, encaixe T
SL557125-06	Fresa esférica diamantada Ø0,6 x 125mm, encaixe T
SL557125-07	Fresa esférica diamantada Ø0,7 x 125mm, encaixe T
SL557125-08	Fresa esférica diamantada Ø0,8 x 125mm, encaixe T
SL557125-10	Fresa esférica diamantada Ø1,0 x 125mm, encaixe T
SL557125-14	Fresa esférica diamantada Ø1,4 x 125mm, encaixe T
SL557125-18	Fresa esférica diamantada Ø1,8 x 125mm, encaixe T
SL557125-20	Fresa esférica diamantada Ø2,0 x 125mm, encaixe T
SL557125-23	Fresa esférica diamantada Ø2,3 x 125mm, encaixe T
SL557125-25	Fresa esférica diamantada Ø2,5 x 125mm, encaixe T
SL557125-27	Fresa esférica diamantada Ø2,7 x 125mm, encaixe T
SL557125-30	Fresa esférica diamantada Ø3,0 x 125mm, encaixe T
SL557125-35	Fresa esférica diamantada Ø3,5 x 125mm, encaixe T
SL557125-40	Fresa esférica diamantada Ø4,0 x 125mm, encaixe T

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

SL557125-45	Fresa esférica diamantada Ø4,5 x 125mm, encaixe T
SL557125-50	Fresa esférica diamantada Ø5,0 x 125mm, encaixe T
SL557125-55	Fresa esférica diamantada Ø5,5 x 125mm, encaixe T
SL557125-60	Fresa esférica diamantada Ø6,0 x 125mm, encaixe T
SK30028-M	Insert de Elevação 120° M
SK30028-N	Insert de Elevação 120° N
SK30028-W	Insert de Elevação 120° W
SK30028-C	Insert de Elevação 120° C
EL505090-02	Broca esférica de desgaste diamantada Ø2 x 90mm
EL505090-03	Broca esférica de desgaste diamantada Ø3 x 90mm

4. ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original mantido em temperatura ambiente, e locais livres de incidência de raios solares e umidade.
- O produto deve ser armazenado e transportado em local seco e fresco, com temperatura ambiente (Máx. 30°C), umidade relativa em torno de 30% a 70%.
- Não podem ser armazenados diretamente no chão (altura mínima = 20cm).
- Os efeitos de vibração, choques, corrosão, assentamento defeituoso durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento, devem ser evitados.
- Não podem ficar em locais muito altos, próximos a lâmpadas, o que poderia ocasionar ressecamento da embalagem ou dano no rótulo.
- Manipular os dispositivos esterilizados de acordo com os procedimentos assépticos adequados.
- Proteger o paciente de todo e qualquer contato acidental com os dispositivos, o que poderia provocar danos no acabamento da superfície. Inspeccionar todo e qualquer dispositivo antes de o utilizar, de modo a verificar visualmente se o mesmo não se encontra danificado.

5. INSTRUÇÕES DE USO

Toda manipulação destes instrumentais, deverá estar acompanhadas de cuidados: na manipulação e transporte. Esses instrumentais devem ser usados somente para a finalidade específica que foi projetada.

6. PRECAUÇÕES

- A aplicação de força ou impacto sobre os instrumentos pode causar rompimento, fissura, dobramento, rachadura ou até mesmo quebra do mesmo, levando à sua inutilização.
- Não usar para qualquer outro propósito diferente de seu uso recomendado. Manipular tecidos delicados ou ossos com um instrumento que não foi feito para tal uso pode resultar em danos ao instrumento.
- Deve-se levar em conta que os instrumentos possuem risco de contaminação potencial. Os profissionais que entrarem em contato com os instrumentos devem tomar medidas de precauções contra perfurações causadas por estes.
- Após utilização dos instrumentais estes devem ser tratados como possíveis contaminantes. Descartar após o uso de maneira apropriada.
- Os instrumentos não devem ser utilizados para finalidades daquelas para as quais não foram projetados.

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

- Os instrumentais servem exclusivamente para auxílio médico. Instrumentais de fabricantes diferentes podem ser utilizados em associação somente quando a compatibilidade e adequabilidade entre eles for previamente avaliada.

7. PRÉ-OPERATÓRIO

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do implante a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atende pelas condições de uso e limpeza. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

8. ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar o produto caso apresente danos aparentes ou caso a sua embalagem esteja violada ou danificada.
- Como todo ato cirúrgico, o cirurgião deve estar ciente que podem haver intercorrências durante o procedimento, e deve estar preparado para tratá-las. O uso destes instrumentais deve ser feito apenas por médicos cirurgiões aptos e familiarizados com a técnica cirúrgica.
- Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins escusos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento e danos ao implante.
- A combinação dos produtos da CPMH com os de outros fabricantes pode apresentar riscos de uma fixação inadequada e outras complicações técnicas por diferenciação de material, desenho ou qualidade.
- Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso do conjunto de instrumentos ou das suas partes. Caso ocorram variações no desempenho pretendido, perda de precisão, instabilidade ou falta de corte, o componente deve ser imediatamente substituído.

9. RISCOS ASSOCIADOS

O produto é contra-indicado apenas para uso por profissionais não habilitados para a função.

10. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO E LIMPEZA

Os instrumentais são fornecidos estéreis, não sendo necessário nenhum procedimento adicional para limpeza ou esterilização. Devem ser tomados os devidos cuidados para que a embalagem não seja danificada comprometendo a esterilidade do produto.

11. DESCARTE

O descarte deverá ser realizado inicialmente pela descaracterização do produto através de corte e/ou imagem para sua inutilização. Providenciar o descarte conforme as normas para lixo hospitalar, devendo ser depositado em recipiente adequado e tendo a indicação de que se trata de lixo contaminado. A instituição de saúde por sua vez deverá providenciar o descarte final conforme legislação em vigor.

12. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

Elogios, Sugestões ou Reclamações podem ser realizados diretamente à CPMH pelo telefone (61) 3028-8858, pelo e-mail: sac@cpmh.com.br, ou em nosso site eletrônico preenchendo o formulário de atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no endereço eletrônico: <https://www.cpmh.com.br/sac/>.

BROCAS DIAMANTADAS - ESTÉREIS

NOTA: Informações referentes à data de fabricação, validade, lote e referência vide rótulo.



FABRICANTE

CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda.

Endereço: SIA Trecho 17 Via IA-4 Lote 1235

CEP 71200-260

www.cpmh.com.br

Tel: 61 3028-8858

sac@cpmh.com.br

Registro ANVISA: 80859840151

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rander Pereira Avelar – CRO/DF: 5476