

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

As Brocas para Mini Micro Estéreis são fabricadas em Aço Inox 420 (ASTM F899). São instrumentais para uso médico com o auxílio de motor com engate apropriado.

São fornecidos estéreis, embalados individualmente em papel grau cirúrgico (embalagem primária) e acondicionados em caixa de papelão (embalagem secundária).

2. INDICAÇÃO DE USO

Auxílio em procedimento cirúrgico para colocação dos implantes médicos da CPMH, o qual deve ser necessariamente conduzido por profissional médico com conhecimentos da técnica cirúrgica e dos aspectos mecânicos do instrumental.

3. MODELOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
EL501050-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 50mm
EL501050-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 50mm
EL501050-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 50mm
EL501070-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 70mm
EL501070-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 70mm
EL501070-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 70mm
EL501100-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 100mm
EL501100-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 100mm
EL501100-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 100mm
EL501125-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 125mm
EL501125-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 125mm
EL501125-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 125mm
EL501150-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 150mm
EL501150-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 150mm
EL501150-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 150mm
EL502050-12	Broca 703 Ø1.2 x 50mm
EL502050-16	Broca 703 Ø1.6 x 50mm
EL502050-21	Broca 703 Ø2.1 x 50mm
EL502070-12	Broca 703 Ø1.2 x 70mm
EL502070-16	Broca 703 Ø1.6 x 70mm
EL502070-21	Broca 703 Ø2.1 x 70mm
EL502100-12	Broca 703 Ø1.2 x 100mm
EL502100-16	Broca 703 Ø1.6 x 100mm
EL502100-21	Broca 703 Ø2.1 x 100mm
EL502125-12	Broca 703 Ø1.2 x 125mm
EL502125-16	Broca 703 Ø1.6 x 125mm
EL502125-21	Broca 703 Ø2.1 x 125mm
EL502150-12	Broca 703 Ø1.2 x 150mm

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL502150-16	Broca 703 Ø1.6 x 150mm
EL502150-21	Broca 703 Ø2.1 x 150mm
EL503050-12	Broca 702 Ø1.2 x 50mm
EL503050-16	Broca 702 Ø1.6 x 50mm
EL503050-21	Broca 702 Ø2.1 x 50mm
EL503070-12	Broca 702 Ø1.2 x 70mm
EL503070-16	Broca 702 Ø1.6 x 70mm
EL503070-21	Broca 702 Ø2.1 x 70mm
EL503100-12	Broca 702 Ø1.2 x 100mm
EL503100-16	Broca 702 Ø1.6 x 100mm
EL503100-21	Broca 702 Ø2.1 x 100mm
EL503125-12	Broca 702 Ø1.2 x 125mm
EL503125-16	Broca 702 Ø1.6 x 125mm
EL503125-21	Broca 702 Ø2.1 x 125mm
EL503150-12	Broca 702 Ø1.2 x 150mm
EL503150-16	Broca 702 Ø1.6 x 150mm
EL503150-21	Broca 702 Ø2.1 x 150mm
EL504050-12	Broca 701 Ø1.2 x 50mm
EL504050-16	Broca 701 Ø1.6 x 50mm
EL504050-21	Broca 701 Ø2.1 x 50mm
EL504070-12	Broca 701 Ø1.2 x 70mm
EL504070-16	Broca 701 Ø1.6 x 70mm
EL504070-21	Broca 701 Ø2.1 x 70mm
EL504100-12	Broca 701 Ø1.2 x 100mm
EL504100-16	Broca 701 Ø1.6 x 100mm
EL504100-21	Broca 701 Ø2.1 x 100mm
EL504125-12	Broca 701 Ø1.2 x 125mm
EL504125-16	Broca 701 Ø1.6 x 125mm
EL504125-21	Broca 701 Ø2.1 x 125mm
EL504150-12	Broca 701 Ø1.2 x 150mm
EL504150-16	Broca 701 Ø1.6 x 150mm
EL504150-21	Broca 701 Ø2.1 x 150mm
EL506050-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 50mm
EL506050-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 50mm
EL506050-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 50mm
EL506050-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 50mm
EL506050-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 50mm
EL506050-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 50mm
EL506050-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 70mm

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL506050-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 70mm
EL506050-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 70mm
EL506050-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 70mm
EL506050-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 70mm
EL506050-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 70mm
EL506100-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 100mm
EL506100-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 100mm
EL506100-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 100mm
EL506100-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 100mm
EL506100-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 100mm
EL506100-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 100mm
EL506125-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 125mm
EL506125-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 125mm
EL506125-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 125mm
EL506125-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 125mm
EL506125-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 125mm
EL506125-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 125mm
EL506150-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 150mm
EL506150-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 150mm
EL506150-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 150mm
EL506150-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 150mm
EL506150-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 150mm
EL506150-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 150mm
EL507050-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 50mm
EL507050-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 50mm
EL507050-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 50mm
EL507050-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 50mm
EL507050-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 50mm
EL507050-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 50mm
EL507070-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 70mm
EL507070-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 70mm
EL507070-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 70mm
EL507070-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 70mm
EL507070-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 70mm
EL507070-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 70mm
EL507100-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 100mm
EL507100-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 100mm
EL507100-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 100mm
EL507100-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 100mm

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL507100-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 100mm
EL507100-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 100mm
EL507125-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 125mm
EL507125-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 125mm
EL507125-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 125mm
EL507125-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 125mm
EL507125-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 125mm
EL507125-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 125mm
EL507150-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 150mm
EL507150-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 150mm
EL507150-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 150mm
EL507150-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 150mm
EL507150-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 150mm
EL507150-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 150mm
EL508050-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 50mm
EL508050-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 50mm
EL508050-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 50mm
EL508050-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 50mm
EL508050-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 50mm
EL508050-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 50mm
EL508070-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 70mm
EL508070-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 70mm
EL508070-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 70mm
EL508070-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 70mm
EL508070-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 70mm
EL508070-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 70mm
EL508100-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 100mm
EL508100-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 100mm
EL508100-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 100mm
EL508100-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 100mm
EL508100-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 100mm
EL508100-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 100mm
EL508125-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 125mm
EL508125-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 125mm
EL508125-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 125mm
EL508125-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 125mm
EL508125-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 125mm
EL508125-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 125mm
EL508150-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 150mm

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL508150-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 150mm
EL508150-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 150mm
EL508150-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 150mm
EL508150-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 150mm
EL508150-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 150mm
EL509050-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 50mm
EL509050-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 50mm
EL509050-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 50mm
EL509050-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 50mm
EL509050-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 50mm
EL509050-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 50mm
EL509070-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 70mm
EL509070-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 70mm
EL509070-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 70mm
EL509070-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 70mm
EL509070-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 70mm
EL509070-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 70mm
EL509100-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 100mm
EL509100-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 100mm
EL509100-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 100mm
EL509100-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 100mm
EL509100-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 100mm
EL509100-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 100mm
EL509125-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 125mm
EL509125-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 125mm
EL509125-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 125mm
EL509125-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 125mm
EL509125-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 125mm
EL509125-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 125mm
EL509150-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 150mm
EL509150-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 150mm
EL509150-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 150mm
EL509150-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 150mm
EL509150-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 150mm
EL509150-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 150mm
EL510110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe J
EL510110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe J
EL510110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe J
EL510110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL510110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe J
EL510110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe J
EL510110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe J
EL510110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe J
EL510110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe J
EL510110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe J
EL510110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe J
EL510110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe J
EL510110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe J
EL510110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe J
EL510110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe J
EL510110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe J
EL510110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe J
EL510110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe J
EL510115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe J
EL510115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe J
EL510115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe J
EL510115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe J
EL510115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe J
EL510115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe J
EL510115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe J
EL510115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe J
EL510115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe J
EL510115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe J
EL510115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe J
EL510115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe J
EL510115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe J
EL510115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe J
EL510115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe J
EL510115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe J
EL510115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe J
EL510115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe J
EL510120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe J
EL510120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe J
EL510120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe J
EL510120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe J
EL510120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe J
EL510120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe J
EL510120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL510120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe J
EL510120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe J
EL510120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe J
EL510120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe J
EL510120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe J
EL510120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe J
EL510120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe J
EL510120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe J
EL510120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe J
EL510120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe J
EL510120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe J
EL510150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe J
EL510150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe J
EL510150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe J
EL510150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe J
EL510150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe J
EL510150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe J
EL510150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe J
EL510150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe J
EL510150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe J
EL510150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe J
EL510150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe J
EL510150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe J
EL510150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe J
EL510150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe J
EL510150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe J
EL510150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe J
EL510150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe J
EL510150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe J
EL510155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe J
EL510155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe J
EL510155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe J
EL510155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe J
EL510155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe J
EL510155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe J
EL510155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe J
EL510155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe J
EL510155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe J
EL510155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL510155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe J
EL510155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe J
EL510155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe J
EL510155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe J
EL510155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe J
EL510155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe J
EL510155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe J
EL510155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe J
EL510180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe J
EL510180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe J
EL510180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe J
EL510180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe J
EL510180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe J
EL510180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe J
EL510180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe J
EL510180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe J
EL510180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe J
EL510180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe J
EL510180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe J
EL510180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe J
EL510180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe J
EL510180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe J
EL510180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe J
EL510180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe J
EL510180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe J
EL510180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe J
EL511110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe M
EL511110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe M
EL511110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe M
EL511110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe M
EL511110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe M
EL511110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe M
EL511110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe M
EL511110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe M
EL511110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe M
EL511110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe M
EL511110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe M
EL511110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe M
EL511110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL511110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe M
EL511110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe M
EL511110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe M
EL511110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe M
EL511110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe M
EL511115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe M
EL511115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe M
EL511115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe M
EL511115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe M
EL511115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe M
EL511115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe M
EL511115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe M
EL511115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe M
EL511115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe M
EL511115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe M
EL511115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe M
EL511115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe M
EL511115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe M
EL511115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe M
EL511115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe M
EL511115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe M
EL511115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe M
EL511115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe M
EL511120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe M
EL511120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe M
EL511120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe M
EL511120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe M
EL511120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe M
EL511120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe M
EL511120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe M
EL511120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe M
EL511120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe M
EL511120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe M
EL511120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe M
EL511120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe M
EL511120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe M
EL511120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe M
EL511120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe M
EL511120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL511120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe M
EL511120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe M
EL511150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe M
EL511150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe M
EL511150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe M
EL511150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe M
EL511150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe M
EL511150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe M
EL511150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe M
EL511150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe M
EL511150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe M
EL511150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe M
EL511150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe M
EL511150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe M
EL511150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe M
EL511150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe M
EL511150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe M
EL511150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe M
EL511150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe M
EL511150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe M
EL511155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe M
EL511155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe M
EL511155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe M
EL511155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe M
EL511155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe M
EL511155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe M
EL511155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe M
EL511155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe M
EL511155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe M
EL511155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe M
EL511155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe M
EL511155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe M
EL511155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe M
EL511155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe M
EL511155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe M
EL511155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe M
EL511155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe M
EL511155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe M
EL511180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL511180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe M
EL511180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe M
EL511180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe M
EL511180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe M
EL511180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe M
EL511180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe M
EL511180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe M
EL511180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe M
EL511180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe M
EL511180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe M
EL511180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe M
EL511180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe M
EL511180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe M
EL511180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe M
EL511180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe M
EL511180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe M
EL511180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe M
EL512110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe O
EL512110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe O
EL512110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe O
EL512110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe O
EL512110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe O
EL512110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe O
EL512110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe O
EL512110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe O
EL512110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe O
EL512110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe O
EL512110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe O
EL512110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe O
EL512110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe O
EL512110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe O
EL512110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe O
EL512110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe O
EL512110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe O
EL512110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe O
EL512115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe O
EL512115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe O
EL512115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe O
EL512115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL512115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe O
EL512115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe O
EL512115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe O
EL512115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe O
EL512115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe O
EL512115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe O
EL512115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe O
EL512115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe O
EL512115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe O
EL512115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe O
EL512115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe O
EL512115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe O
EL512115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe O
EL512115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe O
EL512120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe O
EL512120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe O
EL512120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe O
EL512120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe O
EL512120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe O
EL512120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe O
EL512120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe O
EL512120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe O
EL512120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe O
EL512120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe O
EL512120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe O
EL512120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe O
EL512120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe O
EL512120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe O
EL512120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe O
EL512120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe O
EL512120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe O
EL512120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe O
EL512150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe O
EL512150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe O
EL512150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe O
EL512150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe O
EL512150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe O
EL512150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe O
EL512150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL512150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe O
EL512150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe O
EL512150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe O
EL512150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe O
EL512150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe O
EL512150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe O
EL512150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe O
EL512150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe O
EL512150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe O
EL512150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe O
EL512150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe O
EL512155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe O
EL512155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe O
EL512155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe O
EL512155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe O
EL512155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe O
EL512155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe O
EL512155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe O
EL512155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe O
EL512155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe O
EL512155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe O
EL512155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe O
EL512155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe O
EL512155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe O
EL512155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe O
EL512155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe O
EL512155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe O
EL512155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe O
EL512155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe O
EL512180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe O
EL512180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe O
EL512180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe O
EL512180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe O
EL512180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe O
EL512180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe O
EL512180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe O
EL512180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe O
EL512180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe O
EL512180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL512180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe O
EL512180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe O
EL512180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe O
EL512180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe O
EL512180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe O
EL512180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe O
EL512180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe O
EL512180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe O
EL513110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe R
EL513110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe R
EL513110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe R
EL513110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe R
EL513110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe R
EL513110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe R
EL513110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe R
EL513110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe R
EL513110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe R
EL513110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe R
EL513110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe R
EL513110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe R
EL513110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe R
EL513110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe R
EL513110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe R
EL513110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe R
EL513110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe R
EL513110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe R
EL513115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe R
EL513115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe R
EL513115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe R
EL513115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe R
EL513115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe R
EL513115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe R
EL513115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe R
EL513115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe R
EL513115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe R
EL513115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe R
EL513115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe R
EL513115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe R
EL513115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe R

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL513115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe R
EL513115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe R
EL513115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe R
EL513115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe R
EL513115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe R
EL513120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe R
EL513120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe R
EL513120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe R
EL513120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe R
EL513120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe R
EL513120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe R
EL513120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe R
EL513120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe R
EL513120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe R
EL513120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe R
EL513120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe R
EL513120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe R
EL513120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe R
EL513120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe R
EL513120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe R
EL513120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe R
EL513120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe R
EL513120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe R
EL513150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe R
EL513150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe R
EL513150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe R
EL513150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe R
EL513150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe R
EL513150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe R
EL513150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe R
EL513150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe R
EL513150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe R
EL513150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe R
EL513150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe R
EL513150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe R
EL513150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe R
EL513150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe R
EL513150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe R
EL513150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe R

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL513150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe R
EL513150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe R
EL513155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe R
EL513155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe R
EL513155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe R
EL513155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe R
EL513155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe R
EL513155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe R
EL513155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe R
EL513155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe R
EL513155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe R
EL513155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe R
EL513155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe R
EL513155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe R
EL513155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe R
EL513155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe R
EL513155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe R
EL513155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe R
EL513155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe R
EL513155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe R
EL513180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe R
EL513180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe R
EL513180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe R
EL513180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe R
EL513180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe R
EL513180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe R
EL513180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe R
EL513180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe R
EL513180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe R
EL513180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe R
EL513180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe R
EL513180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe R
EL513180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe R
EL513180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe R
EL513180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe R
EL513180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe R
EL513180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe R
EL513180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe R
EL514110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe S

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL514110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe S
EL514110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe S
EL514110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe S
EL514110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe S
EL514110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe S
EL514110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe S
EL514110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe S
EL514110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe S
EL514110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe S
EL514110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe S
EL514110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe S
EL514110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe S
EL514110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe S
EL514110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe S
EL514110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe S
EL514110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe S
EL514110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe S
EL514115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe S
EL514115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe S
EL514115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe S
EL514115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe S
EL514115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe S
EL514115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe S
EL514115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe S
EL514115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe S
EL514115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe S
EL514115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe S
EL514115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe S
EL514115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe S
EL514115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe S
EL514115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe S
EL514115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe S
EL514115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe S
EL514115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe S
EL514115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe S
EL514120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe S
EL514120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe S
EL514120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe S
EL514120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe S

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL514120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe S
EL514120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe S
EL514120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe S
EL514120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe S
EL514120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe S
EL514120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe S
EL514120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe S
EL514120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe S
EL514120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe S
EL514120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe S
EL514120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe S
EL514120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe S
EL514120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe S
EL514120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe S
EL514150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe S
EL514150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe S
EL514150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe S
EL514150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe S
EL514150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe S
EL514150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe S
EL514150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe S
EL514150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe S
EL514150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe S
EL514150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe S
EL514150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe S
EL514150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe S
EL514150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe S
EL514150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe S
EL514150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe S
EL514150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe S
EL514150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe S
EL514150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe S
EL514155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe S
EL514155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe S
EL514155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe S
EL514155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe S
EL514155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe S
EL514155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe S
EL514155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe S

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL514155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe S
EL514155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe S
EL514155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe S
EL514155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe S
EL514155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe S
EL514155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe S
EL514155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe S
EL514155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe S
EL514155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe S
EL514155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe S
EL514155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe S
EL514180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe S
EL514180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe S
EL514180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe S
EL514180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe S
EL514180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe S
EL514180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe S
EL514180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe S
EL514180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe S
EL514180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe S
EL514180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe S
EL514180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe S
EL514180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe S
EL514180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe S
EL514180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe S
EL514180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe S
EL514180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe S
EL514180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe S
EL514180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe S
EL515110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe T
EL515110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe T
EL515110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe T
EL515110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe T
EL515110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe T
EL515110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe T
EL515110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe T
EL515110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe T
EL515110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe T
EL515110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL515110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe T
EL515110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe T
EL515110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe T
EL515110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe T
EL515110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe T
EL515110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe T
EL515110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe T
EL515110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe T
EL515115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe T
EL515115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe T
EL515115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe T
EL515115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe T
EL515115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe T
EL515115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe T
EL515115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe T
EL515115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe T
EL515115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe T
EL515115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe T
EL515115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe T
EL515115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe T
EL515115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe T
EL515115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe T
EL515115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe T
EL515115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe T
EL515115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe T
EL515115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe T
EL515120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe T
EL515120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe T
EL515120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe T
EL515120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe T
EL515120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe T
EL515120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe T
EL515120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe T
EL515120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe T
EL515120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe T
EL515120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe T
EL515120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe T
EL515120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe T
EL515120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL515120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe T
EL515120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe T
EL515120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe T
EL515120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe T
EL515120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe T
EL515150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe T
EL515150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe T
EL515150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe T
EL515150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe T
EL515150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe T
EL515150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe T
EL515150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe T
EL515150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe T
EL515150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe T
EL515150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe T
EL515150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe T
EL515150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe T
EL515150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe T
EL515150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe T
EL515150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe T
EL515150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe T
EL515150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe T
EL515150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe T
EL515155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe T
EL515155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe T
EL515155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe T
EL515155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe T
EL515155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe T
EL515155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe T
EL515155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe T
EL515155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe T
EL515155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe T
EL515155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe T
EL515155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe T
EL515155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe T
EL515155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe T
EL515155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe T
EL515155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe T
EL515155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL515155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe T
EL515155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe T
EL515180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe T
EL515180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe T
EL515180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe T
EL515180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe T
EL515180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe T
EL515180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe T
EL515180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe T
EL515180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe T
EL515180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe T
EL515180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe T
EL515180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe T
EL515180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe T
EL515180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe T
EL515180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe T
EL515180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe T
EL515180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe T
EL515180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe T
EL515180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe T
EL516095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe J
EL516095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe J
EL516095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe J
EL516095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe J
EL516095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe J
EL516095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe J
EL516095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe J
EL516095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe J
EL516095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe J
EL516095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe J
EL516095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe J
EL516095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe J
EL516095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe J
EL516095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe J
EL516095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe J
EL516125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe J
EL516125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe J
EL516125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe J
EL516125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL516125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe J
EL516125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe J
EL516125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe J
EL516125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe J
EL516125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe J
EL516125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe J
EL516125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe J
EL516125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe J
EL516125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe J
EL516125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe J
EL516125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe J
EL517095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe M
EL517095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe M
EL517095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe M
EL517095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe M
EL517095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe M
EL517095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe M
EL517095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe M
EL517095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe M
EL517095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe M
EL517095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe M
EL517095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe M
EL517095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe M
EL517095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe M
EL517095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe M
EL517095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe M
EL517125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe M
EL517125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe M
EL517125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe M
EL517125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe M
EL517125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe M
EL517125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe M
EL517125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe M
EL517125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe M
EL517125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe M
EL517125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe M
EL517125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe M
EL517125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe M
EL517125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL517125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe M
EL517125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe M
EL518095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe O
EL518095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe O
EL518095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe O
EL518095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe O
EL518095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe O
EL518095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe O
EL518095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe O
EL518095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe O
EL518095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe O
EL518095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe O
EL518095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe O
EL518095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe O
EL518095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe O
EL518095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe O
EL518095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe O
EL518125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe O
EL518125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe O
EL518125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe O
EL518125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe O
EL518125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe O
EL518125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe O
EL518125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe O
EL518125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe O
EL518125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe O
EL518125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe O
EL518125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe O
EL518125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe O
EL518125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe O
EL518125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe O
EL518125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe O
EL519095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe R
EL519095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe R
EL519095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe R
EL519095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe R
EL519095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe R
EL519095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe R
EL519095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe R

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL519095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe R
EL519095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe R
EL519095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe R
EL519095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe R
EL519095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe R
EL519095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe R
EL519095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe R
EL519095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe R
EL519125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe R
EL519125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe R
EL519125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe R
EL519125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe R
EL519125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe R
EL519125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe R
EL519125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe R
EL519125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe R
EL519125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe R
EL519125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe R
EL519125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe R
EL519125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe R
EL519125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe R
EL519125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe R
EL519125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe R
EL520095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe S
EL520095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe S
EL520095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe S
EL520095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe S
EL520095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe S
EL520095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe S
EL520095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe S
EL520095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe S
EL520095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe S
EL520095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe S
EL520095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe S
EL520095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe S
EL520095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe S
EL520095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe S
EL520095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe S
EL520125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe S

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL520125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe S
EL520125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe S
EL520125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe S
EL520125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe S
EL520125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe S
EL520125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe S
EL520125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe S
EL520125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe S
EL520125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe S
EL520125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe S
EL520125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe S
EL520125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe S
EL520125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe S
EL520125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe S
EL521095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe T
EL521095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe T
EL521095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe T
EL521095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe T
EL521095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe T
EL521095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe T
EL521095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe T
EL521095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe T
EL521095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe T
EL521095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe T
EL521095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe T
EL521095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe T
EL521095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe T
EL521095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe T
EL521095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe T
EL521125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe T
EL521125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe T
EL521125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe T
EL521125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe T
EL521125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe T
EL521125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe T
EL521125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe T
EL521125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe T
EL521125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe T
EL521125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL521125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe T
EL521125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe T
EL521125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe T
EL521125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe T
EL521125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe T
EL522115-10	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe J
EL522115-15	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe J
EL522115-20	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe J
EL522115-25	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe J
EL522115-30	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe J
EL522115-35	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe J
EL522115-40	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe J
EL522115-45	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe J
EL522115-50	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe J
EL522115-55	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe J
EL522115-60	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe J
EL522115-65	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe J
EL522115-70	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe J
EL523115-75	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe M
EL523115-80	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe M
EL523115-85	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe M
EL523115-90	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe M
EL523115-95	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe M
EL523115-100	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe M
EL523115-105	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe M
EL523115-110	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe M
EL523115-115	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe M
EL523115-120	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe M
EL523115-125	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe M
EL523115-130	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe M
EL523115-135	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe M
EL524115-140	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe O
EL524115-145	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe O
EL524115-150	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe O
EL524115-155	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe O
EL524115-160	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe O
EL524115-165	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe O
EL524115-170	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe O
EL524115-175	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL524115-180	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe O
EL524115-185	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe O
EL524115-190	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe O
EL524115-195	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe O
EL524115-200	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe O
EL525115-205	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe R
EL525115-210	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe R
EL525115-215	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe R
EL525115-220	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe R
EL525115-225	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe R
EL525115-230	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe R
EL525115-235	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe R
EL525115-240	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe R
EL525115-245	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe R
EL525115-250	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe R
EL525115-255	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe R
EL525115-260	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe R
EL525115-265	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe R
EL526115-270	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe S
EL526115-275	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe S
EL526115-280	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe S
EL526115-285	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe S
EL526115-290	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe S
EL526115-295	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe S
EL526115-300	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe S
EL526115-305	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe S
EL526115-310	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe S
EL526115-315	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe S
EL526115-320	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe S
EL526115-325	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe S
EL526115-330	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe S
EL527115-335	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe T
EL527115-340	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe T
EL527115-345	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe T
EL527115-350	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe T
EL527115-355	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe T
EL527115-360	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe T
EL527115-365	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe T
EL527115-370	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL527115-375	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe T
EL527115-380	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe T
EL527115-385	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe T
EL527115-390	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe T
EL527115-395	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe T
EL528115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe J
EL528115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe J
EL528115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe J
EL528115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe J
EL528115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe J
EL528115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe J
EL528115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe J
EL528115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe J
EL528115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe J
EL528115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe J
EL528115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe J
EL528115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe J
EL528115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe J
EL528115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe J
EL528115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe J
EL528115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe J
EL528115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe J
EL529115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe M
EL529115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe M
EL529115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe M
EL529115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe M
EL529115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe M
EL529115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe M
EL529115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe M
EL529115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe M
EL529115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe M
EL529115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe M
EL529115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe M
EL529115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe M
EL529115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe M
EL529115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe M
EL529115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe M
EL529115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe M
EL529115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL530115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe O
EL530115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe O
EL530115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe O
EL530115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe O
EL530115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe O
EL530115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe O
EL530115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe O
EL530115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe O
EL530115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe O
EL530115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe O
EL530115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe O
EL530115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe O
EL530115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe O
EL530115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe O
EL530115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe O
EL530115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe O
EL530115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe O
EL531115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe R
EL531115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe R
EL531115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe R
EL531115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe R
EL531115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe R
EL531115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe R
EL531115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe R
EL531115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe R
EL531115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe R
EL531115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe R
EL531115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe R
EL531115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe R
EL531115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe R
EL531115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe R
EL531115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe R
EL531115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe R
EL531115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe R
EL532115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe S
EL532115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe S
EL532115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe S
EL532115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe S
EL532115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe S

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL532115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe S
EL532115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe S
EL532115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe S
EL532115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe S
EL532115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe S
EL532115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe S
EL532115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe S
EL532115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe S
EL532115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe S
EL532115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe S
EL532115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe S
EL532115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe S
EL533115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe T
EL533115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe T
EL533115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe T
EL533115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe T
EL533115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe T
EL533115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe T
EL533115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe T
EL533115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe T
EL533115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe T
EL533115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe T
EL533115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe T
EL533115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe T
EL533115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe T
EL533115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe T
EL533115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe T
EL533115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe T
EL533115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe T
EL534095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe J
EL534095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe J
EL534125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe J
EL534125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe J
EL535095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe M
EL535095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe M
EL535125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe M
EL535125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe M
EL536095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe O
EL536095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL536125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe O
EL536125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe O
EL537095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe R
EL537095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe R
EL537125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe R
EL537125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe R
EL538095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe S
EL538095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe S
EL538125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe S
EL538125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe S
EL539095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe T
EL539095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe T
EL539125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe T
EL539125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe T
EL540095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe J
EL540095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe J
EL540125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe J
EL540125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe J
EL541095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe M
EL541095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe M
EL541125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe M
EL541125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe M
EL542095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe O
EL542095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe O
EL542125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe O
EL542125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe O
EL543095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe R
EL543095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe R
EL543125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe R
EL543125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe R
EL544095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe S
EL544095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe S
EL544125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe S
EL544125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe S
EL545095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe T
EL545095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe T
EL545125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe T
EL545125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe T
EL546095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL546125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe J
EL547095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe M
EL547125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe M
EL548095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe O
EL548125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe O
EL549095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe R
EL549125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe R
EL550095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe S
EL550125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe S
EL551095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe T
EL551125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe T
EL558095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe J
EL558095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe J
EL558095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe J
EL559095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe M
EL559095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe M
EL559095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe M
EL560095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe O
EL560095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe O
EL560095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe O
EL561095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe R
EL561095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe R
EL561095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe R
EL562095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe S
EL562095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe S
EL562095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe S
EL563095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe T
EL563095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe T
EL563095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe T
EL564095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe J
EL564095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe J
EL564095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe J
EL564095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe J
EL564095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe J
EL564095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe J
EL564095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe J
EL564095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe J
EL564095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe J
EL564095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL564095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe J
EL564095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe J
EL564095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe J
EL564095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe J
EL564095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe J
EL564095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe J
EL564095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe J
EL565095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe M
EL565095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe M
EL565095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe M
EL565095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe M
EL565095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe M
EL565095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe M
EL565095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe M
EL565095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe M
EL565095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe M
EL565095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe M
EL565095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe M
EL565095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe M
EL565095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe M
EL565095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe M
EL565095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe M
EL565095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe M
EL565095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe M
EL566095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe O
EL566095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe O
EL566095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe O
EL566095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe O
EL566095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe O
EL566095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe O
EL566095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe O
EL566095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe O
EL566095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe O
EL566095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe O
EL566095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe O
EL566095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe O
EL566095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe O
EL566095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe O
EL566095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL566095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe O
EL566095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe O
EL567095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe R
EL567095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe R
EL567095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe R
EL567095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe R
EL567095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe R
EL567095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe R
EL567095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe R
EL567095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe R
EL567095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe R
EL567095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe R
EL567095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe R
EL567095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe R
EL567095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe R
EL567095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe R
EL567095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe R
EL567095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe R
EL567095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe R
EL568095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe S
EL568095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe S
EL568095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe S
EL568095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe S
EL568095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe S
EL568095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe S
EL568095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe S
EL568095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe S
EL568095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe S
EL568095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe S
EL568095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe S
EL568095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe S
EL568095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe S
EL568095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe S
EL568095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe S
EL568095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe S
EL568095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe S
EL569095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe T
EL569095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe T
EL569095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

EL569095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe T
EL569095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe T
EL569095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe T
EL569095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe T
EL569095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe T
EL569095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe T
EL569095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe T
EL569095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe T
EL569095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe T
EL569095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe T
EL569095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe T
EL569095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe T
EL569095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe T
EL569095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe T
EL570044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe J
EL571044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe M
EL572044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe O
EL573044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe R
EL574044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe S
EL575044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe T
SL501050-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 50mm
SL501050-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 50mm
SL501050-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 50mm
SL501070-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 70mm
SL501070-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 70mm
SL501070-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 70mm
SL501100-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 100mm
SL501100-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 100mm
SL501100-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 100mm
SL501125-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 125mm
SL501125-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 125mm
SL501125-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 125mm
SL501150-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 150mm
SL501150-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 150mm
SL501150-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 150mm
SL502050-12	Broca 703 Ø1.2 x 50mm
SL502050-16	Broca 703 Ø1.6 x 50mm
SL502050-21	Broca 703 Ø2.1 x 50mm
SL502070-12	Broca 703 Ø1.2 x 70mm

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL502070-16	Broca 703 Ø1.6 x 70mm
SL502070-21	Broca 703 Ø2.1 x 70mm
SL502100-12	Broca 703 Ø1.2 x 100mm
SL502100-16	Broca 703 Ø1.6 x 100mm
SL502100-21	Broca 703 Ø2.1 x 100mm
SL502125-12	Broca 703 Ø1.2 x 125mm
SL502125-16	Broca 703 Ø1.6 x 125mm
SL502125-21	Broca 703 Ø2.1 x 125mm
SL502150-12	Broca 703 Ø1.2 x 150mm
SL502150-16	Broca 703 Ø1.6 x 150mm
SL502150-21	Broca 703 Ø2.1 x 150mm
SL503050-12	Broca 702 Ø1.2 x 50mm
SL503050-16	Broca 702 Ø1.6 x 50mm
SL503050-21	Broca 702 Ø2.1 x 50mm
SL503070-12	Broca 702 Ø1.2 x 70mm
SL503070-16	Broca 702 Ø1.6 x 70mm
SL503070-21	Broca 702 Ø2.1 x 70mm
SL503100-12	Broca 702 Ø1.2 x 100mm
SL503100-16	Broca 702 Ø1.6 x 100mm
SL503100-21	Broca 702 Ø2.1 x 100mm
SL503125-12	Broca 702 Ø1.2 x 125mm
SL503125-16	Broca 702 Ø1.6 x 125mm
SL503125-21	Broca 702 Ø2.1 x 125mm
SL503150-12	Broca 702 Ø1.2 x 150mm
SL503150-16	Broca 702 Ø1.6 x 150mm
SL503150-21	Broca 702 Ø2.1 x 150mm
SL504050-12	Broca 701 Ø1.2 x 50mm
SL504050-16	Broca 701 Ø1.6 x 50mm
SL504050-21	Broca 701 Ø2.1 x 50mm
SL504070-12	Broca 701 Ø1.2 x 70mm
SL504070-16	Broca 701 Ø1.6 x 70mm
SL504070-21	Broca 701 Ø2.1 x 70mm
SL504100-12	Broca 701 Ø1.2 x 100mm
SL504100-16	Broca 701 Ø1.6 x 100mm
SL504100-21	Broca 701 Ø2.1 x 100mm
SL504125-12	Broca 701 Ø1.2 x 125mm
SL504125-16	Broca 701 Ø1.6 x 125mm
SL504125-21	Broca 701 Ø2.1 x 125mm
SL504150-12	Broca 701 Ø1.2 x 150mm

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL504150-16	Broca 701 Ø1.6 x 150mm
SL504150-21	Broca 701 Ø2.1 x 150mm
SL506050-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 50mm
SL506050-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 50mm
SL506050-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 50mm
SL506050-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 50mm
SL506050-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 50mm
SL506050-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 50mm
SL506050-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 70mm
SL506050-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 70mm
SL506050-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 70mm
SL506050-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 70mm
SL506050-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 70mm
SL506050-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 70mm
SL506100-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 100mm
SL506100-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 100mm
SL506100-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 100mm
SL506100-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 100mm
SL506100-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 100mm
SL506100-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 100mm
SL506125-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 125mm
SL506125-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 125mm
SL506125-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 125mm
SL506125-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 125mm
SL506125-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 125mm
SL506125-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 125mm
SL506150-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 150mm
SL506150-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 150mm
SL506150-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 150mm
SL506150-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 150mm
SL506150-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 150mm
SL506150-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 150mm
SL507050-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 50mm
SL507050-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 50mm
SL507050-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 50mm
SL507050-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 50mm
SL507050-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 50mm
SL507050-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 50mm
SL507070-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 70mm

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL507070-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 70mm
SL507070-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 70mm
SL507070-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 70mm
SL507070-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 70mm
SL507070-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 70mm
SL507100-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 100mm
SL507100-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 100mm
SL507100-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 100mm
SL507100-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 100mm
SL507100-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 100mm
SL507100-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 100mm
SL507125-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 125mm
SL507125-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 125mm
SL507125-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 125mm
SL507125-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 125mm
SL507125-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 125mm
SL507125-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 125mm
SL507150-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 150mm
SL507150-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 150mm
SL507150-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 150mm
SL507150-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 150mm
SL507150-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 150mm
SL507150-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 150mm
SL508050-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 50mm
SL508050-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 50mm
SL508050-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 50mm
SL508050-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 50mm
SL508050-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 50mm
SL508050-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 50mm
SL508070-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 70mm
SL508070-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 70mm
SL508070-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 70mm
SL508070-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 70mm
SL508070-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 70mm
SL508070-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 70mm
SL508100-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 100mm
SL508100-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 100mm
SL508100-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 100mm
SL508100-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 100mm

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL508100-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 100mm
SL508100-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 100mm
SL508125-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 125mm
SL508125-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 125mm
SL508125-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 125mm
SL508125-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 125mm
SL508125-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 125mm
SL508125-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 125mm
SL508150-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 150mm
SL508150-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 150mm
SL508150-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 150mm
SL508150-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 150mm
SL508150-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 150mm
SL508150-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 150mm
SL509050-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 50mm
SL509050-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 50mm
SL509050-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 50mm
SL509050-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 50mm
SL509050-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 50mm
SL509050-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 50mm
SL509070-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 70mm
SL509070-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 70mm
SL509070-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 70mm
SL509070-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 70mm
SL509070-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 70mm
SL509070-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 70mm
SL509100-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 100mm
SL509100-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 100mm
SL509100-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 100mm
SL509100-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 100mm
SL509100-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 100mm
SL509100-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 100mm
SL509125-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 125mm
SL509125-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 125mm
SL509125-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 125mm
SL509125-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 125mm
SL509125-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 125mm
SL509125-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 125mm
SL509150-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 150mm

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL509150-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 150mm
SL509150-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 150mm
SL509150-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 150mm
SL509150-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 150mm
SL509150-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 150mm
SL510110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe J
SL510110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe J
SL510110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe J
SL510110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe J
SL510110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe J
SL510110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe J
SL510110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe J
SL510110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe J
SL510110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe J
SL510110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe J
SL510110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe J
SL510110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe J
SL510110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe J
SL510110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe J
SL510110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe J
SL510110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe J
SL510110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe J
SL510110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe J
SL510115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe J
SL510115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe J
SL510115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe J
SL510115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe J
SL510115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe J
SL510115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe J
SL510115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe J
SL510115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe J
SL510115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe J
SL510115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe J
SL510115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe J
SL510115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe J
SL510115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe J
SL510115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe J
SL510115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe J
SL510115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL510115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe J
SL510115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe J
SL510120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe J
SL510120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe J
SL510120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe J
SL510120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe J
SL510120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe J
SL510120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe J
SL510120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe J
SL510120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe J
SL510120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe J
SL510120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe J
SL510120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe J
SL510120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe J
SL510120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe J
SL510120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe J
SL510120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe J
SL510120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe J
SL510120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe J
SL510120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe J
SL510150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe J
SL510150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe J
SL510150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe J
SL510150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe J
SL510150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe J
SL510150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe J
SL510150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe J
SL510150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe J
SL510150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe J
SL510150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe J
SL510150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe J
SL510150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe J
SL510150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe J
SL510150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe J
SL510150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe J
SL510150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe J
SL510150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe J
SL510150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe J
SL510155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL510155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe J
SL510155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe J
SL510155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe J
SL510155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe J
SL510155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe J
SL510155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe J
SL510155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe J
SL510155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe J
SL510155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe J
SL510155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe J
SL510155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe J
SL510155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe J
SL510155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe J
SL510155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe J
SL510155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe J
SL510155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe J
SL510155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe J
SL510180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe J
SL510180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe J
SL510180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe J
SL510180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe J
SL510180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe J
SL510180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe J
SL510180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe J
SL510180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe J
SL510180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe J
SL510180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe J
SL510180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe J
SL510180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe J
SL510180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe J
SL510180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe J
SL510180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe J
SL510180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe J
SL510180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe J
SL510180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe J
SL511110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe M
SL511110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe M
SL511110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe M
SL511110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL511110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe M
SL511110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe M
SL511110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe M
SL511110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe M
SL511110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe M
SL511110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe M
SL511110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe M
SL511110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe M
SL511110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe M
SL511110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe M
SL511110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe M
SL511110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe M
SL511110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe M
SL511110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe M
SL511115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe M
SL511115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe M
SL511115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe M
SL511115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe M
SL511115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe M
SL511115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe M
SL511115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe M
SL511115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe M
SL511115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe M
SL511115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe M
SL511115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe M
SL511115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe M
SL511115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe M
SL511115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe M
SL511115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe M
SL511115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe M
SL511115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe M
SL511115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe M
SL511120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe M
SL511120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe M
SL511120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe M
SL511120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe M
SL511120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe M
SL511120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe M
SL511120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL511120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe M
SL511120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe M
SL511120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe M
SL511120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe M
SL511120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe M
SL511120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe M
SL511120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe M
SL511120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe M
SL511120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe M
SL511120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe M
SL511120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe M
SL511150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe M
SL511150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe M
SL511150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe M
SL511150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe M
SL511150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe M
SL511150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe M
SL511150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe M
SL511150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe M
SL511150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe M
SL511150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe M
SL511150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe M
SL511150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe M
SL511150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe M
SL511150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe M
SL511150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe M
SL511150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe M
SL511150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe M
SL511150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe M
SL511155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe M
SL511155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe M
SL511155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe M
SL511155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe M
SL511155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe M
SL511155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe M
SL511155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe M
SL511155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe M
SL511155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe M
SL511155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL511155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe M
SL511155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe M
SL511155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe M
SL511155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe M
SL511155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe M
SL511155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe M
SL511155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe M
SL511155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe M
SL511180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe M
SL511180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe M
SL511180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe M
SL511180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe M
SL511180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe M
SL511180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe M
SL511180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe M
SL511180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe M
SL511180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe M
SL511180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe M
SL511180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe M
SL511180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe M
SL511180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe M
SL511180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe M
SL511180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe M
SL511180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe M
SL511180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe M
SL511180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe M
SL512110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe O
SL512110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe O
SL512110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe O
SL512110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe O
SL512110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe O
SL512110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe O
SL512110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe O
SL512110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe O
SL512110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe O
SL512110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe O
SL512110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe O
SL512110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe O
SL512110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL512110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe O
SL512110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe O
SL512110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe O
SL512110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe O
SL512110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe O
SL512115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe O
SL512115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe O
SL512115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe O
SL512115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe O
SL512115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe O
SL512115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe O
SL512115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe O
SL512115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe O
SL512115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe O
SL512115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe O
SL512115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe O
SL512115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe O
SL512115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe O
SL512115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe O
SL512115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe O
SL512115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe O
SL512115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe O
SL512115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe O
SL512120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe O
SL512120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe O
SL512120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe O
SL512120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe O
SL512120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe O
SL512120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe O
SL512120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe O
SL512120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe O
SL512120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe O
SL512120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe O
SL512120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe O
SL512120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe O
SL512120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe O
SL512120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe O
SL512120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe O
SL512120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL512120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe O
SL512120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe O
SL512150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe O
SL512150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe O
SL512150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe O
SL512150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe O
SL512150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe O
SL512150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe O
SL512150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe O
SL512150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe O
SL512150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe O
SL512150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe O
SL512150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe O
SL512150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe O
SL512150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe O
SL512150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe O
SL512150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe O
SL512150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe O
SL512150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe O
SL512150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe O
SL512155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe O
SL512155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe O
SL512155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe O
SL512155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe O
SL512155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe O
SL512155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe O
SL512155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe O
SL512155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe O
SL512155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe O
SL512155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe O
SL512155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe O
SL512155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe O
SL512155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe O
SL512155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe O
SL512155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe O
SL512155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe O
SL512155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe O
SL512155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe O
SL512180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL512180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe O
SL512180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe O
SL512180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe O
SL512180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe O
SL512180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe O
SL512180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe O
SL512180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe O
SL512180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe O
SL512180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe O
SL512180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe O
SL512180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe O
SL512180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe O
SL512180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe O
SL512180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe O
SL512180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe O
SL512180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe O
SL512180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe O
SL513110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe R
SL513110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe R
SL513110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe R
SL513110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe R
SL513110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe R
SL513110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe R
SL513110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe R
SL513110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe R
SL513110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe R
SL513110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe R
SL513110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe R
SL513110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe R
SL513110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe R
SL513110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe R
SL513110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe R
SL513110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe R
SL513110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe R
SL513110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe R
SL513115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe R
SL513115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe R
SL513115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe R
SL513115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe R

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL513115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe R
SL513115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe R
SL513115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe R
SL513115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe R
SL513115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe R
SL513115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe R
SL513115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe R
SL513115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe R
SL513115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe R
SL513115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe R
SL513115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe R
SL513115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe R
SL513115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe R
SL513115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe R
SL513120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe R
SL513120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe R
SL513120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe R
SL513120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe R
SL513120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe R
SL513120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe R
SL513120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe R
SL513120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe R
SL513120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe R
SL513120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe R
SL513120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe R
SL513120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe R
SL513120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe R
SL513120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe R
SL513120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe R
SL513120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe R
SL513120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe R
SL513120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe R
SL513150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe R
SL513150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe R
SL513150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe R
SL513150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe R
SL513150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe R
SL513150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe R
SL513150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe R

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL513150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe R
SL513150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe R
SL513150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe R
SL513150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe R
SL513150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe R
SL513150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe R
SL513150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe R
SL513150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe R
SL513150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe R
SL513150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe R
SL513150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe R
SL513155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe R
SL513155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe R
SL513155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe R
SL513155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe R
SL513155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe R
SL513155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe R
SL513155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe R
SL513155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe R
SL513155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe R
SL513155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe R
SL513155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe R
SL513155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe R
SL513155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe R
SL513155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe R
SL513155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe R
SL513155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe R
SL513155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe R
SL513155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe R
SL513180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe R
SL513180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe R
SL513180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe R
SL513180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe R
SL513180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe R
SL513180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe R
SL513180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe R
SL513180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe R
SL513180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe R
SL513180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe R

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL513180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe R
SL513180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe R
SL513180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe R
SL513180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe R
SL513180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe R
SL513180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe R
SL513180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe R
SL513180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe R
SL514110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe S
SL514110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe S
SL514110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe S
SL514110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe S
SL514110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe S
SL514110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe S
SL514110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe S
SL514110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe S
SL514110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe S
SL514110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe S
SL514110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe S
SL514110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe S
SL514110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe S
SL514110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe S
SL514110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe S
SL514110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe S
SL514110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe S
SL514110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe S
SL514115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe S
SL514115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe S
SL514115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe S
SL514115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe S
SL514115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe S
SL514115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe S
SL514115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe S
SL514115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe S
SL514115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe S
SL514115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe S
SL514115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe S
SL514115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe S
SL514115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe S

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL514115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe S
SL514115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe S
SL514115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe S
SL514115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe S
SL514115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe S
SL514120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe S
SL514120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe S
SL514120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe S
SL514120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe S
SL514120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe S
SL514120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe S
SL514120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe S
SL514120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe S
SL514120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe S
SL514120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe S
SL514120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe S
SL514120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe S
SL514120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe S
SL514120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe S
SL514120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe S
SL514120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe S
SL514120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe S
SL514120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe S
SL514150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe S
SL514150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe S
SL514150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe S
SL514150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe S
SL514150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe S
SL514150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe S
SL514150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe S
SL514150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe S
SL514150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe S
SL514150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe S
SL514150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe S
SL514150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe S
SL514150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe S
SL514150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe S
SL514150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe S
SL514150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe S

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL514150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe S
SL514150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe S
SL514155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe S
SL514155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe S
SL514155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe S
SL514155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe S
SL514155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe S
SL514155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe S
SL514155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe S
SL514155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe S
SL514155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe S
SL514155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe S
SL514155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe S
SL514155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe S
SL514155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe S
SL514155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe S
SL514155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe S
SL514155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe S
SL514155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe S
SL514155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe S
SL514180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe S
SL514180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe S
SL514180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe S
SL514180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe S
SL514180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe S
SL514180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe S
SL514180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe S
SL514180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe S
SL514180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe S
SL514180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe S
SL514180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe S
SL514180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe S
SL514180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe S
SL514180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe S
SL514180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe S
SL514180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe S
SL514180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe S
SL514180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe S
SL515110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL515110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe T
SL515110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe T
SL515110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe T
SL515110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe T
SL515110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe T
SL515110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe T
SL515110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe T
SL515110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe T
SL515110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe T
SL515110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe T
SL515110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe T
SL515110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe T
SL515110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe T
SL515110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe T
SL515110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe T
SL515110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe T
SL515110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe T
SL515115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe T
SL515115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe T
SL515115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe T
SL515115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe T
SL515115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe T
SL515115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe T
SL515115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe T
SL515115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe T
SL515115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe T
SL515115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe T
SL515115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe T
SL515115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe T
SL515115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe T
SL515115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe T
SL515115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe T
SL515115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe T
SL515115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe T
SL515115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe T
SL515120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe T
SL515120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe T
SL515120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe T
SL515120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL515120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe T
SL515120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe T
SL515120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe T
SL515120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe T
SL515120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe T
SL515120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe T
SL515120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe T
SL515120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe T
SL515120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe T
SL515120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe T
SL515120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe T
SL515120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe T
SL515120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe T
SL515120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe T
SL515150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe T
SL515150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe T
SL515150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe T
SL515150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe T
SL515150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe T
SL515150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe T
SL515150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe T
SL515150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe T
SL515150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe T
SL515150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe T
SL515150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe T
SL515150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe T
SL515150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe T
SL515150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe T
SL515150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe T
SL515150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe T
SL515150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe T
SL515150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe T
SL515155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe T
SL515155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe T
SL515155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe T
SL515155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe T
SL515155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe T
SL515155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe T
SL515155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL515155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe T
SL515155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe T
SL515155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe T
SL515155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe T
SL515155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe T
SL515155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe T
SL515155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe T
SL515155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe T
SL515155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe T
SL515155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe T
SL515155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe T
SL515180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe T
SL515180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe T
SL515180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe T
SL515180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe T
SL515180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe T
SL515180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe T
SL515180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe T
SL515180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe T
SL515180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe T
SL515180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe T
SL515180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe T
SL515180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe T
SL515180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe T
SL515180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe T
SL515180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe T
SL515180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe T
SL515180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe T
SL515180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe T
SL516095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe J
SL516095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe J
SL516095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe J
SL516095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe J
SL516095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe J
SL516095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe J
SL516095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe J
SL516095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe J
SL516095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe J
SL516095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL516095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe J
SL516095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe J
SL516095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe J
SL516095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe J
SL516095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe J
SL516125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe J
SL516125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe J
SL516125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe J
SL516125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe J
SL516125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe J
SL516125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe J
SL516125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe J
SL516125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe J
SL516125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe J
SL516125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe J
SL516125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe J
SL516125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe J
SL516125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe J
SL516125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe J
SL516125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe J
SL517095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe M
SL517095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe M
SL517095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe M
SL517095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe M
SL517095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe M
SL517095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe M
SL517095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe M
SL517095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe M
SL517095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe M
SL517095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe M
SL517095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe M
SL517095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe M
SL517095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe M
SL517095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe M
SL517095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe M
SL517125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe M
SL517125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe M
SL517125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe M
SL517125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL517125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe M
SL517125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe M
SL517125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe M
SL517125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe M
SL517125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe M
SL517125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe M
SL517125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe M
SL517125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe M
SL517125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe M
SL517125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe M
SL517125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe M
SL518095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe O
SL518095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe O
SL518095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe O
SL518095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe O
SL518095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe O
SL518095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe O
SL518095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe O
SL518095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe O
SL518095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe O
SL518095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe O
SL518095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe O
SL518095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe O
SL518095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe O
SL518095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe O
SL518095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe O
SL518125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe O
SL518125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe O
SL518125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe O
SL518125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe O
SL518125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe O
SL518125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe O
SL518125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe O
SL518125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe O
SL518125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe O
SL518125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe O
SL518125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe O
SL518125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe O
SL518125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL518125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe O
SL518125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe O
SL519095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe R
SL519095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe R
SL519095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe R
SL519095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe R
SL519095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe R
SL519095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe R
SL519095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe R
SL519095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe R
SL519095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe R
SL519095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe R
SL519095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe R
SL519095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe R
SL519095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe R
SL519095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe R
SL519095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe R
SL519125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe R
SL519125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe R
SL519125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe R
SL519125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe R
SL519125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe R
SL519125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe R
SL519125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe R
SL519125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe R
SL519125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe R
SL519125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe R
SL519125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe R
SL519125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe R
SL519125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe R
SL519125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe R
SL519125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe R
SL520095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe S
SL520095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe S
SL520095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe S
SL520095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe S
SL520095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe S
SL520095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe S
SL520095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe S

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL520095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe S
SL520095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe S
SL520095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe S
SL520095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe S
SL520095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe S
SL520095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe S
SL520095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe S
SL520095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe S
SL520125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe S
SL520125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe S
SL520125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe S
SL520125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe S
SL520125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe S
SL520125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe S
SL520125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe S
SL520125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe S
SL520125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe S
SL520125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe S
SL520125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe S
SL520125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe S
SL520125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe S
SL520125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe S
SL520125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe S
SL521095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe T
SL521095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe T
SL521095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe T
SL521095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe T
SL521095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe T
SL521095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe T
SL521095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe T
SL521095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe T
SL521095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe T
SL521095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe T
SL521095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe T
SL521095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe T
SL521095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe T
SL521095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe T
SL521095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe T
SL521125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL521125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe T
SL521125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe T
SL521125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe T
SL521125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe T
SL521125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe T
SL521125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe T
SL521125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe T
SL521125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe T
SL521125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe T
SL521125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe T
SL521125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe T
SL521125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe T
SL521125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe T
SL521125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe T
SL522115-10	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe J
SL522115-15	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe J
SL522115-20	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe J
SL522115-25	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe J
SL522115-30	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe J
SL522115-35	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe J
SL522115-40	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe J
SL522115-45	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe J
SL522115-50	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe J
SL522115-55	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe J
SL522115-60	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe J
SL522115-65	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe J
SL522115-70	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe J
SL523115-75	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe M
SL523115-80	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe M
SL523115-85	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe M
SL523115-90	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe M
SL523115-95	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe M
SL523115-100	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe M
SL523115-105	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe M
SL523115-110	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe M
SL523115-115	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe M
SL523115-120	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe M
SL523115-125	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe M
SL523115-130	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL523115-135	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe M
SL524115-140	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe O
SL524115-145	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe O
SL524115-150	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe O
SL524115-155	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe O
SL524115-160	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe O
SL524115-165	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe O
SL524115-170	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe O
SL524115-175	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe O
SL524115-180	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe O
SL524115-185	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe O
SL524115-190	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe O
SL524115-195	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe O
SL524115-200	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe O
SL525115-205	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe R
SL525115-210	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe R
SL525115-215	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe R
SL525115-220	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe R
SL525115-225	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe R
SL525115-230	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe R
SL525115-235	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe R
SL525115-240	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe R
SL525115-245	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe R
SL525115-250	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe R
SL525115-255	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe R
SL525115-260	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe R
SL525115-265	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe R
SL526115-270	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe S
SL526115-275	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe S
SL526115-280	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe S
SL526115-285	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe S
SL526115-290	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe S
SL526115-295	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe S
SL526115-300	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe S
SL526115-305	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe S
SL526115-310	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe S
SL526115-315	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe S
SL526115-320	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe S
SL526115-325	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe S

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL526115-330	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe S
SL527115-335	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe T
SL527115-340	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe T
SL527115-345	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe T
SL527115-350	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe T
SL527115-355	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe T
SL527115-360	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe T
SL527115-365	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe T
SL527115-370	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe T
SL527115-375	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe T
SL527115-380	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe T
SL527115-385	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe T
SL527115-390	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe T
SL527115-395	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe T
SL528115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe J
SL528115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe J
SL528115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe J
SL528115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe J
SL528115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe J
SL528115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe J
SL528115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe J
SL528115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe J
SL528115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe J
SL528115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe J
SL528115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe J
SL528115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe J
SL528115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe J
SL528115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe J
SL528115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe J
SL528115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe J
SL528115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe J
SL529115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe M
SL529115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe M
SL529115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe M
SL529115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe M
SL529115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe M
SL529115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe M
SL529115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe M
SL529115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL529115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe M
SL529115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe M
SL529115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe M
SL529115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe M
SL529115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe M
SL529115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe M
SL529115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe M
SL529115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe M
SL529115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe M
SL530115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe O
SL530115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe O
SL530115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe O
SL530115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe O
SL530115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe O
SL530115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe O
SL530115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe O
SL530115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe O
SL530115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe O
SL530115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe O
SL530115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe O
SL530115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe O
SL530115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe O
SL530115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe O
SL530115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe O
SL530115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe O
SL530115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe O
SL531115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe R
SL531115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe R
SL531115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe R
SL531115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe R
SL531115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe R
SL531115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe R
SL531115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe R
SL531115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe R
SL531115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe R
SL531115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe R
SL531115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe R
SL531115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe R
SL531115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe R

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL531115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe R
SL531115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe R
SL531115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe R
SL531115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe R
SL532115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe S
SL532115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe S
SL532115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe S
SL532115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe S
SL532115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe S
SL532115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe S
SL532115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe S
SL532115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe S
SL532115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe S
SL532115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe S
SL532115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe S
SL532115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe S
SL532115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe S
SL532115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe S
SL532115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe S
SL532115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe S
SL532115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe S
SL533115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe T
SL533115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe T
SL533115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe T
SL533115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe T
SL533115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe T
SL533115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe T
SL533115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe T
SL533115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe T
SL533115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe T
SL533115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe T
SL533115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe T
SL533115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe T
SL533115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe T
SL533115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe T
SL533115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe T
SL533115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe T
SL533115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe T
SL534095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL534095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe J
SL534125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe J
SL534125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe J
SL535095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe M
SL535095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe M
SL535125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe M
SL535125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe M
SL536095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe O
SL536095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe O
SL536125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe O
SL536125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe O
SL537095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe R
SL537095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe R
SL537125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe R
SL537125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe R
SL538095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe S
SL538095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe S
SL538125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe S
SL538125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe S
SL539095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe T
SL539095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe T
SL539125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe T
SL539125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe T
SL540095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe J
SL540095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe J
SL540125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe J
SL540125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe J
SL541095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe M
SL541095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe M
SL541125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe M
SL541125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe M
SL542095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe O
SL542095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe O
SL542125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe O
SL542125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe O
SL543095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe R
SL543095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe R
SL543125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe R
SL543125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe R

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL544095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe S
SL544095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe S
SL544125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe S
SL544125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe S
SL545095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe T
SL545095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe T
SL545125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe T
SL545125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe T
SL546095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe J
SL546125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe J
SL547095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe M
SL547125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe M
SL548095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe O
SL548125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe O
SL549095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe R
SL549125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe R
SL550095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe S
SL550125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe S
SL551095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe T
SL551125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe T
SL558095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe J
SL558095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe J
SL558095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe J
SL559095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe M
SL559095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe M
SL559095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe M
SL560095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe O
SL560095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe O
SL560095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe O
SL561095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe R
SL561095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe R
SL561095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe R
SL562095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe S
SL562095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe S
SL562095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe S
SL563095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe T
SL563095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe T
SL563095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe T
SL564095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL564095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe J
SL564095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe J
SL564095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe J
SL564095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe J
SL564095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe J
SL564095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe J
SL564095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe J
SL564095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe J
SL564095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe J
SL564095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe J
SL564095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe J
SL564095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe J
SL564095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe J
SL564095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe J
SL564095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe J
SL564095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe J
SL565095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe M
SL565095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe M
SL565095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe M
SL565095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe M
SL565095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe M
SL565095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe M
SL565095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe M
SL565095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe M
SL565095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe M
SL565095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe M
SL565095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe M
SL565095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe M
SL565095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe M
SL565095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe M
SL565095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe M
SL565095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe M
SL565095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe M
SL566095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe O
SL566095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe O
SL566095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe O
SL566095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe O
SL566095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe O
SL566095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL566095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe O
SL566095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe O
SL566095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe O
SL566095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe O
SL566095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe O
SL566095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe O
SL566095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe O
SL566095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe O
SL566095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe O
SL566095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe O
SL566095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe O
SL567095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe R
SL567095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe R
SL567095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe R
SL567095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe R
SL567095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe R
SL567095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe R
SL567095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe R
SL567095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe R
SL567095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe R
SL567095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe R
SL567095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe R
SL567095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe R
SL567095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe R
SL567095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe R
SL567095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe R
SL567095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe R
SL567095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe R
SL568095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe S
SL568095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe S
SL568095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe S
SL568095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe S
SL568095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe S
SL568095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe S
SL568095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe S
SL568095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe S
SL568095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe S
SL568095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe S
SL568095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe S

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

SL568095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe S
SL568095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe S
SL568095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe S
SL568095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe S
SL568095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe S
SL568095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe S
SL569095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe T
SL569095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe T
SL569095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe T
SL569095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe T
SL569095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe T
SL569095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe T
SL569095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe T
SL569095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe T
SL569095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe T
SL569095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe T
SL569095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe T
SL569095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe T
SL569095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe T
SL569095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe T
SL569095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe T
SL569095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe T
SL569095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe T
SL570044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe J
SL571044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe M
SL572044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe O
SL573044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe R
SL574044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe S
SL575044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe T

4. ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original mantido em temperatura ambiente, e locais livres de incidência de raios solares e umidade.
- Os efeitos de vibração, choques, corrosão, assentamento defeituoso durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento, devem ser evitados.
- Não podem ficar em locais muito altos, próximos a lâmpadas, o que poderia ocasionar ressecamento da embalagem ou dano no rótulo.
- As embalagens, os acondicionamentos e/ou os produtos danificados não deverão ser utilizados e deverão ser devolvidos à CPMH.
- Manipular os dispositivos esterilizados de acordo com os procedimentos assépticos adequados.

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

- Proteger o paciente de todo e qualquer contato acidental com os dispositivos, o que poderia provocar danos no acabamento da superfície. Inspeccionar todo e qualquer dispositivo antes de o utilizar, de modo a verificar visualmente se o mesmo não se encontra danificado.

5. INSTRUÇÕES DE USO

Toda manipulação destes instrumentais, deverá estar acompanhada de cuidados: na manipulação para limpeza e esterilização, bem como seu transporte. Esses instrumentais devem ser usados somente para a finalidade específica que foi projetada.

6. PRECAUÇÕES

- A aplicação de força ou impacto sobre os instrumentos pode causar rompimento, fissura, dobramento, rachadura ou até mesmo quebra do mesmo, levando à sua inutilização.
- Não usar para qualquer outro propósito diferente de seu uso recomendado. Manipular tecidos delicados ou ossos com um instrumento que não foi feito para tal uso pode resultar em danos ao instrumento.
- Deve-se levar em conta que os instrumentos possuem risco de contaminação potencial. Os profissionais que entrarem em contato com os instrumentos devem tomar medidas de precauções contra perfurações causadas por estes.
- Após utilização dos instrumentais estes devem ser tratados como possíveis contaminantes. Descartar após o uso de maneira apropriada.
- Os instrumentos não devem ser utilizados para finalidades daquelas para as quais não foram projetados.
- Os instrumentais servem exclusivamente para auxílio médico. Instrumentais de fabricantes diferentes podem ser utilizados em associação somente quando a compatibilidade e adequabilidade entre eles for previamente avaliada.
-

7. PRÉ-OPERATÓRIO

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do implante a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atende pelas condições de uso e limpeza. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

8. ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar o produto caso apresente danos aparentes ou caso a sua embalagem esteja violada ou danificada.
- Como todo ato cirúrgico, o cirurgião deve estar ciente que podem haver intercorrências durante o procedimento, e deve estar preparado para tratá-las. O uso destes instrumentais deve ser feito apenas por médicos cirurgiões aptos e familiarizados com a técnica cirúrgica.
- Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins escusos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento e danos ao implante.
- A combinação dos produtos da CPMH com os de outros fabricantes pode apresentar riscos de uma fixação inadequada e outras complicações técnicas por diferenciação de material, desenho ou qualidade.
- Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso do conjunto de instrumentos ou das suas partes. Caso

BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL

ocorram variações no desempenho pretendido, perda de precisão, instabilidade ou falta de corte, o componente deve ser imediatamente substituído.

9. RISCOS ASSOCIADOS

O produto é contra-indicado apenas para uso por profissionais não habilitados para a função.

10. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO E LIMPEZA

Os instrumentais são fornecidos estéreis, não sendo necessário nenhum procedimento adicional para limpeza ou esterilização. Devem ser tomados os devidos cuidados para que a embalagem não seja danificada comprometendo a esterilidade do produto.

11. DESCARTE

O descarte deverá ser realizado inicialmente pela descaracterização do produto através de corte e/ou imagem para sua inutilização. Providenciar o descarte conforme as normas para lixo hospitalar, devendo ser depositado em recipiente adequado e tendo a indicação de que se trata de lixo contaminado. A instituição de saúde por sua vez deverá providenciar o descarte final conforme legislação em vigor.

12. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

Elogios, Sugestões ou Reclamações podem ser realizados diretamente à CPMH pelo telefone (61) 3028-8858, pelo e-mail: sac@cpmh.com.br, ou em nosso sítio eletrônico preenchendo o formulário de atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no endereço eletrônico: <https://www.cpmh.com.br/sac/>.

NOTA: Informações referentes à data de fabricação, validade, lote e referência vide rótulo.



FABRICANTE

CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda.

Endereço: SIA Trecho 17 Via IA-4 Lote 1235

CEP 71200-260

www.cpmh.com.br

Tel: 61 3028-8858

sac@cpmh.com.br

Registro ANVISA: 80859840143

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rander Pereira Avelar – CRO/DF: 5476