

## **BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO**

### **1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

As Brocas para Mini Micro são fabricadas em Aço Inox 420 (ASTM F899). São instrumentais para uso médico com o auxílio de motor com engate apropriado.

Os instrumentais são fornecidos estéreis, comercializados embalados em duplo blíster estéril (embalagem primária) contendo 1 (uma) unidade por envelope acartonado (embalagem secundária).

### **2. INDICAÇÃO DE USO**

Auxílio em procedimento cirúrgico para colocação dos implantes médicos da CPMH, o qual deve ser necessariamente conduzido por profissional médico com conhecimentos da técnica cirúrgica e dos aspectos mecânicos do instrumental.

### **3. MODELOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>             |
|---------------|------------------------------|
| EL501050-14   | Broca Lindemann Ø1.4 x 50mm  |
| EL501050-16   | Broca Lindemann Ø1.6 x 50mm  |
| EL501050-21   | Broca Lindemann Ø2.1 x 50mm  |
| EL501070-14   | Broca Lindemann Ø1.4 x 70mm  |
| EL501070-16   | Broca Lindemann Ø1.6 x 70mm  |
| EL501070-21   | Broca Lindemann Ø2.1 x 70mm  |
| EL501100-14   | Broca Lindemann Ø1.4 x 100mm |
| EL501100-16   | Broca Lindemann Ø1.6 x 100mm |
| EL501100-21   | Broca Lindemann Ø2.1 x 100mm |
| EL501125-14   | Broca Lindemann Ø1.4 x 125mm |
| EL501125-16   | Broca Lindemann Ø1.6 x 125mm |
| EL501125-21   | Broca Lindemann Ø2.1 x 125mm |
| EL501150-14   | Broca Lindemann Ø1.4 x 150mm |
| EL501150-16   | Broca Lindemann Ø1.6 x 150mm |
| EL501150-21   | Broca Lindemann Ø2.1 x 150mm |
| EL502050-12   | Broca 703 Ø1.2 x 50mm        |
| EL502050-16   | Broca 703 Ø1.6 x 50mm        |
| EL502050-21   | Broca 703 Ø2.1 x 50mm        |
| EL502070-12   | Broca 703 Ø1.2 x 70mm        |
| EL502070-16   | Broca 703 Ø1.6 x 70mm        |
| EL502070-18   | Broca 703 Ø1.8 x 70mm        |
| EL502070-21   | Broca 703 Ø2.1 x 70mm        |
| EL502100-12   | Broca 703 Ø1.2 x 100mm       |
| EL502100-16   | Broca 703 Ø1.6 x 100mm       |
| EL502100-21   | Broca 703 Ø2.1 x 100mm       |
| EL502125-12   | Broca 703 Ø1.2 x 125mm       |
| EL502125-16   | Broca 703 Ø1.6 x 125mm       |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| EL502125-21 | Broca 703 Ø2.1 x 125mm               |
| EL502150-12 | Broca 703 Ø1.2 x 150mm               |
| EL502150-16 | Broca 703 Ø1.6 x 150mm               |
| EL502150-21 | Broca 703 Ø2.1 x 150mm               |
| EL503050-12 | Broca 702 Ø1.2 x 50mm                |
| EL503050-15 | Broca 702 Ø1.5 x 50mm                |
| EL503050-16 | Broca 702 Ø1.6 x 50mm                |
| EL503050-21 | Broca 702 Ø2.1 x 50mm                |
| EL503070-12 | Broca 702 Ø1.2 x 70mm                |
| EL503070-15 | Broca 702 Ø1.5 x 70mm                |
| EL503070-16 | Broca 702 Ø1.6 x 70mm                |
| EL503070-21 | Broca 702 Ø2.1 x 70mm                |
| EL503100-12 | Broca 702 Ø1.2 x 100mm               |
| EL503100-16 | Broca 702 Ø1.6 x 100mm               |
| EL503100-21 | Broca 702 Ø2.1 x 100mm               |
| EL503125-12 | Broca 702 Ø1.2 x 125mm               |
| EL503125-16 | Broca 702 Ø1.6 x 125mm               |
| EL503125-21 | Broca 702 Ø2.1 x 125mm               |
| EL503150-12 | Broca 702 Ø1.2 x 150mm               |
| EL503150-16 | Broca 702 Ø1.6 x 150mm               |
| EL503150-21 | Broca 702 Ø2.1 x 150mm               |
| EL504050-12 | Broca 701 Ø1.2 x 50mm                |
| EL504050-16 | Broca 701 Ø1.6 x 50mm                |
| EL504050-21 | Broca 701 Ø2.1 x 50mm                |
| EL504070-12 | Broca 701 Ø1.2 x 70mm                |
| EL504070-16 | Broca 701 Ø1.6 x 70mm                |
| EL504070-21 | Broca 701 Ø2.1 x 70mm                |
| EL504100-12 | Broca 701 Ø1.2 x 100mm               |
| EL504100-16 | Broca 701 Ø1.6 x 100mm               |
| EL504100-21 | Broca 701 Ø2.1 x 100mm               |
| EL504125-12 | Broca 701 Ø1.2 x 125mm               |
| EL504125-16 | Broca 701 Ø1.6 x 125mm               |
| EL504125-21 | Broca 701 Ø2.1 x 125mm               |
| EL504150-12 | Broca 701 Ø1.2 x 150mm               |
| EL504150-16 | Broca 701 Ø1.6 x 150mm               |
| EL504150-21 | Broca 701 Ø2.1 x 150mm               |
| EL506050-01 | Broca esférica de desgaste Ø1 x 50mm |
| EL506050-02 | Broca esférica de desgaste Ø2 x 50mm |
| EL506050-03 | Broca esférica de desgaste Ø3 x 50mm |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| EL506050-04 | Broca esférica de desgaste Ø4 x 50mm  |
| EL506050-05 | Broca esférica de desgaste Ø5 x 50mm  |
| EL506050-06 | Broca esférica de desgaste Ø6 x 50mm  |
| EL506070-01 | Broca esférica de desgaste Ø1 x 70mm  |
| EL506070-02 | Broca esférica de desgaste Ø2 x 70mm  |
| EL506070-03 | Broca esférica de desgaste Ø3 x 70mm  |
| EL506070-04 | Broca esférica de desgaste Ø4 x 70mm  |
| EL506070-05 | Broca esférica de desgaste Ø5 x 70mm  |
| EL506070-06 | Broca esférica de desgaste Ø6 x 70mm  |
| EL506090-02 | Broca esférica de desgaste Ø2 x 90mm  |
| EL506090-03 | Broca esférica de desgaste Ø3 x 90mm  |
| EL506100-01 | Broca esférica de desgaste Ø1 x 100mm |
| EL506100-02 | Broca esférica de desgaste Ø2 x 100mm |
| EL506100-03 | Broca esférica de desgaste Ø3 x 100mm |
| EL506100-04 | Broca esférica de desgaste Ø4 x 100mm |
| EL506100-05 | Broca esférica de desgaste Ø5 x 100mm |
| EL506100-06 | Broca esférica de desgaste Ø6 x 100mm |
| EL506125-01 | Broca esférica de desgaste Ø1 x 125mm |
| EL506125-02 | Broca esférica de desgaste Ø2 x 125mm |
| EL506125-03 | Broca esférica de desgaste Ø3 x 125mm |
| EL506125-04 | Broca esférica de desgaste Ø4 x 125mm |
| EL506125-05 | Broca esférica de desgaste Ø5 x 125mm |
| EL506125-06 | Broca esférica de desgaste Ø6 x 125mm |
| EL506150-01 | Broca esférica de desgaste Ø1 x 150mm |
| EL506150-02 | Broca esférica de desgaste Ø2 x 150mm |
| EL506150-03 | Broca esférica de desgaste Ø3 x 150mm |
| EL506150-04 | Broca esférica de desgaste Ø4 x 150mm |
| EL506150-05 | Broca esférica de desgaste Ø5 x 150mm |
| EL506150-06 | Broca esférica de desgaste Ø6 x 150mm |
| EL507050-01 | Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 50mm |
| EL507050-02 | Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 50mm |
| EL507050-03 | Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 50mm |
| EL507050-04 | Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 50mm |
| EL507050-05 | Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 50mm |
| EL507050-06 | Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 50mm |
| EL507070-01 | Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 70mm |
| EL507070-02 | Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 70mm |
| EL507070-03 | Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 70mm |
| EL507070-04 | Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 70mm |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| EL507070-05 | Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 70mm       |
| EL507070-06 | Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 70mm       |
| EL507100-01 | Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 100mm      |
| EL507100-02 | Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 100mm      |
| EL507100-03 | Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 100mm      |
| EL507100-04 | Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 100mm      |
| EL507100-05 | Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 100mm      |
| EL507100-06 | Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 100mm      |
| EL507125-01 | Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 125mm      |
| EL507125-02 | Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 125mm      |
| EL507125-03 | Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 125mm      |
| EL507125-04 | Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 125mm      |
| EL507125-05 | Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 125mm      |
| EL507125-06 | Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 125mm      |
| EL507150-01 | Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 150mm      |
| EL507150-02 | Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 150mm      |
| EL507150-03 | Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 150mm      |
| EL507150-04 | Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 150mm      |
| EL507150-05 | Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 150mm      |
| EL507150-06 | Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 150mm      |
| EL508050-01 | Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 50mm  |
| EL508050-02 | Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 50mm  |
| EL508050-03 | Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 50mm  |
| EL508050-04 | Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 50mm  |
| EL508050-05 | Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 50mm  |
| EL508050-06 | Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 50mm  |
| EL508070-01 | Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 70mm  |
| EL508070-02 | Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 70mm  |
| EL508070-03 | Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 70mm  |
| EL508070-04 | Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 70mm  |
| EL508070-05 | Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 70mm  |
| EL508070-06 | Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 70mm  |
| EL508100-01 | Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 100mm |
| EL508100-02 | Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 100mm |
| EL508100-03 | Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 100mm |
| EL508100-04 | Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 100mm |
| EL508100-05 | Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 100mm |
| EL508100-06 | Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 100mm |
| EL508125-01 | Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 125mm |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| EL508125-02 | Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 125mm |
| EL508125-03 | Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 125mm |
| EL508125-04 | Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 125mm |
| EL508125-05 | Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 125mm |
| EL508125-06 | Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 125mm |
| EL508150-01 | Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 150mm |
| EL508150-02 | Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 150mm |
| EL508150-03 | Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 150mm |
| EL508150-04 | Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 150mm |
| EL508150-05 | Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 150mm |
| EL508150-06 | Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 150mm |
| EL509050-01 | Broca cônica média de desgaste Ø1 x 50mm    |
| EL509050-02 | Broca cônica média de desgaste Ø2 x 50mm    |
| EL509050-03 | Broca cônica média de desgaste Ø3 x 50mm    |
| EL509050-04 | Broca cônica média de desgaste Ø4 x 50mm    |
| EL509050-05 | Broca cônica média de desgaste Ø5 x 50mm    |
| EL509050-06 | Broca cônica média de desgaste Ø6 x 50mm    |
| EL509070-01 | Broca cônica média de desgaste Ø1 x 70mm    |
| EL509070-02 | Broca cônica média de desgaste Ø2 x 70mm    |
| EL509070-03 | Broca cônica média de desgaste Ø3 x 70mm    |
| EL509070-04 | Broca cônica média de desgaste Ø4 x 70mm    |
| EL509070-05 | Broca cônica média de desgaste Ø5 x 70mm    |
| EL509070-06 | Broca cônica média de desgaste Ø6 x 70mm    |
| EL509100-01 | Broca cônica média de desgaste Ø1 x 100mm   |
| EL509100-02 | Broca cônica média de desgaste Ø2 x 100mm   |
| EL509100-03 | Broca cônica média de desgaste Ø3 x 100mm   |
| EL509100-04 | Broca cônica média de desgaste Ø4 x 100mm   |
| EL509100-05 | Broca cônica média de desgaste Ø5 x 100mm   |
| EL509100-06 | Broca cônica média de desgaste Ø6 x 100mm   |
| EL509125-01 | Broca cônica média de desgaste Ø1 x 125mm   |
| EL509125-02 | Broca cônica média de desgaste Ø2 x 125mm   |
| EL509125-03 | Broca cônica média de desgaste Ø3 x 125mm   |
| EL509125-04 | Broca cônica média de desgaste Ø4 x 125mm   |
| EL509125-05 | Broca cônica média de desgaste Ø5 x 125mm   |
| EL509125-06 | Broca cônica média de desgaste Ø6 x 125mm   |
| EL509150-01 | Broca cônica média de desgaste Ø1 x 150mm   |
| EL509150-02 | Broca cônica média de desgaste Ø2 x 150mm   |
| EL509150-03 | Broca cônica média de desgaste Ø3 x 150mm   |
| EL509150-04 | Broca cônica média de desgaste Ø4 x 150mm   |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL509150-05 | Broca cônica média de desgaste Ø5 x 150mm      |
| EL509150-06 | Broca cônica média de desgaste Ø6 x 150mm      |
| EL510110-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe J |
| EL510110-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe J |
| EL510115-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe J |
| EL510115-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe J |
| EL510120-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe J |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL510120-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe J |
| EL510120-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe J |
| EL510150-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe J |
| EL510150-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe J |
| EL510155-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe J |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL510155-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe J |
| EL510155-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe J |
| EL510180-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe J |
| EL510180-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe J |
| EL511110-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe M |

**BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL  
RECOMENDADO USO ÚNICO**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL511110-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe M |
| EL511110-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe M |
| EL511115-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe M |
| EL511115-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe M |
| EL511120-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe M |

**BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL  
RECOMENDADO USO ÚNICO**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL511120-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe M |
| EL511120-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe M |
| EL511150-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe M |
| EL511150-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe M |
| EL511155-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe M |

**BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL  
RECOMENDADO USO ÚNICO**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL511155-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe M |
| EL511155-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe M |
| EL511180-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe M |
| EL511180-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe M |
| EL512110-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe O |

**BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL  
RECOMENDADO USO ÚNICO**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL512110-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe O |
| EL512110-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe O |
| EL512115-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe O |
| EL512115-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe O |
| EL512120-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe O |
| EL512120-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe O |
| EL512150-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe O |

**BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL  
RECOMENDADO USO ÚNICO**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL512150-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe O |
| EL512150-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe O |
| EL512155-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe O |
| EL512155-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe O |
| EL512180-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe O |

**BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL  
RECOMENDADO USO ÚNICO**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL512180-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe O |
| EL512180-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe O |
| EL513110-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe R |
| EL513110-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe R |
| EL513115-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe R |

**BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL  
RECOMENDADO USO ÚNICO**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL513115-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe R |
| EL513115-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe R |
| EL513120-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe R |
| EL513120-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe R |
| EL513150-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe R |

**BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL  
RECOMENDADO USO ÚNICO**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL513150-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe R |
| EL513150-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe R |
| EL513155-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe R |
| EL513155-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe R |
| EL513180-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe R |

**BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL  
RECOMENDADO USO ÚNICO**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL513180-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe R |
| EL513180-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe R |
| EL514110-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe S |
| EL514110-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe S |
| EL514115-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe S |

**BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL  
RECOMENDADO USO ÚNICO**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL514115-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe S |
| EL514115-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe S |
| EL514120-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe S |
| EL514120-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe S |
| EL514150-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe S |
| EL514150-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe S |
| EL514155-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe S |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL514155-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe S |
| EL514155-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe S |
| EL514180-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe S |
| EL514180-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe S |
| EL515110-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe T |

**BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL  
RECOMENDADO USO ÚNICO**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL515110-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe T |
| EL515110-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe T |
| EL515115-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe T |
| EL515115-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe T |
| EL515120-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe T |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EL515120-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe T |
| EL515120-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe T |
| EL515150-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe T |
| EL515150-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe T |
| EL515155-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe T |
| EL515155-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe T |
| EL515155-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe T |
| EL515155-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe T |
| EL515155-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe T |
| EL515155-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe T |
| EL515155-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe T |
| EL515155-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe T |
| EL515155-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe T |
| EL515155-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe T |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| EL515155-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe T    |
| EL515155-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe T    |
| EL515155-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe T    |
| EL515155-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe T    |
| EL515155-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe T    |
| EL515155-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe T    |
| EL515155-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe T    |
| EL515155-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe T    |
| EL515180-09 | Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-10 | Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-11 | Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-12 | Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-13 | Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-14 | Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-15 | Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-16 | Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-17 | Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-18 | Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-19 | Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-20 | Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-21 | Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-22 | Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-23 | Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-27 | Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-32 | Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe T    |
| EL515180-35 | Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe T    |
| EL516095-06 | Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe J |
| EL516095-07 | Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe J |
| EL516095-08 | Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe J |
| EL516095-10 | Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe J |
| EL516095-14 | Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe J |
| EL516095-18 | Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe J |
| EL516095-23 | Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe J |
| EL516095-27 | Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe J |
| EL516095-31 | Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe J |
| EL516095-35 | Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe J |
| EL516095-40 | Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe J |
| EL516095-45 | Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe J |
| EL516095-50 | Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe J |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| EL516095-60 | Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe J  |
| EL516095-70 | Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe J  |
| EL516125-06 | Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe J |
| EL516125-07 | Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe J |
| EL516125-08 | Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe J |
| EL516125-10 | Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe J |
| EL516125-14 | Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe J |
| EL516125-18 | Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe J |
| EL516125-23 | Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe J |
| EL516125-27 | Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe J |
| EL516125-31 | Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe J |
| EL516125-35 | Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe J |
| EL516125-40 | Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe J |
| EL516125-45 | Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe J |
| EL516125-50 | Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe J |
| EL516125-60 | Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe J |
| EL516125-70 | Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe J |
| EL517095-06 | Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe M  |
| EL517095-07 | Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe M  |
| EL517095-08 | Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe M  |
| EL517095-10 | Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe M  |
| EL517095-14 | Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe M  |
| EL517095-18 | Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe M  |
| EL517095-23 | Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe M  |
| EL517095-27 | Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe M  |
| EL517095-31 | Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe M  |
| EL517095-35 | Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe M  |
| EL517095-40 | Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe M  |
| EL517095-45 | Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe M  |
| EL517095-50 | Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe M  |
| EL517095-60 | Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe M  |
| EL517095-70 | Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe M  |
| EL517125-06 | Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe M |
| EL517125-07 | Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe M |
| EL517125-08 | Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe M |
| EL517125-10 | Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe M |
| EL517125-14 | Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe M |
| EL517125-18 | Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe M |
| EL517125-23 | Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe M |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| EL517125-27 | Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe M |
| EL517125-31 | Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe M |
| EL517125-35 | Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe M |
| EL517125-40 | Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe M |
| EL517125-45 | Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe M |
| EL517125-50 | Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe M |
| EL517125-60 | Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe M |
| EL517125-70 | Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe M |
| EL518095-06 | Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe O  |
| EL518095-07 | Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe O  |
| EL518095-08 | Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe O  |
| EL518095-10 | Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe O  |
| EL518095-14 | Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe O  |
| EL518095-18 | Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe O  |
| EL518095-23 | Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe O  |
| EL518095-27 | Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe O  |
| EL518095-31 | Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe O  |
| EL518095-35 | Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe O  |
| EL518095-40 | Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe O  |
| EL518095-45 | Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe O  |
| EL518095-50 | Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe O  |
| EL518095-60 | Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe O  |
| EL518095-70 | Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe O  |
| EL518125-06 | Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe O |
| EL518125-07 | Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe O |
| EL518125-08 | Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe O |
| EL518125-10 | Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe O |
| EL518125-14 | Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe O |
| EL518125-18 | Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe O |
| EL518125-23 | Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe O |
| EL518125-27 | Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe O |
| EL518125-31 | Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe O |
| EL518125-35 | Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe O |
| EL518125-40 | Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe O |
| EL518125-45 | Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe O |
| EL518125-50 | Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe O |
| EL518125-60 | Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe O |
| EL518125-70 | Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe O |
| EL519095-06 | Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe R  |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| EL519095-07 | Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe R  |
| EL519095-08 | Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe R  |
| EL519095-10 | Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe R  |
| EL519095-14 | Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe R  |
| EL519095-18 | Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe R  |
| EL519095-23 | Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe R  |
| EL519095-27 | Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe R  |
| EL519095-31 | Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe R  |
| EL519095-35 | Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe R  |
| EL519095-40 | Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe R  |
| EL519095-45 | Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe R  |
| EL519095-50 | Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe R  |
| EL519095-60 | Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe R  |
| EL519095-70 | Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe R  |
| EL519125-06 | Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe R |
| EL519125-07 | Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe R |
| EL519125-08 | Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe R |
| EL519125-10 | Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe R |
| EL519125-14 | Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe R |
| EL519125-18 | Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe R |
| EL519125-23 | Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe R |
| EL519125-27 | Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe R |
| EL519125-31 | Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe R |
| EL519125-35 | Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe R |
| EL519125-40 | Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe R |
| EL519125-45 | Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe R |
| EL519125-50 | Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe R |
| EL519125-60 | Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe R |
| EL519125-70 | Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe R |
| EL520095-06 | Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe S  |
| EL520095-07 | Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe S  |
| EL520095-08 | Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe S  |
| EL520095-10 | Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe S  |
| EL520095-14 | Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe S  |
| EL520095-18 | Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe S  |
| EL520095-23 | Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe S  |
| EL520095-27 | Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe S  |
| EL520095-31 | Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe S  |
| EL520095-35 | Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe S  |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| EL520095-40 | Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe S  |
| EL520095-45 | Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe S  |
| EL520095-50 | Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe S  |
| EL520095-60 | Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe S  |
| EL520095-70 | Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe S  |
| EL520125-06 | Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe S |
| EL520125-07 | Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe S |
| EL520125-08 | Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe S |
| EL520125-10 | Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe S |
| EL520125-14 | Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe S |
| EL520125-18 | Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe S |
| EL520125-23 | Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe S |
| EL520125-27 | Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe S |
| EL520125-31 | Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe S |
| EL520125-35 | Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe S |
| EL520125-40 | Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe S |
| EL520125-45 | Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe S |
| EL520125-50 | Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe S |
| EL520125-60 | Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe S |
| EL520125-70 | Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe S |
| EL521095-06 | Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe T  |
| EL521095-07 | Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe T  |
| EL521095-08 | Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe T  |
| EL521095-10 | Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe T  |
| EL521095-14 | Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe T  |
| EL521095-18 | Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe T  |
| EL521095-23 | Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe T  |
| EL521095-27 | Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe T  |
| EL521095-31 | Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe T  |
| EL521095-35 | Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe T  |
| EL521095-40 | Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe T  |
| EL521095-45 | Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe T  |
| EL521095-50 | Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe T  |
| EL521095-60 | Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe T  |
| EL521095-70 | Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe T  |
| EL521125-06 | Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe T |
| EL521125-07 | Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe T |
| EL521125-08 | Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe T |
| EL521125-10 | Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe T |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| EL521125-14  | Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe T     |
| EL521125-18  | Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe T     |
| EL521125-23  | Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe T     |
| EL521125-27  | Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe T     |
| EL521125-31  | Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe T     |
| EL521125-35  | Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe T     |
| EL521125-40  | Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe T     |
| EL521125-45  | Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe T     |
| EL521125-50  | Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe T     |
| EL521125-60  | Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe T     |
| EL521125-70  | Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe T     |
| EL522115-10  | Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe J |
| EL522115-15  | Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe J |
| EL522115-20  | Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe J |
| EL522115-25  | Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe J |
| EL522115-30  | Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe J |
| EL522115-35  | Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe J |
| EL522115-40  | Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe J |
| EL522115-45  | Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe J |
| EL522115-50  | Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe J |
| EL522115-55  | Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe J |
| EL522115-60  | Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe J |
| EL522115-65  | Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe J |
| EL522115-70  | Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe J |
| EL523115-75  | Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe M |
| EL523115-80  | Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe M |
| EL523115-85  | Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe M |
| EL523115-90  | Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe M |
| EL523115-95  | Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe M |
| EL523115-100 | Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe M |
| EL523115-105 | Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe M |
| EL523115-110 | Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe M |
| EL523115-115 | Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe M |
| EL523115-120 | Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe M |
| EL523115-125 | Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe M |
| EL523115-130 | Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe M |
| EL523115-135 | Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe M |
| EL524115-140 | Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe O |
| EL524115-145 | Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe O |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| EL524115-150 | Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe O |
| EL524115-155 | Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe O |
| EL524115-160 | Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe O |
| EL524115-165 | Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe O |
| EL524115-170 | Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe O |
| EL524115-175 | Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe O |
| EL524115-180 | Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe O |
| EL524115-185 | Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe O |
| EL524115-190 | Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe O |
| EL524115-195 | Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe O |
| EL524115-200 | Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe O |
| EL525115-205 | Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe R |
| EL525115-210 | Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe R |
| EL525115-215 | Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe R |
| EL525115-220 | Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe R |
| EL525115-225 | Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe R |
| EL525115-230 | Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe R |
| EL525115-235 | Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe R |
| EL525115-240 | Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe R |
| EL525115-245 | Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe R |
| EL525115-250 | Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe R |
| EL525115-255 | Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe R |
| EL525115-260 | Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe R |
| EL525115-265 | Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe R |
| EL526115-270 | Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe S |
| EL526115-275 | Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe S |
| EL526115-280 | Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe S |
| EL526115-285 | Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe S |
| EL526115-290 | Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe S |
| EL526115-295 | Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe S |
| EL526115-300 | Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe S |
| EL526115-305 | Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe S |
| EL526115-310 | Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe S |
| EL526115-315 | Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe S |
| EL526115-320 | Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe S |
| EL526115-325 | Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe S |
| EL526115-330 | Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe S |
| EL527115-335 | Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe T |
| EL527115-340 | Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe T |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| EL527115-345 | Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe T |
| EL527115-350 | Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe T |
| EL527115-355 | Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe T |
| EL527115-360 | Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe T |
| EL527115-365 | Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe T |
| EL527115-370 | Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe T |
| EL527115-375 | Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe T |
| EL527115-380 | Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe T |
| EL527115-385 | Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe T |
| EL527115-390 | Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe T |
| EL527115-395 | Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe T |
| EL528115-06  | Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-07  | Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-08  | Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-10  | Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-14  | Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-18  | Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-20  | Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-23  | Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-25  | Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-27  | Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-30  | Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-35  | Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-40  | Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-45  | Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-50  | Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-55  | Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe J   |
| EL528115-60  | Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe J   |
| EL529115-06  | Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe M   |
| EL529115-07  | Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe M   |
| EL529115-08  | Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe M   |
| EL529115-10  | Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe M   |
| EL529115-14  | Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe M   |
| EL529115-18  | Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe M   |
| EL529115-20  | Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe M   |
| EL529115-23  | Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe M   |
| EL529115-25  | Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe M   |
| EL529115-27  | Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe M   |
| EL529115-30  | Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe M   |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| EL529115-35 | Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe M |
| EL529115-40 | Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe M |
| EL529115-45 | Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe M |
| EL529115-50 | Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe M |
| EL529115-55 | Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe M |
| EL529115-60 | Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe M |
| EL530115-06 | Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-07 | Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-08 | Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-10 | Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-14 | Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-18 | Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-20 | Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-23 | Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-25 | Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-27 | Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-30 | Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-35 | Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-40 | Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-45 | Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-50 | Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-55 | Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe O |
| EL530115-60 | Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe O |
| EL531115-06 | Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-07 | Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-08 | Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-10 | Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-14 | Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-18 | Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-20 | Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-23 | Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-25 | Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-27 | Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-30 | Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-35 | Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-40 | Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-45 | Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-50 | Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe R |
| EL531115-55 | Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe R |

**BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL  
RECOMENDADO USO ÚNICO**

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| EL531115-60 | Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe R  |
| EL532115-06 | Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-07 | Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-08 | Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-10 | Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-14 | Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-18 | Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-20 | Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-23 | Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-25 | Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-27 | Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-30 | Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-35 | Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-40 | Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-45 | Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-50 | Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-55 | Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe S  |
| EL532115-60 | Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe S  |
| EL533115-06 | Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-07 | Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-08 | Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-10 | Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-14 | Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-18 | Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-20 | Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-23 | Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-25 | Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-27 | Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-30 | Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-35 | Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-40 | Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-45 | Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-50 | Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-55 | Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe T  |
| EL533115-60 | Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe T  |
| EL534095-50 | Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe J  |
| EL534095-70 | Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe J  |
| EL534125-50 | Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe J |
| EL534125-70 | Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe J |

**BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL  
RECOMENDADO USO ÚNICO**

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| EL535095-50 | Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe M      |
| EL535095-70 | Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe M      |
| EL535125-50 | Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe M     |
| EL535125-70 | Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe M     |
| EL536095-50 | Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe O      |
| EL536095-70 | Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe O      |
| EL536125-50 | Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe O     |
| EL536125-70 | Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe O     |
| EL537095-50 | Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe R      |
| EL537095-70 | Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe R      |
| EL537125-50 | Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe R     |
| EL537125-70 | Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe R     |
| EL538095-50 | Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe S      |
| EL538095-70 | Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe S      |
| EL538125-50 | Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe S     |
| EL538125-70 | Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe S     |
| EL539095-50 | Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe T      |
| EL539095-70 | Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe T      |
| EL539125-50 | Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe T     |
| EL539125-70 | Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe T     |
| EL540095-50 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe J  |
| EL540095-70 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe J  |
| EL540125-50 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe J |
| EL540125-70 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe J |
| EL541095-50 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe M  |
| EL541095-70 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe M  |
| EL541125-50 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe M |
| EL541125-70 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe M |
| EL542095-50 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe O  |
| EL542095-70 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe O  |
| EL542125-50 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe O |
| EL542125-70 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe O |
| EL543095-50 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe R  |
| EL543095-70 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe R  |
| EL543125-50 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe R |
| EL543125-70 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe R |
| EL544095-50 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe S  |
| EL544095-70 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe S  |
| EL544125-50 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe S |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| EL544125-70 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe S   |
| EL545095-50 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe T    |
| EL545095-70 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe T    |
| EL545125-50 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe T   |
| EL545125-70 | Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe T   |
| EL546095-21 | Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe J               |
| EL546125-21 | Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe J              |
| EL547095-21 | Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe M               |
| EL547125-21 | Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe M              |
| EL548095-21 | Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe O               |
| EL548125-21 | Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe O              |
| EL549095-21 | Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe R               |
| EL549125-21 | Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe R              |
| EL550095-21 | Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe S               |
| EL550125-21 | Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe S              |
| EL551095-21 | Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe T               |
| EL551125-21 | Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe T              |
| EL558095-40 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe J     |
| EL558095-45 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe J     |
| EL558095-60 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe J     |
| EL559095-40 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe M     |
| EL559095-45 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe M     |
| EL559095-60 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe M     |
| EL560095-40 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe O     |
| EL560095-45 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe O     |
| EL560095-60 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe O     |
| EL561095-40 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe R     |
| EL561095-45 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe R     |
| EL561095-60 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe R     |
| EL562095-40 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe S     |
| EL562095-45 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe S     |
| EL562095-60 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe S     |
| EL563095-40 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe T     |
| EL563095-45 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe T     |
| EL563095-60 | Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe T     |
| EL564095-06 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-07 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-08 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-10 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe J |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| EL564095-12 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-15 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-18 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-20 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-25 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-30 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-35 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-40 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-45 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-50 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-55 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-60 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe J |
| EL564095-65 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe J |
| EL565095-06 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-07 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-08 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-10 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-12 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-15 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-18 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-20 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-25 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-30 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-35 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-40 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-45 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-50 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-55 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-60 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe M |
| EL565095-65 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe M |
| EL566095-06 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-07 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-08 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-10 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-12 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-15 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-18 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-20 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-25 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe O |

## BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| EL566095-30 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-35 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-40 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-45 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-50 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-55 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-60 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe O |
| EL566095-65 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe O |
| EL567095-06 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-07 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-08 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-10 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-12 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-15 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-18 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-20 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-25 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-30 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-35 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-40 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-45 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-50 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-55 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-60 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe R |
| EL567095-65 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe R |
| EL568095-06 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-07 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-08 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-10 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-12 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-15 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-18 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-20 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-25 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-30 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-35 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-40 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-45 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-50 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe S |

**BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL  
RECOMENDADO USO ÚNICO**

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| EL568095-55 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-60 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe S |
| EL568095-65 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe S |
| EL569095-06 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-07 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-08 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-10 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-12 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-15 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-18 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-20 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-25 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-30 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-35 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-40 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-45 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-50 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-55 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-60 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe T |
| EL569095-65 | Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe T |
| EL570044-25 | Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe J                     |
| EL571044-25 | Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe M                     |
| EL572044-25 | Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe O                     |
| EL573044-25 | Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe R                     |
| EL574044-25 | Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe S                     |
| EL575044-25 | Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe T                     |

**4. ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE**

- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original mantido em temperatura ambiente, e locais livres de incidência de raios solares e umidade.
- Os efeitos de vibração, choques, corrosão, assentamento defeituoso durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento, devem ser evitados.
- Não podem ficar em locais muito altos, próximos a lâmpadas, o que poderia ocasionar ressecamento da embalagem ou dano no rótulo.
- As embalagens, os acondicionamentos e/ou os produtos danificados não deverão ser utilizados e deverão ser devolvidos à CPMH.
- Manipular os dispositivos esterilizados de acordo com os procedimentos assépticos adequados.
- Proteger o paciente de todo e qualquer contato acidental com os dispositivos, o que poderia provocar danos no acabamento da superfície. Inspeccionar todo e qualquer dispositivo antes de o utilizar, de modo a verificar visualmente se o mesmo não se encontra danificado.

## **BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO**

### **5. INSTRUÇÕES DE USO**

Toda manipulação destes instrumentais, deverá estar acompanhada de cuidados: na manipulação para limpeza e esterilização, bem como seu transporte. Esses instrumentais devem ser usados somente para a finalidade específica que foi projetada.

### **6. PRECAUÇÕES**

- A aplicação de força ou impacto sobre os instrumentos pode causar rompimento, fissura, dobramento, rachadura ou até mesmo quebra do mesmo, levando à sua inutilização.
- Não usar para qualquer outro propósito diferente de seu uso recomendado. Manipular tecidos delicados ou ossos com um instrumento que não foi feito para tal uso pode resultar em danos ao instrumento.
- Deve-se levar em conta que os instrumentos possuem risco de contaminação potencial. Os profissionais que entrarem em contato com os instrumentos devem tomar medidas de precauções contra perfurações causadas por estes.
- Após utilização dos instrumentais estes devem ser tratados como possíveis contaminantes. Descartar após o uso de maneira apropriada.
- Os instrumentos não devem ser utilizados para finalidades daquelas para as quais não foram projetados.
- Os instrumentais servem exclusivamente para auxílio médico. Instrumentais de fabricantes diferentes podem ser utilizados em associação somente quando a compatibilidade e adequabilidade entre eles for previamente avaliada.
- 

### **7. PRÉ-OPERATÓRIO**

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do implante a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atende pelas condições de uso e limpeza. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

### **8. ADVERTÊNCIAS**

- Não utilizar o produto caso apresente danos aparentes ou caso a sua embalagem esteja violada ou danificada.
- Como todo ato cirúrgico, o cirurgião deve estar ciente que podem haver intercorrências durante o procedimento, e deve estar preparado para tratá-las. O uso destes instrumentais deve ser feito apenas por médicos cirurgiões aptos e familiarizados com a técnica cirúrgica.
- Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins escusos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento e danos ao implante.
- A combinação dos produtos da CPMH com os de outros fabricantes pode apresentar riscos de uma fixação inadequada e outras complicações técnicas por diferenciação de material, desenho ou qualidade.
- Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso do conjunto de instrumentos ou das suas partes. Caso ocorram variações no desempenho pretendido, perda de precisão, instabilidade ou falta de corte, o componente deve ser imediatamente substituído.

## **BROCAS PARA MINI MICRO - ESTÉRIL RECOMENDADO USO ÚNICO**

### **9. RISCOS ASSOCIADOS**

O produto é contra-indicado apenas para uso por profissionais não habilitados para a função.

### **10. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO E LIMPEZA**

Os instrumentais são fornecidos estéreis, não sendo necessário nenhum procedimento adicional para limpeza ou esterilização. Devem ser tomados os devidos cuidados para que a embalagem não seja danificada comprometendo a esterilidade do produto.

### **11. DESCARTE**

O descarte deverá ser realizado inicialmente pela descaracterização do produto através de corte e/ou imagem para sua inutilização. Providenciar o descarte conforme as normas para lixo hospitalar, devendo ser depositado em recipiente adequado e tendo a indicação de que se trata de lixo contaminado. A instituição de saúde por sua vez deverá providenciar o descarte final conforme legislação em vigor.

### **12. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)**

Elogios, Sugestões ou Reclamações podem ser realizados diretamente à CPMH pelo telefone (61) 3028-8858, pelo e-mail: [sac@cpmh.com.br](mailto:sac@cpmh.com.br), ou em nosso sítio eletrônico preenchendo o formulário de atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no endereço eletrônico: <https://www.cpmh.com.br/sac/>.

Esta Instrução de Uso pode ser solicitada a qualquer momento através do e-mail [qualidade@cpmh.com.br](mailto:qualidade@cpmh.com.br) ou telefone (61) 3028-8883, onde será disponibilizada via e-mail a versão mais recente.

**NOTA:** Informações referentes à data de fabricação, validade, lote e referência vide rótulo.



#### **FABRICANTE**

CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda.

Endereço: SIA Trecho 17 Via IA-4 Lote 1235

CEP 71200-260

[www.cpmh.com.br](http://www.cpmh.com.br)

Tel: 61 3028-8858

[sac@cpmh.com.br](mailto:sac@cpmh.com.br)

**Registro ANVISA:** 80859840199

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Rander Pereira Avelar – CRO/DF: 5476