



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

FIXADORES EXTERNOS

A empresa CPMH foi fundada 2010 e está entre as empresas especializadas que oferecem pesquisa, desenvolvimento e fabricação de instrumental e fixadores externos para atendimento de emergência e correção de deformidades.

Maior qualidade dos produtos, espírito de inovação e alta capacidade, bem como o impulso permanente para progredir são os recursos, que são refletidos em nossos produtos. Os nossos produtos alcançam os cirurgiões e hospitais através de uma rede de distribuidores exclusivos.

A utilização dos fixadores externos no corpo humano necessita produtos de alta qualidade que atendam normas específicas e tenham alta durabilidade.

Como obter materiais com estas características?

O desenvolvimento dos fixadores deve ser feito com a participação direta de experiências e cooperação entre ortopedistas e traumatologistas com auxílio de centros de desenvolvimento e institutos de pesquisa.

Alta qualidade e precisão na produção descrevem as nossas capacidades

especiais em poucas palavras. Em vista da responsabilidade com nossos clientes, além do fator tempo, a precisão, design e durabilidade dos nossos produtos são muito importantes e necessários em todas as etapas de fabricação dos implantes. Você vai encontrar estas características em nossa empresa. Assim, podemos ter certeza de que todo o processo vai passar por nossos altos padrões de qualidade, desde a compra de materiais até a expedição de nossos produtos. Nós fabricamos exclusivamente de acordo para as mais recentes normas e diretrizes nacionais e internacionais.

Nosso departamento de CNC inclui máquinas para usinagem de alta precisão de todos os materiais que são comumente usados para Instrumentais e implantes ortopédicos. Métodos de medição sofisticados são estabelecidos e nos permitem controlar e verificar a qualidade durante e após o processo de fabricação. Assim, permite-nos fabricar componentes de alta demanda. Durante a fabricação processo todos os implantes e instrumentos passam várias vezes sob a verificação da qualidade 100%. Após a limpeza e marcação a laser os materiais finalmente alcançam o departamento de embalagem definitiva e são estocados até enviado para o seu destino final.



FIXADOR
FAST FIX
MEMBROS
SUPERIORES



Conexão Pino/Barra

840.003	Não Estéril	RMS 80859840005
E840.003	Estéril	RMS 80859840074



Conexão Barra/Barra

840.002	Não Estéril	RMS 80859840005
E840.002	Estéril	RMS 80859840074



Conexão Paralela para 2 pinos

840.004	Não Estéril	RMS 80859840005
E840.004	Estéril	RMS 80859840074



Conexão Multipla para 4 pinos

840.001	Não Estéril	RMS 80859840005
E840.001	Estéril	RMS 80859840074



Conexão Transversal para 4 pinos

840.005	Não Estéril	RMS 80859840005
E840.005	Estéril	RMS 80859840074



Barra de conexão para Cotovelo

840.010	Não Estéril	RMS 80859840005
E840.010	Estéril	RMS 80859840074



Poste de conexão

840.008	Não Estéril	RMS 80859840005
E840.008	Estéril	RMS 80859840074



Poste de conexão inclinado 30°

840.009	Não Estéril	RMS 80859840005
E840.009	Estéril	RMS 80859840074



Barra em Fibra de Carbono

840.018-1	Ø5 X 65 mm	Não Estéril	RMS 80859840002
840.018-2	Ø5 X 100 mm	Não Estéril	RMS 80859840002
840.018-3	Ø5 X 150 mm	Não Estéril	RMS 80859840002
840.018-4	Ø5 X 200 mm	Não Estéril	RMS 80859840002
E840.018-1	Ø5 X 65 mm	Estéril	RMS 80859840083
E840.018-2	Ø5 X 100 mm	Estéril	RMS 80859840083
E840.018-3	Ø5 X 150 mm	Estéril	RMS 80859840083
E840.018-4	Ø5 X 200 mm	Estéril	RMS 80859840083



Barra de conexão em U

840.011-2	Médio	Não Estéril	RMS 80859840005
840.011-3	Grande	Não Estéril	RMS 80859840005
E840.011-2	Médio	Estéril	RMS 80859840074
E840.011-3	Grande	Estéril	RMS 80859840074



Chave de compressão MS
B41010-1



Chave rápida MS
B41007-2



Chave T Schanz MS
B41009-2



Furador Manual MS
B41006-2



Chave catracada MS
B41013-2



Guia de pino MS
B41012-2



Broca Ø2,0 x 150mm conexão triangular
L30150-20



Broca Ø3,2 x 200mm conexão triangular
L30200-32

**Kit Instrumental Descartável para
Membros Superiores**

KIT.001E RMS80859840090

- Chave T Schanz MS
- Chave em T di Fixador
- Guia de broca
- Broca

Código	Descrição	Qtde
B41006-2	Furador Manual MS	1
B41007-2	Chave rápida MS	1
B41009-2	Chave T Schanz MS	2
B41010-1	Chave de compressão MS	2
B41012-2	Guia pino MS	2
B41013-2	Chave catracada MS	1
L30150-20	Broca Ø2,0 mm	2
L30200-32	Broca Ø3,2 mm	2
900.016	Container para membros superiores	1
840.003	Conexão pino/barra	8
840.002	Conexão barra/barra	8
840.001	Conexão múltipla para 4 pinos	3
840.004	Conexão paralela para 2 pinos	2
840.010	Barra de conexão para cotovelo	1
840.005	Conexão transversal para 4 pinos	1
840.018-1	Barra em fibra de carbono Ø5x65mm	4
840.018-2	Barra em fibra de carbono Ø5x100mm	4
840.018-3	Barra em fibra de carbono Ø5x150mm	4
840.018-4	Barra em fibra de carbono Ø5x200mm	4
840.011-2	Barra de conexão em U média	1
840.011-3	Barra de conexão em U grande Poste	1
840.008	Poste de conexão	6
840.009	Poste de conexão inclinado 30°	6





FIXADOR

FAST FIX MEMBROS INFERIORES



Conexão Pino/Barra

830.002	Não Estéril	RMS 80859840014
E830.002	Estéril	RMS 80859840077



Conexão Barra/Barra

830.008	Não Estéril	RMS 80859840014
E830.008	Estéril RMS	RMS 80859840077



Conexão Barra/Barra em PEEK

830.033	Não Estéril	RMS 80859840007
E830.033	Estéril RMS	RMS 80859840086



Conexão Pino/Barra em PEEK

830.024	Não Estéril	RMS 80859840007
E830.024	Estéril	RMS 80859840086



Conexão Multipla para 5 pinos em PEEK

830.023	Não Estéril	RMS 80859840007
E830.023	Estéril	RMS 80859840086



Conexão Multipla para 5 pinos

830.001	Não Estéril	RMS 80859840006
E830.001	Estéril	RMS 80859840077



Poste de conexão

830.015	Não Estéril	RMS 80859840014
E830.015	Estéril	RMS 80859840077



Poste de conexão 30°

830.016	Não Estéril	RMS 80859840014
E830.016	Estéril	RMS 80859840077

Barra em Fibra de Carbono

830.035-1	Ø8 X 70mm	Não Estéril	RMS 80859840007
830.035-2	Ø8 X 100mm	Não Estéril	RMS 80859840007
830.035-3	Ø8 X 150mm	Não Estéril	RMS 80859840007
830.035-4	Ø8 X 200mm	Não Estéril	RMS 80859840007
830.035-5	Ø8 X 250mm	Não Estéril	RMS 80859840007
830.035-6	Ø8 X 300mm	Não Estéril	RMS 80859840007
830.035-7	Ø8 X 350mm	Não Estéril	RMS 80859840007
830.035-8	Ø8 X 400mm	Não Estéril	RMS 80859840007
830.035-9	Ø8 X 450mm	Não Estéril	RMS 80859840085
830.035-10	Ø8 X 500mm	Não Estéril	RMS 80859840085
E830.035-1	Ø8 X 70mm	Estéril	RMS 80859840086
E830.035-2	Ø8 X 100mm	Estéril	RMS 80859840086
E830.035-3	Ø8 X 150mm	Estéril	RMS 80859840086
E830.035-4	Ø8 X 200mm	Estéril	RMS 80859840086
E830.035-5	Ø8 X 250mm	Estéril	RMS 80859840086
E830.035-6	Ø8 X 300mm	Estéril	RMS 80859840086
E830.035-7	Ø8 X 350mm	Estéril	RMS 80859840086
E830.035-8	Ø8 X 400mm	Estéril	RMS 80859840086
E830.035-9	Ø8 X 450mm	Estéril	RMS 80859840086
E830.035-10	Ø8 X 500mm	Estéril	RMS 80859840086

FIXADOR FAST FIX INFERIOR | MEMBROS INFERIORES



Barra de conexão em U

830.023-1	Pequeno	Não Estéril	RMS	80859840041
830.023-2	Médio	Não Estéril	RMS	80859840041
830.023-3	Grande	Não Estéril	RMS	80859840041
E830.023-1	Pequeno	Estéril	RMS	80859840077
E830.023-2	Médio	Estéril	RMS	80859840077
E830.023-3	Grande	Estéril	RMS	80859840077



Barra para tornozelo

830.025-1	Não Estéril	RMS	80859840041
E830.025-1	Estéril	RMS	80859840077



Barra para joelho pequena direita

830.024-1	Não Estéril	RMS	80859840041
E830.024-1	Estéril	RMS	80859840077

Barra para joelho pequena esquerda

830.024-4	Não Estéril	RMS	80859840041
E830.024-4	Estéril	RMS	80859840077

FIXADOR FAST FIX INFERIOR | INSTRUMENTAIS | MEMBROS INFERIORES



Chave de compressão MI
B41010-2



Chave rápida MI
B41007-1



Furador manual MI
B41006-1



Chave distração
B41011



Guia de Pino MI
B41012-1



Chave T Schanz MI
B41009-1






Broca Ø3,2 X 200mm conexão triangular
L30200-32


Kit Instrumental Descartável para Membros Inferiores

KIT.002E RMS80859840090

- Chave T Schanz MS
- Chave em T di Fixador
- Guia de broca
- Broca

Código	Descrição	Qtde
B41006-1	Furador Manual MI	1
B41007-1	Chave rápida	1
B41009-1	Chave T Schanz MI	2
B41010-2	Chave de compressão MI	1
B41011	Chave de distração	1
B41012-1	Guia pino MI	2
L30200-32	Broca Ø3,2 x 200 mm	2
900.018	Container para membros inf. grande	1
830.001	Conexão múltipla para 5 pinos	4
830.002	Conexão pino/barra	8
830.008	Conexão barra/barra	8
830.024	Conexão pino/barra em PEEK	2
830.033	Conexão barra/barra em PEEK	2
830.023	Conexão múltipla para 5 pinos em PEEK	2
830.015	Poste de conexão	6
830.016	Poste de conexão inclinado 30°	6
830.023-1	Barra de conexão em U pequeno	1
830.023-2	Barra de conexão em U médio	1
830.023-3	Barra de conexão em U grande	1
830.024-1	Barra para joelho pequena direita	1
830.024-4	Barra para joelho pequena esquerda	1
830.025-1	Barra para tornozelo pequena	1
830.035-1	Barra em fibra de carbono Ø8x70mm	2
830.035-2	Barra em fibra de carbono Ø8x100mm	2
830.035-3	Barra em fibra de carbono Ø8x150mm	2
830.035-4	Barra em fibra de carbono Ø8x200mm	2
830.035-5	Barra em fibra de carbono Ø8x250mm	2
830.035-6	Barra em fibra de carbono Ø8x300mm	2
830.035-7	Barra em fibra de carbono Ø8x350mm	2
830.035-8	Barra em fibra de carbono Ø8x400mm	2
830.035-9	Barra em fibra de carbono Ø8x450mm	2
830.035-10	Barra em fibra de carbono Ø8x500mm	2





FIXADOR MODULAR
CLICK FIX



Barra em Alumínio

830.044-70	70mm	RMS 80859840127
830.044-100	100mm	RMS 80859840127
830.044-150	150mm	RMS 80859840127
830.044-200	200mm	RMS 80859840127
830.044-250	250mm	RMS 80859840127
830.044-300	300mm	RMS 80859840127
830.044-350	350mm	RMS 80859840127
830.044-400	400mm	RMS 80859840127



Fio Implantável com ponta baioneta

RMS 80083650038		
0131431-540	Ø1,5mm x 400mm	
0131431-840	Ø1,8mm x 400mm	
0131461-540	c/ Oliva Central Ø1,5mm x 400mm	
0131461-840	c/ Oliva Central Ø1,8mm x 400mm	



Barra rosqueada 40mm

820.161-1	RMS 80859840120
-----------	-----------------



Poste retangular

820.009-2	2 furos	RMS 80859840011
820.009-3	3 furos	RMS 80859840011
820.009-4	4 furos	RMS 80859840011



Parafuso ranhurado

820.010-1	12mm	RMS 80859840011
820.010-2	20mm	RMS 80859840011



Porca sextavada M6

820.011	RMS 80859840011
---------	-----------------



Conector articulado poliaxial

820.016	RMS 80859840011
---------	-----------------



Conexão Combinada

830.006	RMS 80859840014
---------	-----------------



Conexão Transversa

830.012	RMS 80859840014
---------	-----------------



Parafuso sextavado furado para pino Ø6,0mm

820.008-3	RMS 80859840011
-----------	-----------------



Parafuso sextavado

820.007-1	10mm	RMS 80859840011
820.007-2	15mm	RMS 80859840011
820.007-3	20mm	RMS 80859840011



Bandeira macho

RMS 80859840011	
-----------------	--

820.018-1	1 furo
820.018-2	2 furos
820.018-3	3 furos
820.018-4	4 furos



Arruela

820.012	Lisa	RMS 80859840011
820.013	Côncava	RMS 80859840011
820.014	Convexa	RMS 80859840011
820.015	Ranhurada	RMS 80859840011



Pino de SchanzTrapezoidal Ø6,0mm rosca Ø6,0mm

MM 151.6.0.180	180,X30mm	RMS 80163430002
MM 128.6.0.180	180,X50mm	RMS 80163430002
MM 129.6.0.180	180,X70mm	RMS 80163420002

Pino de SchanzTrapezoidal Ø5,0mm rosca Ø5,0mm

MM 139.5.0.180	180,X30mm	RMS 80163430002
MM 120.5.0.180	180,X50mm	RMS 80163430002
MM 121.5.0.180	180,X70mm	RMS 80163420002

Pino de SchanzTrapezoidal Ø6,0mm rosca Ø4,5 / 3,5mm

0011625-420	150,X20mm	RMS 80083650064
0011625-430	150,X30mm	RMS 80083650064
0011625-440	150,X40mm	RMS 80083650064



Anel 1/3

820.186-4	Ø140mm	RMS 80859840130
820.186-5	Ø160mm	RMS 80859840130
820.186-6	Ø180mm	RMS 80859840130
820.186-7	Ø200mm	RMS 80859840130

Anel 2/3

820.035-3	Ø140mm	RMS 80859840040
820.035-4	Ø160mm	RMS 80859840040
820.035-5	Ø180mm	RMS 80859840040
820.035-6	Ø200mm	RMS 80859840040



Guia de Broca 6MM

B41004-7 60mm
B41015 100mm



Broca 3,2 mm Conexão Triangular

L30150-32 150mm
L30200-32 200mm



Chave T Schanz MI

B41009-1



Chave combinada 10/13mm

B41003-1





Tensionador de fio

B41005



Chave cachimbo

A40122



Código	Descrição	Qtde
830.006	Conexão Combinada	12
830.012	Conexão Transversa	2
830.044-70	Barra em Alumínio 70mm	2
830.044-100	Barra em Alumínio 100mm	2
830.044-150	Barra em Alumínio 150mm	2
830.044-200	Barra em Alumínio 200mm	2
830.044-250	Barra em Alumínio 250mm	2
830.044-300	Barra em Alumínio 300mm	2
830.044-350	Barra em Alumínio 350mm	2
830.044-400	Barra em Alumínio 400mm	2
820.035-3	Anel 2/3 Ø140mm	1
820.035-4	Anel 2/3 Ø160mm	1
820.035-5	Anel 2/3 Ø180mm	1
820.035-6	Anel 2/3 Ø200mm	1
820.186-4	Anel 1/3 Ø140mm	1
820.186-5	Anel 1/3 Ø160mm	1
820.186-6	Anel 1/3 Ø180mm	1
820.186-7	Anel 1/3 Ø200mm	1
820.018-2	Bandeira macho 2 furos	4
820.018-3	Bandeira macho 3 furos	4
820.018-4	Bandeira macho 4 furos	4
820.009-2	Poste retangular 2 furos	4
820.009-3	Poste retangular 3 furos	4
820.009-4	Poste retangular 4 furos	4
820.161-1	Barra rosqueada 40mm	4
820.016	Conector articulado poliaxial	4
820.007-1	Parafuso sextavado M6x10	10
820.007-2	Parafuso sextavado M6x15	10
820.007-3	Parafuso sextavado M6x20	10
820.010-1	Parafuso ranhurado M6x12	10
820.010-2	Parafuso ranhurado M6x20	10
820.008-3	Parafuso sextavado para pino 6.0	10
820.011	Porca sextavada M6	10
820.015	Arruela ranhurada	20
820.012	Arruela lisa	40
820.013	Arruela Concava	20
820.014	Arruela convexa	20
0131461-540	Fio Guia com Oliva Central Ø1,5mm x 400mm	5
0131461-840	Fio Guia com Oliva Central Ø1,8mm x 400mm	5
0131431-540	Fio Guia Ø1,5mm x 400mm	5
0131431-840	Fio Guia Ø1,8mm x 400mm	5
MM-151.6.0.180	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 6,0 x 180 x 30mm pta.romba	10
MM-128.6.0.180	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 6,0 x 180 x 50mm pta.romba	10
MM-129.6.0.180	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 6,0 x 180 x 70mm pta.romba	10
MM-139.5.0.180	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 5,0 x 180 x 30mm pta.romba	10
MM-120.5.0.180	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 5,0 x 180 x 50mm pta.romba	10
MM-121.5.0.180	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 5,0 x 180 x 70mm pta.romba	10
0011625-420	Pino Ósseo Ø6,0x150, rosca Ø4,5-3,5x20 FB	5
0011625-430	Pino Ósseo Ø6,0x150, rosca Ø4,5-3,5x30 FB	5
0011625-440	Pino Ósseo Ø6,0x150, rosca Ø4,5-3,5x40 FB	5
B41009-1	Chave T Schanz Ml	2
B41004-7	Guia de Broca 6MM	2
L30200-32	Broca 3,2 x 200mm Conexão Triangular	2
B41003-1	Chave combinada 10 e 13 mm	2
B41005	Tensionador de fio	2
A40122	Chave cachimbo	1
900.002-2	Container fixador click fix	1



FIXADORES PARA
TRAUMA E
DEFORMIDADES



Fixador Articulado Vertical

850.004	Não Estéril	RMS 80859840024
E850.004	Estéril	RMS 80859840076



Fixador Extremidade tipo Trilho

850.015-1	Não Estéril	RMS 80859840046	Pequeno
850.015-2	Não Estéril	RMS 80859840046	Médio
850.015-3	Não Estéril	RMS 80859840046	Grande
E850.003	Estéril	RMS 80859840076	Pequeno



Fixador Articulado Horizontal

850.005	Não Estéril	RMS 80859840024
E850.005	Estéril	RMS 80859840076



Fixador com rótula móvel

850.009	Não Estéril	RMS 80859840024
E850.009	Estéril	RMS 80859840076



Fixador de Falange Fixo

850.001	Não Estéril	RMS 80859840015
E850.001	Estéril	RMS 80859840071



Fixador de Falange Articulado

850.002	Não Estéril	RMS 80859840015
E850.002	Estéril	RMS 80859840071

Fixador de Falange Obliquo


850.006	Não Estéril	RMS 80859840015
E850.006	Estéril	RMS 80859840071

Código

Descrição

Qtde

850.001	Fixador de falange fixo	1
850.002	Fixador de falange articulado	1
850.015-1	Fixador de falange tipo trilho	1
850.004	Fixador de falange / meta articulado vertical	1
850.005	Fixador de falange / meta articulado horizontal	1
850.006	Fixador de falange / meta trilho obliquo	1
850.009	Fixador de meta com rotula móvel	1
MM-100.15.50	Pino de Schanz cortical Ø 1,5 x 50 x 15mm pta. diamante	10
MM-101.2.0.60	Pino de Schanz cortical Ø 2,0 x 60 x 15mm pta. diamante	10
MM-102.2.5.80	Pino de Schanz cortical Ø 2,5 x 80 x 20mm pta. diamante	10
L30100-15	Broca 1,5 x 150mm Conexão Triangular	2
B41082	Chave para parafuso 2,0mm	1
B11001	Alicate de Corte para Pino	1
A20005	Pinca de reducao	2
900.019	Container para fixador extremidades	1





Fixador de Punho tipo A

870.001	Não Estéril	RMS 80859840013
E870.001	Estéril	RMS 80859840070



Fixador de Punho tipo B

870.002	Não Estéril	RMS 80859840013
E870.002	Estéril	RMS 80859840070



Fixador de Punho tipo C

870.003	Não Estéril	RMS 80859840013
E870.003	Estéril	RMS 80859840070




Fixador de Punho tipo E

870.005	Não Estéril	RMS 80859840013
E870.005	Estéril	RMS 80859840070



Fixador de Punho tipo F Radiotransparente

870.006	Não Estéril	RMS 80859840013
E870.006	Estéril	RMS 80859840070



Código

Descrição

Qtde

870.001	Fixador de punho tipo A	1
870.002	Fixador de punho tipo B	1
870.003	Fixador de punho tipo C	1
870.005	Fixador de punho tipo E	1
870.006	Fixador de punho tipo F Radiotransparente	1
MM-103.3.0.100	Pino de Schanz cortical Ø 3,0 x 100 x 25mm pta. diamante	5
MM-104.3.5.120	Pino de Schanz cortical Ø 3,5 x 120 x 30mm pta. broca	5
MM-104.3.5.150	Pino de Schanz cortical Ø 3,5 x 150 x 35mm pta. broca	-
MM-105.3.5.120	Pino de Schanz trapezoidal Ø 3,5 x 120 x 30mm pta.broca	-
MM-105.3.5.150	Pino de Schanz trapezoidal Ø 3,5 x 150 x 35mm pta.broca	-
MM-106.3.5.120	Pino de Schanz trapezoidal Ø 3,5 x 120 x 30mm pta. romba	10
MM-106.3.5.150	Pino de Schanz trapezoidal Ø 3,5 x 150 x 35mm pta. romba	-
MM-107.4.0.150	Pino de Schanz cortical Ø 4,0 x 150 x 35mm pta.broca	5
MM-107.4.0.200	Pino de Schanz cortical Ø 4,0 x 200 x 50mm pta.broca	-
MM-108.4.0.150	Pino de Schanz trapezoidal Ø 4,0 x 150 x 35mm pta.broca	-
MM-108.4.0.200	Pino de Schanz trapezoidal Ø 4,0 x 200 x 50mm pta.broca	-
MM-109.4.0.150	Pino de Schanz trapezoidal Ø 4,0 x 150 x 35mm pta. romba	10
MM-109.4.0.200	Pino de Schanz trapezoidal Ø 4,0 x 200 x 50mm pta. romba	-
B31004	Perfurador	
L30150-20	Broca Ø 2,0 x 150	
L30150-20	Broca Ø 3,0 x 200	
B41017	Guia de furo ajustável	
B41009-2	Chave T Schanz MS	
900.020	Container para fixador de punho	



Fixador Linear

860.004-1 RMS 80859840009 Pequeno
 860.004-2 RMS 80859840009 Médio (21cm)
 860.004-3 RMS 80859840009 Grande (23cm)
 860.004-4 RMS 80859840009 Extra Grande (27cm)




Fixador Trocantérico

860.009 RMS 80859840009



Fixador Linear para Joelho

860.013 RMS 80859840009



Fixador de Cotovelo Standard

870.011 RMS 80859840025



Dinamizador / Compressor Cotovelo

860.101-7 RMS 80859840054 Médio
 860.101-8 RMS 80859840054 Grande



Fixador para Osteotomia

860.127-1 RMS 80859840096



Fixador com plataforma em T larga

860.006 RMS 80859840009



Fixador Tibia Distal Anterior

860.003 RMS 80859840017

PLATAFORMAS AVULSAS



Plataforma reta

860.080
 RMS 80859840009



Plataforma para pinos inclinados

860.081
 RMS 80859840009



Plataforma em T

860.170
 RMS 80859840103



Plataforma para tornozelo radiotransparente

860.153
 RMS 80859840088



Suporte suplementar p/ pino de schanz

860.079
 RMS 80859840009



Plataforma para anel

860.094
 RMS 80859840052



Plataforma Metafisária

860.082
 RMS 80859840009



Pinça de redução
I20004



Chave Universal
B41014



- Guia Ø5,0 X 60 mm B41032-1
- Guia Ø5,0 X 100 mm B41032-2
- Guia Ø5,0 X 160 mm A40008
- Guia Ø6,0 X 60 mm B41033-1
- Guia Ø6,0 X 100 mm B41033-2
- Guia Ø6,0 X 160 mm A40102



- Broca 3,2 X 200 mm L30200-32
- Broca 3,8 X 200 mm L30200-38
- Broca 3,8 X 300 mm L30300-38
- Broca 4,8 X 200 mm L30200-48
- Broca 4,8 X 300 mm L30300-48



Martelo
B41020



- Punção 5,0mm B41045-1
- Punção 6,0mm B41045-2



Chave Pino de e Schanz MI
B41009-1






Guia para tornozelo
D40001



Torquimetro
B41019



Fio Guia 2,0 X 250 mm
A40281



Código

- L30200-32
- L30200-38
- L30300-38
- L30200-48
- L30300-48
- B41032-1
- B41032-2
- A40008
- B41033-1
- B41033-2
- A40102
- B41045-1
- B41045-2
- B41009-1
- B41020
- B41014
- B41019
- A40281
- I20004
- 900.021
- 860.004-1
- 860.004-2
- 860.004-3
- 860.004-4
- 860.081
- 870.011
- 860.170
- 860.127-1
- 860.009
- 860.079
- 860.153
- 860.082
- 860.101-7
- 860.101-8
- 860.003

Descrição

- Broca 3,2 x 200mm Conexão Triangular
- Broca 3,8 x 200mm Conexão Triangular
- Broca 3,8 x 300mm Conexão Triangular
- Broca 4,8 x 200mm Conexão Triangular
- Broca 4,8 x 300mm Conexão Triangular
- Guia para pino Ø5 x 60mm
- Guia para pino Ø5 x 100mm
- Guia para pino Ø5 x 160mm
- Guia para pino Ø6 x 60mm
- Guia para pino Ø6 x 100mm
- Guia para pino Ø6 x 160mm
- Punção 5mm
- Punção 6mm
- Chave T Schanz MI
- Martelo
- Chave Universal
- Torquimetro
- Fio Guia Ø2,0 mm
- Pinça redução
- Container Plataforma adulto
- Fixador linear pequeno
- Fixador linear médio
- Fixador linear grande
- Fixador linear extra grande
- Plataforma para pinos inclinados do fixador linear
- Fixador de cotovelo Standard
- Plataforma em T do fixador linear
- Fixador Plataforma para Osteotomia
- Fixador Trocantérico
- Suporte suplementar para pino de Schanz
- Plataforma radio transparente para tornozelo
- Plataforma Metafisária
- Dinamizador/ Compressor de cotovelo Medio
- Dinamizador/compressor de cotovelo grande
- Fixador Tibia Distal Radiotransparente

Qtde

- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 1
- 1
- 2
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1



Fixador Para Pelvis com plataforma em T

880.041-1 Não Estéril RMS 80859840008



Fixador Para Pelvis

880.042-1 Não Estéril RMS 80859840008



Fixador Para Pelvis com plataforma Ajustável

880.043-1 Não Estéril RMS 80859840008

Código

880.041-1
880.042-1
880.043-1
0011660-240
0011660-330
0011660-340
0011660-350
0011660-650
L30200-32
L30300-38
L30300-48
B41033-2
A40102
B41014
B41045-1
B41045-2
A40281
B41009-1
B41020
900.033

Descrição

Fixador para pélvis com plataforma em T
Fixador para pélvis com plataforma reta
Fixador para pélvis com rotulas ajustáveis
Pino de Schanz trapezoidal Ø 6,0 x 130 x 40mm rosca 6,0/5,0 mm pta.romba
Pino de Schanz trapezoidal Ø 6,0 x 150 x 40mm rosca 6,0/5,0 mm pta.romba
Pino de Schanz trapezoidal Ø 6,0 x 150 x 50mm rosca 6,0/5,0 mm pta.romba
Pino de Schanz trapezoidal Ø 6,0 x 150 x 60mm rosca 6,0/5,0 mm pta.romba
Pino de Schanz trapezoidal Ø 6,0 x 180 x 50mm rosca 6,0/5,0 mm pta.romba
Broca 3,2 x 200mm Conexão Triangular
Broca 3,8 x 300mm Conexão Triangular
Broca 4,8 x 300mm Conexão Triangular
Guia para pino Ø6 x 100mm
Guia para pino Ø6 x 160mm
Chave Universal
Punção 5mm
Punção 6mm
Fio Guia Ø2,0 mm
Chave T Schanz Ml
Martelo
Container

Qtde

1
1
1
8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
2
1
1
1
5
2
1
1



Fixador Trilho para Alongamento

860.010-2	RMS 80859840009	Pequeno (25cm)
860.010-3	RMS 80859840009	Médio (30 cm)
860.010-4	RMS 80859840009	Grande (35cm)
860.010-5	RMS 80859840009	Extra Grande (40cm)



Fixador Trilho para Tibia com correção Angular

860.105-1 80859840084

PLATAFORMAS AVULSAS



Plataforma lateral

860.086
RMS 80859840009



Plataforma central

860.087
RMS 80859840009



Plataforma em T

860.089
RMS 80859840009



Suporte plataforma extra

860.090
RMS 80859840009



Plataforma em T Of Garches

860.102
RMS 80859840084



Plataforma Micrométrica

860.103
RMS 80859840084



Dinamizador Dyna Ring

860.097
RMS 80859840052



Plataforma Reta Dupla

860.093
RMS 80859840052



Plataforma Multiplanar

860.088
RMS 80859840009



Acoplador Dobradiça

860.098
RMS 80859840052



Distrator / Compressor com trava

860.109	RMS 80859840087	Médio (4cm)
860.115	RMS 80859840087	Grande (8cm)



Dinamizador / Compressor Of Garches

860.155-1	RMS 80859840097	Pequeno
860.155-2	RMS 80859840097	Médio



Chave T Schanz MI
B41009-1



Chave Universal
B41014



Guia 5,0 X 60 mm	B41032-1
Guia 5,0 X 100 mm	B41032-2
Guia 5,0 X 160 mm	A40008
Guia 6,0 X 60 mm	B41033-1
Guia 6,0 X 100 mm	B41033-2
Guia 5,0 X 160 mm	A40102



L30200-32	Broca 3,2 X 200 mm
L30200-38	Broca 3,8 X 200 mm
L30300-38	Broca 3,8 X 300 mm
L30200-48	Broca 4,8 X 200 mm
L30300-48	Broca 4,8 X 300 mm



Punção 5,0mm	B41045-1
Punção 6,0mm	B41045-2



Martelo
B41020



Torquimetro
B41019



Template plataforma reta
D40002



Template plataforma em T
D40004



Fio Guia
A40281 Ø2,0 mm



Template plataforma reta dupla
D40009






Template correção aguda
I40016



Template correção aguda em T
I20002

Código	Descrição	Qtde
L30200-32	Broca 3,2 x 200mm Conexão Triangular	2
L30200-38	Broca 3,8 x 200mm Conexão Triangular	2
L30300-38	Broca 3,8 x 300mm Conexão Triangular	2
L30200-48	Broca 4,8 x 200mm Conexão Triangular	2
L30300-48	Broca 4,8 x 300mm Conexão Triangular	2
B41032-1	Guia para pino Ø5 x 60mm	3
B41032-2	Guia para pino Ø5 x 100mm	3
A40008	Guia para pino Ø5 x 160mm	3
B41033-1	Guia para pino Ø6 x 60mm	3
B41033-2	Guia para pino Ø6 x 100mm	3
A40102	Guia para pino Ø6 x 160mm	3
B41014	Chave Universal	2
B41045-1	Punção 5mm	1
B41045-2	Punção 6mm	1
B41009-1	Chave T Schanz MI	2
B41020	Martelo	1
A40281	Fio Guia Ø2,0 mm	5
D40002	Template Plataforma reta 5 pinos	3
D40004	Template Plataforma em T 5 pinos	1
D40009	Template Plataforma reta dupla	1
900.026	Container para fixador trilho adulto	1
860.010-1	Fixador para alongamento extra pequeno	-
860.010-2	Fixador para alongamento pequeno	1
860.010-3	Fixador para alongamento médio	1
860.010-4	Fixador para alongamento grande	1
860.010-5	Fixador para alongamento extra grande	1
860.102	Plataforma Of Garches em T	1
860.089	Plataforma em T standard	1
860.103	Plataforma Micrométrica	1
860.088	Plataforma multiplanar do fixador para alongamento	1
860.097	Dinamizador Dyna Ring	1
860.093	Plataforma Reta Dupla	1
860.098	Acoplador Dobradiça	1
860.090	Suporte para plataforma extra do fixador para alongamento	1
860.155-1	Distrator/Compressor OF Garches Pequeno	1
860.155-2	Distrator/Compressor OF Garches medio	1
860.109	Distrator/Compressor com Stop Médio (4cm)	1
860.115	Distrator/Compressor com Stop Grande (8cm)	1





Fixador Linear

860.004-1	RMS 80859840009	Pequeno
860.004-2	RMS 80859840009	Médio
860.004-3	RMS 80859840009	Grande



**Plataforma em T
(para fixador médio e grande)**

860.170
RMS 80859840103



Fixador para Alongamento Pediátrico

860.107-2	RMS 80859840087	Pequeno (15cm)
860.107-3	RMS 80859840087	Médio (20 cm)
860.107-4	RMS 80859840087	Grande (25cm)



Plataforma em T

860.113
RMS 80859840087



Dinamizador / Compressor

860.101-4	80859840054	Pequeno
860.101-5	80859840054	Médio



Plataforma Micrométrica Pediátrica

860.139	RMS 80859840100
---------	-----------------

Código	Descrição	Qtde
L30200-32	Broca 3,2 x 200mm Conexão Triangular	2
L30200-38	Broca 3,8 x 200mm Conexão Triangular	2
L30300-38	Broca 3,8 x 300mm Conexão Triangular	2
B41032-1	Guia para pino Ø5 x 60mm	3
B41032-2	Guia para pino Ø5 x 100mm	3
A40008	Guia para pino Ø5 x 160mm	3
B41045-1	Punção 5mm	1
B41014	Chave Universal	2
B41009-1	Chave T Schanz MI	2
B41020	Martelo	1
A40281	Fio Guia Ø2,0 mm	5
900.027	Container Pediatrico	1
860.004-1	Fixador linear lateral pequeno	1
860.004-2	Fixador linear lateral médio	1
860.004-3	Fixador linear lateral grande	1
860.170	Plataforma em T	1
860.107-2	Fixador Pediátrico para alongamento pequeno	1
860.107-3	Fixador Pediátrico para alongamento médio	1
860.107-4	Fixador Pediátrico para alongamento grande	1
860.101-4	Dinamizador Pequeno	1
860.101-5	Dinamizador Médio	1
860.113	Plataforma em T do fixador para alongamento	1
860.139	Plataforma Micrométrica	1



Fixador para Semi anel
860.007 RMS 80859840032



- | | | |
|-----------|----------------|-----------------|
| 820.109-1 | Anel 2/3 125mm | RMS 80859840106 |
| 820.109-2 | Anel 2/3 150mm | RMS 80859840106 |
| 820.109-3 | Anel 2/3 175mm | RMS 80859840106 |
| 820.109-4 | Anel 2/3 190mm | RMS 80859840106 |
| 820.109-5 | Anel 2/3 220mm | RMS 80859840106 |



Plataforma para anel
860.094 RMS 80859840052



Plataforma para fio de Kirschner
820.065 RMS 80859840063



- | | | |
|-----------|----------------|-----------------|
| 820.111-1 | Anel 1/3 125mm | RMS 80859840106 |
| 820.111-2 | Anel 1/3 150mm | RMS 80859840106 |
| 820.111-3 | Anel 1/3 175mm | RMS 80859840106 |
| 820.111-4 | Anel 1/3 190mm | RMS 80859840106 |
| 820.111-5 | Anel 1/3 220mm | RMS 80859840106 |



Parafuso para unir aneis
820.068 RMS 80859840063



Parafuso para fio de Kirschner
820.064 RMS 80859840063



Porta fio de Kirschner
820.069 RMS 80859840063



Porta Pino
820.071 RMS 80859840063



820.067-1 Poste 50mm RMS 80859840063
820.067-2 Poste 100mm RMS 80859840063



Conexão para pino extra
860.126 RMS 80859840097



Barra Suplementar
820.090-1 150mm RMS 80859840101
820.090-2 200mm RMS 80859840101
820.090-3 250mm RMS 80859840101



Chave Pino de e Schanz MI
B41009-1



Chave Universal
B41014



Guia 6,0 X 100 mm B41033-2



Broca 3,2 X 200 mm L30200-32
Broca 3,8 X 200 mm L30200-38
Broca 4,8 X 200 mm L30200-48



Punção 6,0mm B41045-2



Martelo
B41020



Chave combinada
A40022 10mm



Alicate de corte
B11001







Guia de Fio Ajustável
B41018



Tensionador de Fio
B21014

FIXADOR DELTAFIX

Código	Descrição	Qtde
820.109-1	Anel 2/3 125mm	1
820.109-2	Anel 2/3 Ø150mm	1
820.109-3	Anel 2/3 Ø175mm	1
820.109-4	Anel 2/3 Ø190mm	1
820.109-5	Anel 2/3 Ø220mm	1
820.111-1	Anel 1/3 125mm	1
820.111-2	Anel 1/3 Ø150mm	1
820.111-3	Anel 1/3 Ø175mm	1
820.111-4	Anel 1/3 Ø190mm	1
820.111-5	Anel 1/3 Ø220mm	1
820.068	Parafuso para unir anéis	10
820.065	Plataforma para Fio de Kirschner 3 furos	8
820.064	Parafuso para fio de Kirschner 2 furos	8
820.071	Porta Pino	20
820.069	Porta Fio de Kirschner	1
820.067-1	Poste 50 mm	4
820.067-2	Poste 100 mm	4
820.126	Conexão para pino extra	4
860.007	Fixador para semi anel	1
860.094	Plataforma para anel	1
820.090-1	Barra suplementar Ø6 X 150mm	3
820.090-2	Barra suplementar Ø6 X 200mm	3
820.090-3	Barra suplementar Ø6 X 250mm	3
0131461-540	Fio Guia com Oliva Central Ø1,5mm x 400mm	10
0131461.840	Fio Guia com Oliva Central Ø1,8mm x 400mm	10
0131431.540	Fio Guia Ø1,5mm x 400mm	10
0131431.840	Fio Guia Ø1,8mm x 400mm	10
MM109.40.150	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 4,0 x 200 x 50mm pta. romba	6
MM120.50.180	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 5,0 x 180 x 50mm pta.romba	6
MM128.60.180	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 6,0 x 180 x 50mm pta.romba	6
B41018	Guia de fio ajustável	1
B21014	Tensionador de fio	1
B11001	Alicate de Corte para Pino	1
B41045-2	Punção 6mm	1
B41033-2	Guia para pino Ø6 x 100mm	2
L30200-32	Broca 3,2 x 200mm Conexão Triangular	2
L30200-38	Broca 3,8 x 200mm Conexão Triangular	2
L30200-48	Broca 4,8 x 200mm Conexão Triangular	2
A40022	Chave Combinada 10 mm	3
B41014	Chave Universal	2
B41009-1	Chave T Schanz MI	2
B41020	Martelo	1
900.032	Caixa Fixador Híbrido	





FIXADOR
GAMMAFIX



Anel de alumínio completo

820.033-1	Ø80mm	RMS 80859840040
820.033-2	Ø100mm	RMS 80859840040
820.033-3	Ø120mm	RMS 80859840040
820.033-4	Ø140mm	RMS 80859840040
820.033-5	Ø160mm	RMS 80859840040
820.033-6	Ø180mm	RMS 80859840040
820.033-7	Ø200mm	RMS 80859840040
820.033-8	Ø220mm	RMS 80859840040



Anel de alumínio 1/2

820.036-1	Ø80mm	RMS 80859840040
820.036-2	Ø100mm	RMS 80859840040
820.036-3	Ø120mm	RMS 80859840040
820.036-4	Ø140mm	RMS 80859840040
820.036-5	Ø160mm	RMS 80859840040
820.036-6	Ø180mm	RMS 80859840040
820.036-7	Ø200mm	RMS 80859840040
820.036-8	Ø220mm	RMS 80859840040



Arco para pé

820.040-3	Ø 120mm	RMS 80859840039
820.040-4	Ø 140mm	RMS 80859840039
820.040-5	Ø 160mm	RMS 80859840039
820.123-2	Ø 180mm	RMS 80859840117



Extensor de placa

820.143-1	2 furos	RMS 80859840118
820.143-2	3 furos	RMS 80859840118
820.143-3	4 furos	RMS 80859840118
820.143-4	5 furos	RMS 80859840118



Articulação em L

820.081	RMS 80859840063
---------	-----------------



Distrator angular

820.086-1	Pequeno	RMS 80859840063
820.086-2	Grande	RMS 80859840063



Semi anel de fêmur multi furos

820.115-1	100	RMS 80859840113
820.115-2	120	RMS 80859840113
820.115-3	140	RMS 80859840113



Poste para articulação

RMS 80859840063		
820.082	Pequena	
820.083	Grande	



Barra Roscada M6

820.161-1	40mm	RMS 80859840120
820.002-1	60mm	RMS 80859840011
820.002-2	100mm	RMS 80859840011
820.002-3	120mm	RMS 80859840011
820.002-4	150mm	RMS 80859840011
820.002-5	180mm	RMS 80859840011
820.002-6	200mm	RMS 80859840011
820.002-7	250mm	RMS 80859840011
820.002-8	300mm	RMS 80859840011
820.002-9	350mm	RMS 80859840011



Articulação linear

820.080	RMS 80859840063
---------	-----------------



Articulação universal

820.079	RMS 80859840063
---------	-----------------



Semi anel de fêmur

820.114-1	100	RMS 80859840113
820.114-2	120	RMS 80859840113
820.114-3	140	RMS 80859840113



Distrator linear

820.029-2	60mm	RMS 80859840011
820.029-3	80mm	RMS 80859840011
820.085-2	100mm	RMS 80859840063
820.085-3	150mm	RMS 80859840063
820.085-4	200mm	RMS 80859840063



Barra Roscada furada M6

RMS80859840011

820.004-1	60mm
820.004-2	80mm
820.004-3	100mm
820.004-4	120mm



Suporte Obliquo 820.076
RMS 80859840063



Conector articulado poliaxial
820.016 RMS 80859840011



Poste retangular
RMS 80859840011
820.009-1 1 furo
820.009-2 2 furos
820.009-3 3 furos
820.009-4 4 furos
820.009-5 5 furos



Placa de conexão
RMS 80859840011
820.021-1 1 furo
820.021-2 2 furos
820.021-3 3 furos
820.021-4 4 furos
820.021-5 5 furos
820.021-6 6 furos
820.021-7 7 furos
820.021-8 8 furos
820.021-9 9 furos



Bandeira macho
RMS 80859840011
820.018-1 1 furo
820.018-2 2 furos
820.018-3 3 furos
820.018-4 4 furos



Bandeira fêmea
RMS 80859840011
820.019-1 1 furo
820.019-2 2 furos
820.019-3 3 furos
820.019-4 4 furos



Conversor 90°
RMS 80859840011
820.020



Placa de conexão biplana
RMS80859840011
820.027-1 1 furo
820.027-2 2 furos
820.027-3 3 furos



Bucha quadrada graduada
820.025 RMS 80859840011



Bucha hexagonal
RMS 80859840011
820.022-2 Curta
820.022-1 Longa



Bucha cilíndrica
RMS 80859840011
820.023



Arruela
RMS 80859840011
820.012 Lisa
820.013 Côncava
820.014 Convexa
820.015 Ranhurada



Porca M6

RMS 80859840011
820.011 Sextavada



Parafuso sextavado M6

RMS 80859840011
820.007-1 10mm
820.007-2 15mm
820.007-3 20mm



Parafuso Ranhurado M6

RMS 80859840011
820.010-1 12mm
820.010-2 20mm



Parafuso furado para pino Ø 6mm

820.008-3 RMS 80849840011



Porta Pino de Schanz Pequeno

820.167 RMS 80849840120

Fio Implantável com ponta baioneta

RMS 80083650038

0131431-540 Ø1,5mm x 400mm
0131431-840 Ø1,8mm x 400mm
0131461-540 c/ Oliva Central Ø1,5mm x 400mm
0131461-840 c/ Oliva Central Ø1,8mm x 400mm

Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø6,0mm

MM 151.6.0.180 180,X30mm RMS 80163430002
MM 128.6.0.180 180,X50mm RMS 80163430002
MM 129.6.0.180 180,X70mm RMS 80163420002

Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø5,0mm

MM 139.5.0.180 180,X30mm RMS 80163430002
MM 120.5.0.180 180,X50mm RMS 80163430002
MM 121.5.0.180 180,X70mm RMS 80163420002



Tensionador de fio
B41005



Chave T Schanz MI
B41009-1



Chave Cachimbo
A40122



Broca 3,2 X 200 mm L30200-32
Broca 3,8 X 200 mm L30200-38
Broca 4,8 X 200 mm L30200-48



Chave Combinada 10 mm
A40022



Alicate de corte
B11001



Guia de Broca Ø 6,0x60 mm
B41033-1



Guia de Broca Triplo 6,0 mm
B41004-7




Alicate universal pequeno
T600580



Punção 6 mm
B41045-2







Container
900.029



Código	Descrição	Qtde
820.033-1	Anel em Al completo Ø80mm	4
820.033-2	Anel em Al completo Ø100mm	4
820.033-3	Anel em Al completo Ø120mm	4
820.033-4	Anel em Al completo Ø140mm	4
820.033-5	Anel em Al completo Ø160mm	4
820.033-6	Anel em Al completo Ø180mm	4
820.033-7	Anel em Al completo Ø200mm	4
820.033-8	Anel em Al completo Ø220mm	4
820.036-1	Anel em Al 1/2 Ø80mm	8
820.036-2	Anel em Al 1/2 Ø100mm	8
820.036-3	Anel em Al 1/2 Ø120mm	8
820.036-4	Anel em Al 1/2 Ø140mm	8
820.036-5	Anel em Al 1/2 Ø160mm	8
820.036-6	Anel em Al 1/2 Ø180mm	8
820.036-7	Anel em Al 1/2 Ø200mm	8
820.036-8	Anel em Al 1/2 Ø220mm	8
820.040-3	Arco para pé Ø120mm	1
820.040-4	Arco para pé Ø140mm	1
820.040-5	Arco para Pé 160mm	1
820.123-2	Arco para Pé 180mm	1
820.143-1	Extensor de Placa 2 furos	2
820.143-2	Extensor de Placa 3 furos	2
820.143-3	Extensor de Placa 4 furos	2
820.143-4	Extensor de Placa 5 furos	2
820.086-1	Distrator Angular pequeno	4
820.086-2	Distrator Angular grande	4
820.079	Articulação universal	4
820.080	Articulação linear	4
820.081	Articulação em L	4

FIXADOR GAMMAFIX



Código	Descrição	Qtde
820.114-1	Semi Anel de Fêmur 100	2
820.114-2	Semi Anel de Fêmur 120	2
820.114-3	Semi Anel de Fêmur 140	2
820.115-1	Semi Anel de Fêmur Multi Furos 100	2
820.115-2	Semi Anel de Fêmur Multi Furos 120	2
820.115-3	Semi Anel de Fêmur Multi Furos 140	2
820.082	Poste para Articulação pequeno	4
820.083	Poste para articulação grande	4
820.161-1	Barra rosçada M6x40mm	12
820.002-1	Barra rosçada M6x60mm	12
820.002-2	Barra rosçada M6x100mm	12
820.002-3	Barra rosçada M6x120mm	12
820.002-4	Barra rosçada M6x150mm	12
820.002-5	Barra rosçada M6x180mm	12
820.002-6	Barra rosçada M6x200mm	12
820.002-7	Barra rosçada M6x250mm	12
820.002-8	Barra rosçada M6x300mm	12
820.002-9	Barra rosçada M6x350mm	12
820.004-1	Barra rosçada furada M6x60mm	4
820.004-2	Barra rosçada furada M6x80mm	4
820.004-3	Barra rosçada furada M6x100mm	4
820.004-4	Barra rosçada furada M6x120mm	4
820.029-2	Distrator Linear 60mm	4
820.029-3	Distrator Linear 80mm	8
820.085-2	Distrator Linear 100mm	8
820.085-3	Distrator Linear 150mm	8
820.085-4	Distrator Linear 200mm	8
820.016	Conector articulado poliaxial	8
820.009-1	Poste retangular 1 furo	4
820.009-2	Poste retangular 2 furos	10
820.009-3	Poste retangular 3 furos	4
820.009-4	Poste retangular 4 furos	4
820.009-5	Poste retangular 5 furos	4
820.021-1	Placa de conexão 1 furo	10
820.021-2	Placa conexão 2 furos	4
820.021-3	Placa conexão 3 furos	4
820.021-4	Placa conexão 4 furos	4
820.021-5	Placa conexão 5 furos	4
820.021-6	Placa conexão 6 furos	4
820.021-7	Placa conexão 7 furos	4
820.021-8	Placa conexão 8 furos	4
820.021-9	Placa conexão 9 furos	4
820.018-1	Bandeira macho 1 furo	12
820.018-2	Bandeira macho 2 furos	4
820.018-3	Bandeira macho 3 furos	4
820.018-4	Bandeira macho 4 furos	4
820.019-1	Bandeira femea 1 furo	4
820.019-2	Bandeira femea 2 furos	4
820.019-3	Bandeira femea 3 furos	12
820.019-4	Bandeira femea 4 furos	4
820.020	Conversor 90°	4
820.027-1	Placa de conexão biplana 1 furo	4
820.027-2	Placa de conexão biplana 2 furos	2
820.027-3	Placa de conexão biplana 3 furos	2
820.025	Bucha quadrada graduada	2
820.022-1	Bucha Hexagonal Longa	24
820.022-2	Bucha Hexagonal curta	4
820.023	Bucha Cilindrica	4
820.012	Arruela lisa	200
820.013	Arruela côncava	30
820.014	Arruela convexa	30
820.015	Arruela ranhurada	30
820.011	Porca sextavada M6	300
820.008-3	Parafuso sextavado para pino de 6mm	10
820.007-1	Parafuso sextavado 10mm	20
820.007-2	Parafuso sextavado 15mm	50
820.007-3	Parafuso sextavado 20mm	30
820.010-1	Parafuso para pino ranhurado 12mm	20
820.010-2	Parafuso para pino ranhurado 20mm	10
820.076	Suprte Oblíquo	4
820.167	Porta pino de Schanz	4
0131461-540	Fio Guia com Oliva Central Ø1,5mm x 400mm	5
0131461-840	Fio Guia com Oliva Central Ø1,8mm x 400mm	5
0131431-540	Fio Guia Ø1,5mm x 400mm	5
0131431-840	Fio Guia Ø1,8mm x 400mm	5
MM-151.6.0180	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 6,0 x 180 x 30mm pta.romba	5
MM-128.6.0180	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 6,0 x 180 x 50mm pta.romba	5
MM-129.6.0180	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 6,0 x 180 x 70mm pta.romba	5
MM-139.5.0180	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 5,0 x 180 x 30mm pta.romba	5
MM-120.5.0180	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 5,0 x 180 x 50mm pta.romba	5
MM-121.5.0180	Pino de Schanz rosca trapezoidal Ø 5,0 x 180 x 70mm pta.romba	5
B41005	Tensionador de fio	2
B41009-1	Chave T Schanz MI	2
A40122	Chave Cachimbo	2
A40022	Chave Combinada 10 mm	2
B11001	Alicate de corte	1
T600580	Alicate universal	1
B41045-2	Punção 6mm	1
B41033-1	Guia para pino Ø6 x 60mm	2
L30200-32	Broca 3,2 x 200mm Conexão Triangular	2
L30200-38	Broca 3,8 x 200mm Conexão Triangular	2
L30200-48	Broca 4,8 x 200mm Conexão Triangular	2
B41004-7	Guia de Broca triplo Ø6mm	2
900.029	Container	1



Trilho

800.001-2	RMS 80859840112	Médio (25 cm)
800.001-3	RMS 80859840112	Grande (35cm)



Dinamizador / Compressor

800.005-1	RMS 80859840112	Pequeno 2cm
800.005-2	RMS 80859840112	Médio 4 cm
800.005-3	RMS 80859840112	Grande 8cm



Plataforma central

800.003
RMS 80859840112



Plataforma em T

800.004
RMS 80859840112

PLATAFORMA



Fixador Linear Lateral

800.007-1	RMS 80859840112	Pequeno
800.007-2	RMS 80859840112	Médio
800.007-3	RMS 80859840112	Grande



Plataforma em T

800.006
RMS 80859840112

Código	Descrição	Qtde
L30200-32	Broca 3,2 x 200mm Conexão Triangular	2
L30200-38	Broca 3,8 x 200mm Conexão Triangular	2
L30300-38	Broca 3,8 x 300mm Conexão Triangular	2
L30200-48	Broca 4,8 x 200mm Conexão Triangular	2
L30300-48	Broca 4,8 x 300mm Conexão Triangular	2
B41032-1	Guia para pino Ø5 x 60mm	3
B41032-2	Guia para pino Ø5 x 100mm	3
A40008	Guia para pino Ø5 x 160mm	3
B41033-1	Guia para pino Ø6 x 60mm	3
B41033-2	Guia para pino Ø6 x 100mm	3
A40102	Guia para pino Ø6 x 160mm	3
B41045-1	Punção 5mm	1
B41045-2	Punção 6mm	1
B41009-1	Chave T Schanz MI	2
B41014	Chave Universal	1
B41020	Martelo	1
A40281	Fio Guia Ø2,0 mm	5
D40002	Template Plataforma reta 5 pinos	3
D40004	Template Plataforma em T 5 pinos	1
900.023	Container para fixador trilho MONOFIX	1
800.001-2	Trilho Médio (comp 250mm)	1
800.001-3	Trilho grande (comp 350mm)	1
800.003	Plataforma reta	6
800.004	Plataforma em T	1
800.005-1	Distrator pequeno (abertura)2cm	2
800.005-2	Distrator médio (abertura 4 cm)	2
800.005-3	Distrator abertura 8 cm	2
B41028-4	Chave Allen 6 mm	2
800.007-1	Fixador linear pequeno	1
800.007-2	Fixador linear médio	1
800.007-3	Fixador linear grande	1
800.006	Plataforma em T	1
B41028-4	Chave Allen 6 mm	3



PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Sia Trecho 17 Via IA-4 Lote 1235 | Brasília
61 3028-8861
www.cpmh.com.br