

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

As Brocas para Mini Micro são fabricadas em Aço Inox 420 (ASTM F899). São instrumentais para uso médico com o auxílio de motor com engate apropriado.

Os instrumentais são fornecidos não estéreis, comercializados embalados envelope plástico contendo de 1 a 100 unidades com instrução de uso e etiqueta de rastreabilidade.

2. INDICAÇÃO DE USO

Auxílio em procedimento cirúrgico para colocação dos implantes médicos da CPMH, o qual deve ser necessariamente conduzido por profissional médico com conhecimentos da técnica cirúrgica e dos aspectos mecânicos do instrumental.

3. MODELOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
L501050-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 50mm
L501050-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 50mm
L501050-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 50mm
L501070-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 70mm
L501070-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 70mm
L501070-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 70mm
L501100-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 100mm
L501100-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 100mm
L501100-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 100mm
L501125-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 125mm
L501125-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 125mm
L501125-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 125mm
L501150-14	Broca Lindemann Ø1.4 x 150mm
L501150-16	Broca Lindemann Ø1.6 x 150mm
L501150-21	Broca Lindemann Ø2.1 x 150mm
L502050-12	Broca 703 Ø1.2 x 50mm
L502050-16	Broca 703 Ø1.6 x 50mm
L502050-21	Broca 703 Ø2.1 x 50mm
L502070-12	Broca 703 Ø1.2 x 70mm
L502070-16	Broca 703 Ø1.6 x 70mm
L502070-21	Broca 703 Ø2.1 x 70mm
L502100-12	Broca 703 Ø1.2 x 100mm
L502100-16	Broca 703 Ø1.6 x 100mm
L502100-21	Broca 703 Ø2.1 x 100mm
L502125-12	Broca 703 Ø1.2 x 125mm
L502125-16	Broca 703 Ø1.6 x 125mm
L502125-21	Broca 703 Ø2.1 x 125mm

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L502150-12	Broca 703 Ø1.2 x 150mm
L502150-16	Broca 703 Ø1.6 x 150mm
L502150-21	Broca 703 Ø2.1 x 150mm
L503050-12	Broca 702 Ø1.2 x 50mm
L503050-16	Broca 702 Ø1.6 x 50mm
L503050-21	Broca 702 Ø2.1 x 50mm
L503070-12	Broca 702 Ø1.2 x 70mm
L503070-16	Broca 702 Ø1.6 x 70mm
L503070-21	Broca 702 Ø2.1 x 70mm
L503100-12	Broca 702 Ø1.2 x 100mm
L503100-16	Broca 702 Ø1.6 x 100mm
L503100-21	Broca 702 Ø2.1 x 100mm
L503125-12	Broca 702 Ø1.2 x 125mm
L503125-16	Broca 702 Ø1.6 x 125mm
L503125-21	Broca 702 Ø2.1 x 125mm
L503150-12	Broca 702 Ø1.2 x 150mm
L503150-16	Broca 702 Ø1.6 x 150mm
L503150-21	Broca 702 Ø2.1 x 150mm
L504050-12	Broca 701 Ø1.2 x 50mm
L504050-16	Broca 701 Ø1.6 x 50mm
L504050-21	Broca 701 Ø2.1 x 50mm
L504070-12	Broca 701 Ø1.2 x 70mm
L504070-16	Broca 701 Ø1.6 x 70mm
L504070-21	Broca 701 Ø2.1 x 70mm
L504100-12	Broca 701 Ø1.2 x 100mm
L504100-16	Broca 701 Ø1.6 x 100mm
L504100-21	Broca 701 Ø2.1 x 100mm
L504125-12	Broca 701 Ø1.2 x 125mm
L504125-16	Broca 701 Ø1.6 x 125mm
L504125-21	Broca 701 Ø2.1 x 125mm
L504150-12	Broca 701 Ø1.2 x 150mm
L504150-16	Broca 701 Ø1.6 x 150mm
L504150-21	Broca 701 Ø2.1 x 150mm
L506050-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 50mm
L506050-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 50mm
L506050-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 50mm
L506050-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 50mm
L506050-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 50mm
L506050-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 50mm

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L506050-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 70mm
L506050-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 70mm
L506050-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 70mm
L506050-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 70mm
L506050-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 70mm
L506050-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 70mm
L506100-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 100mm
L506100-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 100mm
L506100-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 100mm
L506100-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 100mm
L506100-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 100mm
L506100-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 100mm
L506125-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 125mm
L506125-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 125mm
L506125-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 125mm
L506125-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 125mm
L506125-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 125mm
L506125-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 125mm
L506150-01	Broca esférica de desgaste Ø1 x 150mm
L506150-02	Broca esférica de desgaste Ø2 x 150mm
L506150-03	Broca esférica de desgaste Ø3 x 150mm
L506150-04	Broca esférica de desgaste Ø4 x 150mm
L506150-05	Broca esférica de desgaste Ø5 x 150mm
L506150-06	Broca esférica de desgaste Ø6 x 150mm
L507050-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 50mm
L507050-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 50mm
L507050-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 50mm
L507050-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 50mm
L507050-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 50mm
L507050-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 50mm
L507070-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 70mm
L507070-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 70mm
L507070-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 70mm
L507070-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 70mm
L507070-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 70mm
L507070-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 70mm
L507100-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 100mm
L507100-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 100mm
L507100-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 100mm

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L507100-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 100mm
L507100-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 100mm
L507100-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 100mm
L507125-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 125mm
L507125-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 125mm
L507125-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 125mm
L507125-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 125mm
L507125-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 125mm
L507125-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 125mm
L507150-01	Broca tipo pera de desgaste Ø1 x 150mm
L507150-02	Broca tipo pera de desgaste Ø2 x 150mm
L507150-03	Broca tipo pera de desgaste Ø3 x 150mm
L507150-04	Broca tipo pera de desgaste Ø4 x 150mm
L507150-05	Broca tipo pera de desgaste Ø5 x 150mm
L507150-06	Broca tipo pera de desgaste Ø6 x 150mm
L508050-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 50mm
L508050-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 50mm
L508050-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 50mm
L508050-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 50mm
L508050-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 50mm
L508050-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 50mm
L508070-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 70mm
L508070-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 70mm
L508070-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 70mm
L508070-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 70mm
L508070-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 70mm
L508070-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 70mm
L508100-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 100mm
L508100-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 100mm
L508100-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 100mm
L508100-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 100mm
L508100-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 100mm
L508100-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 100mm
L508125-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 125mm
L508125-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 125mm
L508125-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 125mm
L508125-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 125mm
L508125-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 125mm
L508125-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 125mm

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L508150-01	Broca cônica pequena de desgaste Ø1 x 150mm
L508150-02	Broca cônica pequena de desgaste Ø2 x 150mm
L508150-03	Broca cônica pequena de desgaste Ø3 x 150mm
L508150-04	Broca cônica pequena de desgaste Ø4 x 150mm
L508150-05	Broca cônica pequena de desgaste Ø5 x 150mm
L508150-06	Broca cônica pequena de desgaste Ø6 x 150mm
L509050-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 50mm
L509050-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 50mm
L509050-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 50mm
L509050-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 50mm
L509050-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 50mm
L509050-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 50mm
L509070-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 70mm
L509070-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 70mm
L509070-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 70mm
L509070-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 70mm
L509070-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 70mm
L509070-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 70mm
L509100-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 100mm
L509100-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 100mm
L509100-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 100mm
L509100-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 100mm
L509100-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 100mm
L509100-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 100mm
L509125-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 125mm
L509125-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 125mm
L509125-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 125mm
L509125-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 125mm
L509125-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 125mm
L509125-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 125mm
L509150-01	Broca cônica média de desgaste Ø1 x 150mm
L509150-02	Broca cônica média de desgaste Ø2 x 150mm
L509150-03	Broca cônica média de desgaste Ø3 x 150mm
L509150-04	Broca cônica média de desgaste Ø4 x 150mm
L509150-05	Broca cônica média de desgaste Ø5 x 150mm
L509150-06	Broca cônica média de desgaste Ø6 x 150mm
L510110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe J
L510110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe J
L510110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L510110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe J
L510110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe J
L510110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe J
L510110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe J
L510110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe J
L510110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe J
L510110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe J
L510110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe J
L510110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe J
L510110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe J
L510110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe J
L510110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe J
L510110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe J
L510110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe J
L510110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe J
L510115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe J
L510115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe J
L510115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe J
L510115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe J
L510115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe J
L510115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe J
L510115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe J
L510115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe J
L510115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe J
L510115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe J
L510115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe J
L510115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe J
L510115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe J
L510115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe J
L510115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe J
L510115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe J
L510115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe J
L510115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe J
L510120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe J
L510120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe J
L510120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe J
L510120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe J
L510120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe J
L510120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L510120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe J
L510120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe J
L510120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe J
L510120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe J
L510120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe J
L510120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe J
L510120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe J
L510120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe J
L510120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe J
L510120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe J
L510120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe J
L510120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe J
L510150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe J
L510150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe J
L510150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe J
L510150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe J
L510150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe J
L510150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe J
L510150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe J
L510150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe J
L510150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe J
L510150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe J
L510150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe J
L510150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe J
L510150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe J
L510150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe J
L510150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe J
L510150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe J
L510150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe J
L510150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe J
L510155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe J
L510155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe J
L510155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe J
L510155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe J
L510155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe J
L510155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe J
L510155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe J
L510155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe J
L510155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L510155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe J
L510155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe J
L510155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe J
L510155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe J
L510155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe J
L510155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe J
L510155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe J
L510155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe J
L510155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe J
L510180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe J
L510180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe J
L510180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe J
L510180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe J
L510180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe J
L510180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe J
L510180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe J
L510180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe J
L510180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe J
L510180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe J
L510180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe J
L510180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe J
L510180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe J
L510180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe J
L510180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe J
L510180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe J
L510180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe J
L510180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe J
L511110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe M
L511110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe M
L511110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe M
L511110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe M
L511110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe M
L511110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe M
L511110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe M
L511110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe M
L511110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe M
L511110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe M
L511110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe M
L511110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L511110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe M
L511110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe M
L511110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe M
L511110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe M
L511110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe M
L511110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe M
L511115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe M
L511115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe M
L511115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe M
L511115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe M
L511115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe M
L511115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe M
L511115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe M
L511115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe M
L511115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe M
L511115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe M
L511115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe M
L511115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe M
L511115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe M
L511115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe M
L511115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe M
L511115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe M
L511115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe M
L511115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe M
L511120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe M
L511120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe M
L511120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe M
L511120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe M
L511120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe M
L511120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe M
L511120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe M
L511120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe M
L511120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe M
L511120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe M
L511120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe M
L511120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe M
L511120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe M
L511120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe M
L511120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L511120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe M
L511120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe M
L511120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe M
L511150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe M
L511150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe M
L511150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe M
L511150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe M
L511150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe M
L511150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe M
L511150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe M
L511150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe M
L511150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe M
L511150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe M
L511150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe M
L511150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe M
L511150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe M
L511150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe M
L511150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe M
L511150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe M
L511150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe M
L511150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe M
L511155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe M
L511155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe M
L511155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe M
L511155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe M
L511155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe M
L511155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe M
L511155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe M
L511155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe M
L511155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe M
L511155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe M
L511155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe M
L511155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe M
L511155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe M
L511155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe M
L511155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe M
L511155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe M
L511155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe M
L511155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L511180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe M
L511180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe M
L511180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe M
L511180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe M
L511180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe M
L511180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe M
L511180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe M
L511180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe M
L511180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe M
L511180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe M
L511180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe M
L511180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe M
L511180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe M
L511180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe M
L511180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe M
L511180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe M
L511180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe M
L511180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe M
L512110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe O
L512110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe O
L512110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe O
L512110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe O
L512110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe O
L512110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe O
L512110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe O
L512110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe O
L512110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe O
L512110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe O
L512110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe O
L512110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe O
L512110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe O
L512110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe O
L512110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe O
L512110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe O
L512110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe O
L512110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe O
L512115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe O
L512115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe O
L512115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L512115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe O
L512115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe O
L512115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe O
L512115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe O
L512115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe O
L512115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe O
L512115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe O
L512115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe O
L512115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe O
L512115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe O
L512115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe O
L512115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe O
L512115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe O
L512115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe O
L512115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe O
L512120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe O
L512120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe O
L512120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe O
L512120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe O
L512120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe O
L512120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe O
L512120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe O
L512120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe O
L512120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe O
L512120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe O
L512120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe O
L512120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe O
L512120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe O
L512120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe O
L512120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe O
L512120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe O
L512120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe O
L512120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe O
L512150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe O
L512150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe O
L512150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe O
L512150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe O
L512150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe O
L512150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L512150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe O
L512150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe O
L512150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe O
L512150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe O
L512150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe O
L512150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe O
L512150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe O
L512150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe O
L512150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe O
L512150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe O
L512150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe O
L512150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe O
L512155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe O
L512155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe O
L512155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe O
L512155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe O
L512155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe O
L512155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe O
L512155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe O
L512155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe O
L512155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe O
L512155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe O
L512155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe O
L512155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe O
L512155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe O
L512155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe O
L512155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe O
L512155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe O
L512155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe O
L512155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe O
L512180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe O
L512180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe O
L512180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe O
L512180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe O
L512180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe O
L512180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe O
L512180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe O
L512180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe O
L512180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L512180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe O
L512180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe O
L512180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe O
L512180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe O
L512180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe O
L512180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe O
L512180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe O
L512180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe O
L512180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe O
L513110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe R
L513110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe R
L513110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe R
L513110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe R
L513110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe R
L513110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe R
L513110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe R
L513110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe R
L513110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe R
L513110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe R
L513110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe R
L513110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe R
L513110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe R
L513110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe R
L513110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe R
L513110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe R
L513110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe R
L513110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe R
L513115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe R
L513115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe R
L513115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe R
L513115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe R
L513115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe R
L513115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe R
L513115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe R
L513115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe R
L513115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe R
L513115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe R
L513115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe R
L513115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe R

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L513115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe R
L513115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe R
L513115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe R
L513115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe R
L513115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe R
L513115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe R
L513120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe R
L513120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe R
L513120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe R
L513120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe R
L513120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe R
L513120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe R
L513120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe R
L513120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe R
L513120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe R
L513120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe R
L513120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe R
L513120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe R
L513120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe R
L513120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe R
L513120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe R
L513120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe R
L513120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe R
L513120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe R
L513150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe R
L513150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe R
L513150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe R
L513150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe R
L513150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe R
L513150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe R
L513150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe R
L513150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe R
L513150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe R
L513150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe R
L513150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe R
L513150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe R
L513150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe R
L513150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe R
L513150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe R

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L513150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe R
L513150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe R
L513150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe R
L513155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe R
L513155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe R
L513155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe R
L513155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe R
L513155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe R
L513155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe R
L513155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe R
L513155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe R
L513155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe R
L513155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe R
L513155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe R
L513155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe R
L513155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe R
L513155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe R
L513155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe R
L513155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe R
L513155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe R
L513155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe R
L513180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe R
L513180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe R
L513180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe R
L513180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe R
L513180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe R
L513180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe R
L513180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe R
L513180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe R
L513180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe R
L513180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe R
L513180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe R
L513180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe R
L513180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe R
L513180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe R
L513180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe R
L513180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe R
L513180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe R
L513180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe R

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L514110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe S
L514110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe S
L514110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe S
L514110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe S
L514110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe S
L514110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe S
L514110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe S
L514110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe S
L514110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe S
L514110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe S
L514110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe S
L514110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe S
L514110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe S
L514110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe S
L514110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe S
L514110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe S
L514110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe S
L514110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe S
L514115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe S
L514115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe S
L514115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe S
L514115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe S
L514115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe S
L514115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe S
L514115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe S
L514115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe S
L514115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe S
L514115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe S
L514115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe S
L514115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe S
L514115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe S
L514115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe S
L514115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe S
L514115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe S
L514115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe S
L514115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe S
L514120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe S
L514120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe S
L514120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe S

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L514120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe S
L514120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe S
L514120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe S
L514120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe S
L514120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe S
L514120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe S
L514120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe S
L514120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe S
L514120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe S
L514120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe S
L514120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe S
L514120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe S
L514120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe S
L514120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe S
L514120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe S
L514150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe S
L514150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe S
L514150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe S
L514150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe S
L514150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe S
L514150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe S
L514150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe S
L514150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe S
L514150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe S
L514150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe S
L514150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe S
L514150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe S
L514150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe S
L514150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe S
L514150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe S
L514150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe S
L514150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe S
L514150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe S
L514155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe S
L514155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe S
L514155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe S
L514155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe S
L514155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe S
L514155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe S

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L514155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe S
L514155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe S
L514155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe S
L514155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe S
L514155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe S
L514155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe S
L514155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe S
L514155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe S
L514155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe S
L514155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe S
L514155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe S
L514155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe S
L514180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe S
L514180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe S
L514180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe S
L514180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe S
L514180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe S
L514180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe S
L514180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe S
L514180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe S
L514180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe S
L514180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe S
L514180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe S
L514180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe S
L514180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe S
L514180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe S
L514180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe S
L514180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe S
L514180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe S
L514180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe S
L515110-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 110mm, encaixe T
L515110-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 110mm, encaixe T
L515110-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 110mm, encaixe T
L515110-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 110mm, encaixe T
L515110-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 110mm, encaixe T
L515110-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 110mm, encaixe T
L515110-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 110mm, encaixe T
L515110-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 110mm, encaixe T
L515110-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 110mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L515110-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 110mm, encaixe T
L515110-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 110mm, encaixe T
L515110-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 110mm, encaixe T
L515110-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 110mm, encaixe T
L515110-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 110mm, encaixe T
L515110-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 110mm, encaixe T
L515110-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 110mm, encaixe T
L515110-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 110mm, encaixe T
L515110-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 110mm, encaixe T
L515115-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 115mm, encaixe T
L515115-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 115mm, encaixe T
L515115-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 115mm, encaixe T
L515115-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 115mm, encaixe T
L515115-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 115mm, encaixe T
L515115-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 115mm, encaixe T
L515115-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 115mm, encaixe T
L515115-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 115mm, encaixe T
L515115-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 115mm, encaixe T
L515115-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 115mm, encaixe T
L515115-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 115mm, encaixe T
L515115-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 115mm, encaixe T
L515115-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 115mm, encaixe T
L515115-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 115mm, encaixe T
L515115-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 115mm, encaixe T
L515115-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 115mm, encaixe T
L515115-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 115mm, encaixe T
L515115-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 115mm, encaixe T
L515120-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 120mm, encaixe T
L515120-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 120mm, encaixe T
L515120-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 120mm, encaixe T
L515120-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 120mm, encaixe T
L515120-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 120mm, encaixe T
L515120-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 120mm, encaixe T
L515120-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 120mm, encaixe T
L515120-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 120mm, encaixe T
L515120-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 120mm, encaixe T
L515120-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 120mm, encaixe T
L515120-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 120mm, encaixe T
L515120-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 120mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L515120-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 120mm, encaixe T
L515120-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 120mm, encaixe T
L515120-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 120mm, encaixe T
L515120-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 120mm, encaixe T
L515120-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 120mm, encaixe T
L515120-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 120mm, encaixe T
L515150-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 150mm, encaixe T
L515150-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 150mm, encaixe T
L515150-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 150mm, encaixe T
L515150-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 150mm, encaixe T
L515150-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 150mm, encaixe T
L515150-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 150mm, encaixe T
L515150-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 150mm, encaixe T
L515150-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 150mm, encaixe T
L515150-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 150mm, encaixe T
L515150-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 150mm, encaixe T
L515150-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 150mm, encaixe T
L515150-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 150mm, encaixe T
L515150-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 150mm, encaixe T
L515150-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 150mm, encaixe T
L515150-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 150mm, encaixe T
L515150-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 150mm, encaixe T
L515150-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 150mm, encaixe T
L515150-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 150mm, encaixe T
L515155-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 155mm, encaixe T
L515155-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 155mm, encaixe T
L515155-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 155mm, encaixe T
L515155-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 155mm, encaixe T
L515155-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 155mm, encaixe T
L515155-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 155mm, encaixe T
L515155-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 155mm, encaixe T
L515155-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 155mm, encaixe T
L515155-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 155mm, encaixe T
L515155-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 155mm, encaixe T
L515155-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 155mm, encaixe T
L515155-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 155mm, encaixe T
L515155-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 155mm, encaixe T
L515155-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 155mm, encaixe T
L515155-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 155mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L515155-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 155mm, encaixe T
L515155-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 155mm, encaixe T
L515155-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 155mm, encaixe T
L515180-09	Broca para buco-maxilo Ø0,9 x 180mm, encaixe T
L515180-10	Broca para buco-maxilo Ø1,0 x 180mm, encaixe T
L515180-11	Broca para buco-maxilo Ø1,1 x 180mm, encaixe T
L515180-12	Broca para buco-maxilo Ø1,2 x 180mm, encaixe T
L515180-13	Broca para buco-maxilo Ø1,3 x 180mm, encaixe T
L515180-14	Broca para buco-maxilo Ø1,4 x 180mm, encaixe T
L515180-15	Broca para buco-maxilo Ø1,5 x 180mm, encaixe T
L515180-16	Broca para buco-maxilo Ø1,6 x 180mm, encaixe T
L515180-17	Broca para buco-maxilo Ø1,7 x 180mm, encaixe T
L515180-18	Broca para buco-maxilo Ø1,8 x 180mm, encaixe T
L515180-19	Broca para buco-maxilo Ø1,9 x 180mm, encaixe T
L515180-20	Broca para buco-maxilo Ø2,0 x 180mm, encaixe T
L515180-21	Broca para buco-maxilo Ø2,1 x 180mm, encaixe T
L515180-22	Broca para buco-maxilo Ø2,2 x 180mm, encaixe T
L515180-23	Broca para buco-maxilo Ø2,3 x 180mm, encaixe T
L515180-27	Broca para buco-maxilo Ø2,7 x 180mm, encaixe T
L515180-32	Broca para buco-maxilo Ø3,2 x 180mm, encaixe T
L515180-35	Broca para buco-maxilo Ø3,5 x 180mm, encaixe T
L516095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe J
L516095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe J
L516095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe J
L516095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe J
L516095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe J
L516095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe J
L516095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe J
L516095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe J
L516095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe J
L516095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe J
L516095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe J
L516095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe J
L516095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe J
L516095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe J
L516095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe J
L516125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe J
L516125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe J
L516125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L516125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe J
L516125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe J
L516125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe J
L516125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe J
L516125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe J
L516125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe J
L516125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe J
L516125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe J
L516125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe J
L516125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe J
L516125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe J
L516125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe J
L517095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe M
L517095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe M
L517095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe M
L517095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe M
L517095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe M
L517095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe M
L517095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe M
L517095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe M
L517095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe M
L517095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe M
L517095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe M
L517095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe M
L517095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe M
L517095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe M
L517095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe M
L517125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe M
L517125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe M
L517125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe M
L517125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe M
L517125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe M
L517125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe M
L517125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe M
L517125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe M
L517125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe M
L517125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe M
L517125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe M
L517125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L517125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe M
L517125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe M
L517125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe M
L518095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe O
L518095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe O
L518095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe O
L518095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe O
L518095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe O
L518095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe O
L518095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe O
L518095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe O
L518095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe O
L518095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe O
L518095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe O
L518095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe O
L518095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe O
L518095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe O
L518095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe O
L518125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe O
L518125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe O
L518125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe O
L518125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe O
L518125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe O
L518125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe O
L518125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe O
L518125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe O
L518125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe O
L518125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe O
L518125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe O
L518125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe O
L518125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe O
L518125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe O
L518125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe O
L519095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe R
L519095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe R
L519095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe R
L519095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe R
L519095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe R
L519095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe R

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L519095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe R
L519095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe R
L519095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe R
L519095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe R
L519095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe R
L519095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe R
L519095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe R
L519095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe R
L519095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe R
L519125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe R
L519125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe R
L519125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe R
L519125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe R
L519125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe R
L519125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe R
L519125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe R
L519125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe R
L519125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe R
L519125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe R
L519125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe R
L519125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe R
L519125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe R
L519125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe R
L519125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe R
L520095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe S
L520095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe S
L520095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe S
L520095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe S
L520095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe S
L520095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe S
L520095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe S
L520095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe S
L520095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe S
L520095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe S
L520095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe S
L520095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe S
L520095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe S
L520095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe S
L520095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe S

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L520125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe S
L520125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe S
L520125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe S
L520125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe S
L520125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe S
L520125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe S
L520125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe S
L520125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe S
L520125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe S
L520125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe S
L520125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe S
L520125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe S
L520125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe S
L520125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe S
L520125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe S
L521095-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 95mm, encaixe T
L521095-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 95mm, encaixe T
L521095-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 95mm, encaixe T
L521095-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 95mm, encaixe T
L521095-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 95mm, encaixe T
L521095-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 95mm, encaixe T
L521095-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 95mm, encaixe T
L521095-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 95mm, encaixe T
L521095-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 95mm, encaixe T
L521095-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 95mm, encaixe T
L521095-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 95mm, encaixe T
L521095-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 95mm, encaixe T
L521095-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 95mm, encaixe T
L521095-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 95mm, encaixe T
L521095-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 95mm, encaixe T
L521125-06	Fresa esférica de desbaste Ø0,6 x 125mm, encaixe T
L521125-07	Fresa esférica de desbaste Ø0,7 x 125mm, encaixe T
L521125-08	Fresa esférica de desbaste Ø0,8 x 125mm, encaixe T
L521125-10	Fresa esférica de desbaste Ø1,0 x 125mm, encaixe T
L521125-14	Fresa esférica de desbaste Ø1,4 x 125mm, encaixe T
L521125-18	Fresa esférica de desbaste Ø1,8 x 125mm, encaixe T
L521125-23	Fresa esférica de desbaste Ø2,3 x 125mm, encaixe T
L521125-27	Fresa esférica de desbaste Ø2,7 x 125mm, encaixe T
L521125-31	Fresa esférica de desbaste Ø3,1 x 125mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L521125-35	Fresa esférica de desbaste Ø3,5 x 125mm, encaixe T
L521125-40	Fresa esférica de desbaste Ø4,0 x 125mm, encaixe T
L521125-45	Fresa esférica de desbaste Ø4,5 x 125mm, encaixe T
L521125-50	Fresa esférica de desbaste Ø5,0 x 125mm, encaixe T
L521125-60	Fresa esférica de desbaste Ø6,0 x 125mm, encaixe T
L521125-70	Fresa esférica de desbaste Ø7,0 x 125mm, encaixe T
L522115-10	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe J
L522115-15	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe J
L522115-20	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe J
L522115-25	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe J
L522115-30	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe J
L522115-35	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe J
L522115-40	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe J
L522115-45	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe J
L522115-50	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe J
L522115-55	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe J
L522115-60	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe J
L522115-65	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe J
L522115-70	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe J
L523115-75	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe M
L523115-80	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe M
L523115-85	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe M
L523115-90	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe M
L523115-95	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe M
L523115-100	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe M
L523115-105	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe M
L523115-110	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe M
L523115-115	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe M
L523115-120	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe M
L523115-125	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe M
L523115-130	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe M
L523115-135	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe M
L524115-140	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe O
L524115-145	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe O
L524115-150	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe O
L524115-155	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe O
L524115-160	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe O
L524115-165	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe O
L524115-170	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L524115-175	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe O
L524115-180	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe O
L524115-185	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe O
L524115-190	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe O
L524115-195	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe O
L524115-200	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe O
L525115-205	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe R
L525115-210	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe R
L525115-215	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe R
L525115-220	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe R
L525115-225	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe R
L525115-230	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe R
L525115-235	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe R
L525115-240	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe R
L525115-245	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe R
L525115-250	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe R
L525115-255	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe R
L525115-260	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe R
L525115-265	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe R
L526115-270	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe S
L526115-275	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe S
L526115-280	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe S
L526115-285	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe S
L526115-290	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe S
L526115-295	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe S
L526115-300	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe S
L526115-305	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe S
L526115-310	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe S
L526115-315	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe S
L526115-320	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe S
L526115-325	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe S
L526115-330	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe S
L527115-335	Fresa esférica de corte rápido Ø1,0 x 115mm, encaixe T
L527115-340	Fresa esférica de corte rápido Ø1,5 x 115mm, encaixe T
L527115-345	Fresa esférica de corte rápido Ø2,0 x 115mm, encaixe T
L527115-350	Fresa esférica de corte rápido Ø2,5 x 115mm, encaixe T
L527115-355	Fresa esférica de corte rápido Ø3,0 x 115mm, encaixe T
L527115-360	Fresa esférica de corte rápido Ø3,5 x 115mm, encaixe T
L527115-365	Fresa esférica de corte rápido Ø4,0 x 115mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L527115-370	Fresa esférica de corte rápido Ø4,5 x 115mm, encaixe T
L527115-375	Fresa esférica de corte rápido Ø5,0 x 115mm, encaixe T
L527115-380	Fresa esférica de corte rápido Ø5,5 x 115mm, encaixe T
L527115-385	Fresa esférica de corte rápido Ø6,0 x 115mm, encaixe T
L527115-390	Fresa esférica de corte rápido Ø6,5 x 115mm, encaixe T
L527115-395	Fresa esférica de corte rápido Ø7,0 x 115mm, encaixe T
L528115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe J
L528115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe J
L528115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe J
L528115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe J
L528115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe J
L528115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe J
L528115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe J
L528115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe J
L528115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe J
L528115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe J
L528115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe J
L528115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe J
L528115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe J
L528115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe J
L528115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe J
L528115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe J
L528115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe J
L529115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe M
L529115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe M
L529115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe M
L529115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe M
L529115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe M
L529115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe M
L529115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe M
L529115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe M
L529115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe M
L529115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe M
L529115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe M
L529115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe M
L529115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe M
L529115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe M
L529115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe M
L529115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe M

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L529115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe M
L530115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe O
L530115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe O
L530115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe O
L530115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe O
L530115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe O
L530115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe O
L530115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe O
L530115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe O
L530115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe O
L530115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe O
L530115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe O
L530115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe O
L530115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe O
L530115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe O
L530115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe O
L530115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe O
L530115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe O
L531115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe R
L531115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe R
L531115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe R
L531115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe R
L531115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe R
L531115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe R
L531115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe R
L531115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe R
L531115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe R
L531115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe R
L531115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe R
L531115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe R
L531115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe R
L531115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe R
L531115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe R
L531115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe R
L531115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe R
L532115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe S
L532115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe S
L532115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe S
L532115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe S

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L532115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe S
L532115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe S
L532115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe S
L532115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe S
L532115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe S
L532115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe S
L532115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe S
L532115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe S
L532115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe S
L532115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe S
L532115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe S
L532115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe S
L532115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe S
L533115-06	Fresa esférica de acabamento Ø0,6 x 115mm, encaixe T
L533115-07	Fresa esférica de acabamento Ø0,7 x 115mm, encaixe T
L533115-08	Fresa esférica de acabamento Ø0,8 x 115mm, encaixe T
L533115-10	Fresa esférica de acabamento Ø1,0 x 115mm, encaixe T
L533115-14	Fresa esférica de acabamento Ø1,4 x 115mm, encaixe T
L533115-18	Fresa esférica de acabamento Ø1,8 x 115mm, encaixe T
L533115-20	Fresa esférica de acabamento Ø2,0 x 115mm, encaixe T
L533115-23	Fresa esférica de acabamento Ø2,3 x 115mm, encaixe T
L533115-25	Fresa esférica de acabamento Ø2,5 x 115mm, encaixe T
L533115-27	Fresa esférica de acabamento Ø2,7 x 115mm, encaixe T
L533115-30	Fresa esférica de acabamento Ø3,0 x 115mm, encaixe T
L533115-35	Fresa esférica de acabamento Ø3,5 x 115mm, encaixe T
L533115-40	Fresa esférica de acabamento Ø4,0 x 115mm, encaixe T
L533115-45	Fresa esférica de acabamento Ø4,5 x 115mm, encaixe T
L533115-50	Fresa esférica de acabamento Ø5,0 x 115mm, encaixe T
L533115-55	Fresa esférica de acabamento Ø5,5 x 115mm, encaixe T
L533115-60	Fresa esférica de acabamento Ø6,0 x 115mm, encaixe T
L534095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe J
L534095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe J
L534125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe J
L534125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe J
L535095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe M
L535095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe M
L535125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe M
L535125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe M
L536095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe O
L536095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L536125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe O
L536125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe O
L537095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe R
L537095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe R
L537125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe R
L537125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe R
L538095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe S
L538095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe S
L538125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe S
L538125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe S
L539095-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe T
L539095-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe T
L539125-50	Fresa cônica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe T
L539125-70	Fresa cônica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe T
L540095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe J
L540095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe J
L540125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe J
L540125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe J
L541095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe M
L541095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe M
L541125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe M
L541125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe M
L542095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe O
L542095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe O
L542125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe O
L542125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe O
L543095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe R
L543095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe R
L543125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe R
L543125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe R
L544095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe S
L544095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe S
L544125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe S
L544125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe S
L545095-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 95mm, encaixe T
L545095-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 95mm, encaixe T
L545125-50	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø5,0 x 125mm, encaixe T
L545125-70	Fresa cilíndrica de ponta redonda Ø7,0 x 125mm, encaixe T
L546095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L546125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe J
L547095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe M
L547125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe M
L548095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe O
L548125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe O
L549095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe R
L549125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe R
L550095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe S
L550125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe S
L551095-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 95mm, encaixe T
L551125-21	Fresa de corte lateral Ø2,1 x 125mm, encaixe T
L558095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe J
L558095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe J
L558095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe J
L559095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe M
L559095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe M
L559095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe M
L560095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe O
L560095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe O
L560095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe O
L561095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe R
L561095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe R
L561095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe R
L562095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe S
L562095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe S
L562095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe S
L563095-40	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,0 x 95mm, encaixe T
L563095-45	Fresa cônica de corte helicoidal Ø4,5 x 95mm, encaixe T
L563095-60	Fresa cônica de corte helicoidal Ø6,0 x 95mm, encaixe T
L564095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe J
L564095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe J
L564095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe J
L564095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe J
L564095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe J
L564095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe J
L564095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe J
L564095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe J
L564095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe J
L564095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe J

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L564095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe J
L564095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe J
L564095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe J
L564095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe J
L564095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe J
L564095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe J
L564095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe J
L565095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe M
L565095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe M
L565095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe M
L565095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe M
L565095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe M
L565095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe M
L565095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe M
L565095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe M
L565095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe M
L565095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe M
L565095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe M
L565095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe M
L565095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe M
L565095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe M
L565095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe M
L565095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe M
L565095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe M
L566095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe O
L566095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe O
L566095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe O
L566095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe O
L566095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe O
L566095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe O
L566095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe O
L566095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe O
L566095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe O
L566095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe O
L566095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe O
L566095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe O
L566095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe O
L566095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe O
L566095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe O

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L566095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe O
L566095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe O
L567095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe R
L567095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe R
L567095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe R
L567095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe R
L567095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe R
L567095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe R
L567095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe R
L567095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe R
L567095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe R
L567095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe R
L567095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe R
L567095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe R
L567095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe R
L567095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe R
L567095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe R
L567095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe R
L567095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe R
L568095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe S
L568095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe S
L568095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe S
L568095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe S
L568095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe S
L568095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe S
L568095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe S
L568095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe S
L568095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe S
L568095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe S
L568095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe S
L568095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe S
L568095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe S
L568095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe S
L568095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe S
L568095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe S
L568095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe S
L569095-06	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,6 x 95mm, encaixe T
L569095-07	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,7 x 95mm, encaixe T
L569095-08	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø0,8 x 95mm, encaixe T

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

L569095-10	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,0 x 95mm, encaixe T
L569095-12	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,2 x 95mm, encaixe T
L569095-15	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,5 x 95mm, encaixe T
L569095-18	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø1,8 x 95mm, encaixe T
L569095-20	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,0 x 95mm, encaixe T
L569095-25	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø2,5 x 95mm, encaixe T
L569095-30	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,0 x 95mm, encaixe T
L569095-35	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø3,5 x 95mm, encaixe T
L569095-40	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,0 x 95mm, encaixe T
L569095-45	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø4,5 x 95mm, encaixe T
L569095-50	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,0 x 95mm, encaixe T
L569095-55	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø5,5 x 95mm, encaixe T
L569095-60	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,0 x 95mm, encaixe T
L569095-65	Fresa esférica de corte ultra rápido Ø6,5 x 95mm, encaixe T
L570044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe J
L571044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe M
L572044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe O
L573044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe R
L574044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe S
L575044-25	Broca craniótomo Ø2,5 x 44mm, encaixe T

4. ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original mantido em temperatura ambiente, e locais livres de incidência de raios solares e umidade.
- Os efeitos de vibração, choques, corrosão, assentamento defeituoso durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento, devem ser evitados.
- Não podem ficar em locais muito altos, próximos a lâmpadas, o que poderia ocasionar ressecamento da embalagem ou dano no rótulo.
- As embalagens, os acondicionamentos e/ou os produtos danificados não deverão ser utilizados e deverão ser devolvidos à CPMH.
- Manipular os dispositivos esterilizados de acordo com os procedimentos assépticos adequados.
- Proteger o paciente de todo e qualquer contato acidental com os dispositivos, o que poderia provocar danos no acabamento da superfície. Inspeccionar todo e qualquer dispositivo antes de o utilizar, de modo a verificar visualmente se o mesmo não se encontra danificado.

5. INSTRUÇÕES DE USO

Toda manipulação destes instrumentais, deverá estar acompanhada de cuidados: na manipulação para limpeza e esterilização, bem como seu transporte. Esses instrumentais devem ser usados somente para a finalidade específica que foi projetada.

6. PRECAUÇÕES

- A aplicação de força ou impacto sobre os instrumentos pode causar rompimento, fissura, dobramento, rachadura ou até mesmo quebra do mesmo, levando à sua inutilização.

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

- Não usar para qualquer outro propósito diferente de seu uso recomendado. Manipular tecidos delicados ou ossos com um instrumento que não foi feito para tal uso pode resultar em danos ao instrumento.
- Deve-se levar em conta que os instrumentos possuem risco de contaminação potencial. Os profissionais que entrarem em contato com os instrumentos devem tomar medidas de precauções contra perfurações causadas por estes.
- Após utilização dos instrumentais estes devem ser tratados como possíveis contaminantes. Descartar após o uso de maneira apropriada.
- Os instrumentos não devem ser utilizados para finalidades daquelas para as quais não foram projetados.
- Os instrumentais servem exclusivamente para auxílio médico. Instrumentais de fabricantes diferentes podem ser utilizados em associação somente quando a compatibilidade e adequabilidade entre eles for previamente avaliada.

•

7. PRÉ-OPERATÓRIO

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do implante a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atende pelas condições de uso e limpeza. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

8. ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar o produto caso apresente danos aparentes ou caso a sua embalagem esteja violada ou danificada.
- Como todo ato cirúrgico, o cirurgião deve estar ciente que podem haver intercorrências durante o procedimento, e deve estar preparado para tratá-las. O uso destes instrumentais deve ser feito apenas por médicos cirurgiões aptos e familiarizados com a técnica cirúrgica.
- Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins escusos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento e danos ao implante.
- A combinação dos produtos da CPMH com os de outros fabricantes pode apresentar riscos de uma fixação inadequada e outras complicações técnicas por diferenciação de material, desenho ou qualidade.
- Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso do conjunto de instrumentos ou das suas partes. Caso ocorram variações no desempenho pretendido, perda de precisão, instabilidade ou falta de corte, o componente deve ser imediatamente substituído.

9. RISCOS ASSOCIADOS

O produto é contra-indicado apenas para uso por profissionais não habilitados para a função.

10. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO E LIMPEZA

Todos os instrumentais devem ser completamente descontaminados e limpos antes da esterilização. Devem ser lavados manualmente ou em aparelhos de limpeza, utilizando produtos bactericidas e anti-fúngicos de amplo espectro. Anteriormente ao uso, qualquer agente de limpeza deve ser submetido a testes de oxidação. Não utilizar agentes de limpeza agressivos tais como: agentes minerais ácidos (sulfúrico, nítrico), que possam causar danos aos dispositivos e particularmente aos instrumentais. Não utilize escovas metálicas, limpadores e produtos abrasivos. O dispositivo deve ser

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL

cuidadosamente enxaguado após a limpeza. Enxaguar intensamente com água, 70% a 80% de etanol aquoso ou isopropanol com tratamento ultrassônico subsequente, ou enzima proteolítica, ou solução 1:100 de hipoclorito de sódio. Se a água usada contiver uma alta concentração de íons, deve ser usada água destilada. Secar o dispositivo imediatamente após a limpeza.

Os parâmetros adequados dos processos de esterilização (física ou química) para cada equipamento e volume devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. Para isso, devem ser seguidas as instruções do fabricante e métodos em acordo com guias internos de uso do estabelecimento hospitalar.

O processo de esterilização selecionado, em qualquer caso, deverá atender à norma EN556-1, que estabelece que a probabilidade teórica da presença de microorganismos vitais seja no máximo igual a 10^{-6} (S.A.L. [Sterility Assurance Level] - nível de garantia de esterilidade = 10^{-6}). É total responsabilidade do usuário a garantia de utilização de um processo de esterilização adequado e a verificação da esterilidade de todos os dispositivos, em qualquer fase do processo.

É recomendável que sejam aplicados os seguintes parâmetros de esterilização física em autoclaves (vapor saturado):

Ciclo	Temperatura	Tempo de Exposição
Convencional (1 atm de pressão)	121°C (250°F)	30 minutos
Convencional (1 atm de pressão)	132°C (270°F)	15 minutos
Gravidade	132°C (270°F)	45 minutos
Alto Vácuo	132°C (270°F)	4 minutos

OBS.: O tempo só deverá ser marcado quando o calor da câmara de esterilização atingir a temperatura desejada.

Parâmetros utilizados para esterilização por Óxido de Etileno (ETO):

Método de Esterilização Óxido de Etileno

Concentração de ETO: 20% Tempo de exposição: 06 horas

Pressão média: 0,750kgf./cm² Temperatura Média: 55°C Umidade Média: 60%

Aeração Forçada: 06 pulsos de nitrogênio e 06 pulsos de ar filtrado

Aeração Pós Processo: 06 horas

11. DESCARTE

O descarte deverá ser realizado inicialmente pela descaracterização do produto através de corte e/ou imagem para sua inutilização. Providenciar o descarte conforme as normas para lixo hospitalar, devendo ser depositado em recipiente adequado e tendo a indicação de que se trata de lixo contaminado. A instituição de saúde por sua vez deverá providenciar o descarte final conforme legislação em vigor.

12. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

Elogios, Sugestões ou Reclamações podem ser realizados diretamente à CPMH pelo telefone (61) 3028-8858, pelo e-mail: sac@cpmh.com.br, ou em nosso sítio eletrônico preenchendo o formulário de atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no endereço eletrônico: <https://www.cpmh.com.br/sac/>.

NOTA: Informações referentes à data de fabricação, validade, lote e referência vide rótulo.

BROCAS PARA MINI MICRO - NÃO ESTÉRIL



FABRICANTE

CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda.

Endereço: SIA Trecho 17 Via IA-4 Lote 1235

CEP 71200-260

www.cpmh.com.br

Tel: 61 3028-8858

sac@cpmh.com.br

Registro ANVISA: 80859840149

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rander Pereira Avelar – CRO/DF: 5476